

# Guide des produits Coloplast



Soins de stomie, d'incontinence, de la peau et des plaies  
En vigueur à compter avril 2020





# SOINS DE STOMIE

## Appareillage

### SenSura® Mio Click

#### Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Champ protecteur SenSura® Mio Click.....	9
Sac vidable SenSura® Mio Click.....	10
Sac vidable SenSura® Mio Click.....	10
Sac fermé SenSura® Mio Click.....	10
Sac d'urostomie SenSura® Mio Click.....	10
Sac haut débit SenSura® Mio Click.....	11

### SenSura® Mio Flex

#### Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Champ protecteur SenSura® Mio Flex.....	11
Sac vidable SenSura® Mio Flex.....	12
Sac fermé SenSura® Mio Flex.....	12
Sac d'urostomie SenSura® Mio Flex.....	12
Sac haut débit SenSura® Mio Flex.....	12

### SenSura® Mio - une pièce

#### Champ protecteur et sac de stomie - Système une pièce

Sac vidable SenSura® Mio.....	12
Sac fermé SenSura® Mio.....	14
Sac d'urostomie SenSura® Mio.....	15
Sac haut débit SenSura® Mio une pièce.....	16
Sac post-opératoire SenSura® Mio une pièce.....	16

### SenSura® Mio Kids

#### Champ protecteur et sac - Système deux pièces

Champ protecteur SenSura® Mio Kids Flex.....	16
Sac vidable SenSura® Mio Kids Flex.....	16
Sac d'urostomie SenSura® Mio Kids Flex.....	17

#### Champ protecteur et sac - Système une pièce

Sac vidable SenSura® Mio Kids une pièce.....	17
Sac d'urostomie SenSura® Mio Kids Flex une pièce.....	17

### SenSura® Click

#### Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Champ protecteur SenSura® Click.....	17
Champ protecteur SenSura® Click Xpro.....	18
Sac vidable SenSura® Click avec Easiclese™ WIDE-Outlet.....	18
Sac fermé SenSura® Click.....	18
Sac d'urostomie SenSura® Click.....	19
Sac SenSura® à haut débit.....	19

### SenSura® Flex

#### Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Champ protecteur SenSura® Flex.....	19
Champ protecteur SenSura® Flex Xpro.....	20
Sac vidable SenSura® Flex.....	20

Sac fermé SenSura® Flex.....	20
Sac d'urostomie SenSura® Flex.....	20

### SenSura®

#### Champ protecteur et sac de stomie - Système une pièce

Sac vidable SenSura®.....	21
Sac vidable SenSura® Xpro.....	21
Sac fermé SenSura® Mio Originale.....	21
Sac fermé SenSura®.....	22
Sac d'urostomie SenSura®.....	22
Sac haut débit SenSura®.....	22
Sac SenSura® Sac Post-opératoire.....	22

### Assura®

#### Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Champ protecteur Assura®.....	23
Champ protecteur Assura® - Port extra prolongé.....	24
Sac vidable Assura® avec EasiClose™.....	25
Sac fermé Assura®.....	25
Sac d'urostomie Assura®.....	25

### Easiflex®

#### Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Champ protecteur Easiflex®.....	26
Champ protecteur Easiflex® - Port extra prolongé.....	26
Sac vidable Easiflex® avec EasiClose™.....	26
Sac fermé Easiflex®.....	27
Sac d'urostomie Easiflex®.....	27

### Assura®

#### Champ protecteur et sac de stomie - Système une pièce

Sac vidable Assura®.....	27
Sac vidable Assura® avec EasiClose™.....	27
Sac vidable Assura® - Port extra prolongé.....	28
Sac fermé Assura®.....	28
Sac d'urostomie Assura®.....	29
Sac vidable Assura® - Port extra prolongé.....	29

### Assura® Pédiatrique

#### Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces - Pédiatrique

Champ protecteur Assura® pédiatrique.....	30
Sac vidable Assura® pédiatrique.....	30
Sac fermé Assura® pédiatrique.....	30

### EasiFlex® Pédiatrique

#### Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces - Pédiatrique

Champ protecteur Easiflex® pédiatrique.....	30
Sac vidable Easiflex® pédiatrique.....	30

## Assura® Pédiatrique

### Champ protecteur et sac de stomie - Système une pièce - Pédiatrique

Sac vidable Assura® pédiatrique .....	30
Sac fermé Assura® pédiatrique .....	30
Sac urostomie Assura® pédiatrique .....	30

## Accessoires

### Accessoires de stomie

Protecteur cutané Brava® .....	31
Anneau protecteur Brava® .....	31
Anneau protecteur Brava® large .....	31
Anneau protecteur Brava® extra large .....	31
Anneaux moulables Brava® .....	31
Barrière cutanée Brava® .....	31
Dissolvant pour adhésif Brava® .....	31
Crème de protection cutanée Brava® .....	31
Pâte de stomie en bande Brava® .....	31
Bandes de barrière élastique Brava® .....	32
Poudre de stomie Brava® .....	32
Ceinture Brava® .....	32
Ceinture Brava® Mio .....	32
Déodorant lubrifiant Brava® .....	32
Pâte sans alcool Brava® .....	32
Pâte de stomie (contient de l'alcool) .....	32
Anneaux protecteurs .....	32
Champ protecteur liquide Coloplast Prep™ .....	32
Filtre pour sac Coloplast FiltroDor® .....	32
Pince pour sac Coloplast .....	33
Ciseaux de stomie .....	33

### Couvre-stomie

Couvre-stomie urostomie .....	33
Couvre-stomie .....	33
Couvre-stomie Coloplast - Une pièce .....	33

### Produits d'irrigation Assura®

Ensemble d'irrigation Assura® .....	33
Accessoires d'irrigation Assura® .....	33
Manchon d'irrigation Assura® .....	33
Sac de nuit Coloplast pour urostomie .....	34

### Système Coloplast pour fistules et soins des plaies

Sac .....	34
Couvercles .....	34
Accessoires .....	34

# SOINS D'INCONTINENCE

## Intermittent

### SpeediCath® Flex

Cathéter hydrophile Intermittent	
SpeediCath® Flex .....	37

### SpeediCath® Standard

Cathéter hydrophile Intermittent	
SpeediCath® Standard pour homme, droit .....	37
SpeediCath® Standard pour homme, coudé .....	37
SpeediCath® Standard pour femme, droit .....	37
SpeediCath® Standard pédiatrique, droit .....	37

### SpeediCath® Compact pour Homme

Cathéter hydrophile Intermittent	
SpeediCath® Compact pour homme .....	38

### SpeediCath® Compact Eve

Cathéter hydrophile Intermittent	
SpeediCath® Compact Eve .....	38

### SpeediCath® Compact Female

Cathéter hydrophile Intermittent	
SpeediCath® Compact pour femme .....	38
SpeediCath® Compact Plus pour femme .....	38

### SpeediCath® Compact Set

Cathéter hydrophile Intermittent	
SpeediCath® Compact Set pour homme .....	39
SpeediCath® Compact Set pour femme .....	39

### Self-Cath®

Cathéter Intermittent	
Self-Cath® pour femme, droit .....	39
Self-Cath® pédiatrique .....	39
Tubes d'extension Self-Cath® .....	39
Self-Cath® pour homme, droit .....	40
Self-Cath® pour homme, droit, emballage recourbé .....	40
Self-Cath® pour homme, droit, souple .....	40
Self-Cath® pour homme, coudé, effilé avec guide d'insertion ..	40
Self-Cath® pour homme, coudé olive, avec guide d'insertion ..	40
Self-Cath® pour homme, système fermé, droit .....	40

## Externe

### Conveen® Optima

Cathéter externe pour homme - Silicone	
Conveen® Optima régulier .....	41
Conveen® Optima court .....	41

### Conveen® Security+

Cathéter externe pour homme - SEBS*	
Conveen® Security+ autoadhésif .....	41
Conveen® Security+ avec bande adhésif .....	41

## Clear Advantage® / Freedom Clear™

### Cathéter externe pour homme - Silicone

Clear Advantage® avec aloe vera.....	42
Freedom Clear™ .....	42
Freedom Clear™ «LS» (longue gaine).....	42
Freedom Clear™ «SS» (gaine sport) .....	42

## Conveen®

### Cathéter externe pour homme - Latex

Conveen® autoadhésif .....	42
Conveen® avec bande adhésive .....	42

## Active Cath®

### Cathéter externe pour homme - Latex

Active Cath® .....	43
--------------------	----

## Freedom Cath®

### Cathéter externe pour homme - Latex

Freedom Cath® .....	43
---------------------	----

## Conveen® Active

### Sac urinaire à jambe

Sac à jambe Conveen® Active, non stérile .....	43
--	----

## Conveen® Security+

### Sac urinaire à jambe

Sac à jambe Conveen® Security+, robinet à pince, sangles, non stérile .....	43
Sac à jambe Conveen® Security+, robinet à pince, port d'échantillonnage, sangles, stérile.....	43
Sac à jambe Conveen® Security+, robinet à levier, sangles, stérile.....	43

## Conveen® Standard

### Sac à urine de jour/nuit

Sac de jour / nuit Conveen® Standard, robinet à pince, non stérile.....	44
Sac de jour / nuit Conveen® Standard, robinet à pince, port d'échantillonnage, stérile .....	44

## Conveen® Contour

### Sac urinaire à jambe

Sac à jambe Conveen® Contour, robinet à pince, sangles, non stérile .....	44
---	----

## Sac de nuit Conveen®

### Sac urinaire de nuit

Sac de nuit Conveen® non stérile .....	44
Sac de nuit Conveen® stérile.....	44

## Accessoires

Support de sac Conveen® .....	44
Sangles à jambe Conveen® .....	44
Sangle de retenue de cathéter Conveen® .....	44

## Peristeen

### Tampon anal Peristeen®

Tampon anal Peristeen® .....	45
------------------------------	----

### Peristeen® Irrigation Transanale

Système d'irrigation transanale Peristeen® .....	45
Système d'irrigation transanale Peristeen® - Court.....	45
Peristeen® Irrigation transanale - Ensemble d'accessoires .....	45
Peristeen® Irrigation transanale - Ensemble d'accessoires - Court.....	45
Peristeen® Irrigation transanale - Cathéter rectal.....	45
Peristeen® Irrigation transanale - Attaches.....	45
Peristeen® Irrigation transanale - Tubulure.....	45

## SOINS DES PLAIES

### Biatain® Silicone

#### Pansement mousse avec adhésif en silicone

Biatain® Silicone .....	49
-------------------------	----

### Biatain® Silicone Lite

#### Pansement mousse mince avec adhésif en silicone

Biatain® Silicone Lite.....	49
-----------------------------	----

### Biatain® Silicone Ag

#### Pansement mousse avec adhésif en silicone et argent

Biatain® Silicone Ag.....	49
---------------------------	----

### Biatain®

#### Pansement mousse

Biatain® Adhésif.....	50
Biatain® non adhésif.....	50

### Biatain® Soft Hold

#### Pansement mousse avec légère adhérence

Biatain® Soft Hold.....	50
-------------------------	----

### Biatain® Ag

#### Pansement mousse avec argent

Biatain® Ag adhésif.....	51
Biatain® Ag non adhésif.....	51

### Biatain® Alginate

#### Pansement d'alginate de calcium

Biatain® Alginate.....	51
------------------------	----

### Biatain® Alginate Ag

#### Pansement d'alginate de calcium avec argent

Biatain® Alginate Ag.....	51
---------------------------	----

### Biatain® Ibu

#### Pansement mousse avec ibuprofène

Biatain® Ibu non adhésif .....	52
Biatain® Ibu Soft-Hold .....	52



## Biatain® Super

### Pansement hydrocapillaire

Biatain® Super adhésif ..... 52

Biatain® Super non adhésif ..... 52

## Comfeel® Plus

### Pansement hydrocolloïde

Comfeel® Plus ..... 53

## Comfeel® Plus Transparent

### Pansement hydrocolloïde

Comfeel® Plus Transparent ..... 53

## Physiotulle®

### Pansement hydrocolloïde

Physiotulle® ..... 53

## Physiotulle® Ag

### Pansement hydrocolloïde

Physiotulle® Ag ..... 53

## Triad™

### Pansement hydrophile

Triad™ ..... 54

## Purilon® Gel

### Hydrogel fait d'ingrédients naturels

Purilon® Gel ..... 54

## Woun'Dres®

### Hydrogel de collagène

Woun'Dres® hydrogel de collagène ..... 54

## Sea-Clens®

### Nettoyant pour plaies

Sea-Clens® nettoyant pour plaies ..... 54

## SOINS DE LA PEAU

## Sproam®

### Nettoyant en vaporisateur ou en mousse sans rinçage

Sproam® ..... 57

## Bedside-Care® - peau sensible

### Nettoyant mousse sans rinçage

Bedside-Care® Sensitive Skin ..... 57

## Bedside-Care® - Mousse

### Nettoyant mousse sans rinçage

Bedside-Care® ..... 57

## Bedside-Care®

### Nettoyant en vaporisateur sans rinçage

Bedside-Care® ..... 57

## Bedside-Care® Easi-Cleanse®

### Lingette nettoyante sans rinçage

Bedside-Care® Easi-Cleanse ..... 58

## Gentle Rain® Extra doux

### Nettoyant à rincer

Gentle Rain® Extra Mild ..... 58

## Atrac-Tain®

### Hydratant

Atrac-Tain® ..... 58

## Sween® 24

### Hydratant

Sween® 24 ..... 59

## Crème Sween®

### Hydratant

Crème Sween® ..... 59

## Lotion Sween® - non parfumée

### Hydratant

Lotion Sween® - non parfumée ..... 59

## Critic-Aid® Clear

### Barrière protectrice

Critic-Aid® Clear ..... 60

## Baza® Protect II

### Barrière protectrice

Baza® Protect II ..... 60

## Baza Cleanse and Protect®

### Nettoyant et protecteur

Baza Cleanse and Protect® ..... 60

## InterDry®

### Textile qui évacue l'humidité avec complexe d'argent antimicrobien

InterDry® ..... 61

## Isagel®

### Gel désinfectant pour les mains

Isagel® ..... 61

## Poudre corporelle Sween®

### Poudre pour tout le corps.

Poudre corporelle Sween® ..... 61

## Hex-On®

### Antagoniste d'odeur

Hex-On® ..... 61

## Accessoires

Distributeur mural pour sacs ..... 62

Bac récupérateur pour distributeur mural ..... 62

Support mural ..... 62

# Soins de stomie






# SenSura® Mio Click

## Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Couplage mécanique Click avec anneau de sécurité. Assure un ajustement précis et sûr selon la morphologie individuelle, avec une discrétion optimale. Adhésif élastique, textile gris neutre et filtre circulaire complet. Tous les champs protecteurs Mio Click 2 pièces sont dotés 4 oeillets de ceinture.

### Champ protecteur SenSura® Mio Click

Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	40 mm (1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po)	● 10-35 mm ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	10502	5
		50 mm (2 po)	● 10-45 mm ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	10512	5
		60 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	● 10-55 mm ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - 2 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	10522	5
		70 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	● 10-65 mm ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	10531	5
Précoupé	Non convexe	40 mm (1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po)	● 20 mm ( <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	10503	5
			25 mm (1 po)	10504	5
		50 mm (2 po)	● 30 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	10513	5
			35 mm (1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	10515	5
À découper	Convexité légère	40 mm (1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po)	● 10-20 mm ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	16901	5
		50 mm (2 po)	● 15-30 mm ( <sup>5</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	16911	5
		60 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	● 15-40 mm ( <sup>5</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po)	16921	5
		70 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	● 15-53 mm ( <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po - 2 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> po)	16931	5
Précoupé	Convexité légère	40 mm (1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po)	● 18 mm ( <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	16903	5
		50 mm (2 po)	● 25 mm (1 po)	16914	5
			28 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	16915	5
		60 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> )	● 31 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	16923	5
			35 mm (1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	16924	5
À découper	Convexité profonde	40 mm (1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po)	● 10-20 mm ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	16941	5
		50 mm (2 po)	● 15-30 mm ( <sup>5</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	16951	5
		60 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	● 15-40 mm ( <sup>5</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po)	16961	5
		70 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	● 15-53 mm ( <sup>5</sup> / <sub>8</sub> - 2 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> po)	16971	5
Précoupé	Convexité profonde	40 mm (1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po)	● 18 mm ( <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	16942	5
		50 mm (2 po)	● 25 mm (1 po)	16954	5
			28 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	16955	5
À découper	Concave	40 mm (1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po)	● 10-35 mm ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	18500	5
		50 mm (2 po)	● 10-45 mm ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	18510	5
		60 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	● 10-55 mm ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - 2 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	18520	5
		70 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	● 10-65 mm ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	18530	5
Précoupé	Concave	50 mm (2 po)	● 25-45 mm (1 po - 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	18511	5
		50 mm (2 po)	● 30-45 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po - 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	18512	5
		50 mm (2 po)	● 35-45 mm (1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po - 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	18513	5
	Concave	60 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	● 30-55 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po - 2 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	18521	5
		60 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	● 35-55 mm (1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po - 2 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	18522	5
		60 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	● 40-55 mm (1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po - 2 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	18523	5
		60 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	● 45-55 mm (1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po - 2 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	18524	5
	Concave	70 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	● 45-65 mm (1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po - 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	18531	5
		70 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	● 50-65 mm (2 po - 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	18532	5



## Sac vidable SenSura® Mio Click Easiclose™ WIDE-Outlet

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 26 cm (10 1/4 po)	Opaque avec fenêtre d'inspection	40 mm (1 9/16 po) ●	11461	10
		50 mm (2 po) ●	11471	10
		40 mm (1 9/16 po) ●	11462	10
		50 mm (2 po) ●	11472	10
Maxi 28 cm (11 po)	Opaque avec fenêtre d'inspection	60 mm (2 3/8 po) ●	11482	10
		70 mm (2 3/4 po) ●	11486	10
		40 mm (1 9/16 po) ● Vidoir étroit avec filtre Ileo	11432	10
		50 mm (2 po) ● Vidoir étroit avec filtre Ileo	11443	10



## Sac vidable SenSura® Mio Click Easiclose™ WIDE-Outlet

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Maxi 28 cm (11 po)	Transparent	40 mm (1 9/16 po) ●	11463	10
		50 mm (2 po) ●	11473	10
		50 mm (2 po) ● Sans filtre	11474	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	11483	10
		60 mm (2 3/8 po) ● Sans filtre	11484	10
		70 mm (2 3/4 po) ●	11487	10



## Sac fermé SenSura® Mio Click

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 18 cm (7 po)	Opaque avec fenêtre d'inspection	40 mm (1 9/16 po) ●	11401	30
		50 mm (2 po) ●	11412	30
		60 mm (2 3/8 po) ●	11421	30
Maxi 22 cm (8 1/2 po)	Opaque avec fenêtre d'inspection	40 mm (1 9/16 po) ●	11402	30
		50 mm (2 po) ●	11413	30
		60 mm (2 3/8 po) ●	11422	30
		70 mm (2 3/4 po) ●	11425	30



## Sac d'urostomie SenSura® Mio Click

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 24 cm (9 1/2 po)	Opaque	50 mm (2 po) ●	11496	10
		40 mm (1 9/16 po) ●	11491	10
		50 mm (2 po) ●	11497	10
Maxi 26 cm (10 1/4 po)	Opaque avec fenêtre d'inspection	60 mm (2 3/8 po) ●	11499	10
		40 mm (1 9/16 po) ●	11492	10
	Transparent	50 mm (2 po) ●	11498	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	11500	10



## SenSura® Mio Click haut débit

Vidoir	Couleur	Taille du couplage	Volume	Code de produit	Unités
Vidoir rigide à large ouverture	Opaque avec fenêtre d'inspection	40mm (1 9/16 po)	● 1160 ml	18600	10
		50mm (2 po)	● 1120 ml	18601	10
		60mm (2 3/8 po)	● 1080 ml	18602	10
		70mm (2 3/4 po)	● 1040 ml	18603	10
	Transparent	40mm (1 9/16 po)	● 1160 ml	18610	10
		50mm (2 po)	● 1120 ml	18611	10
		60mm (2 3/8 po)	● 1080 ml	18612	10
		70mm (2 3/4 po)	● 1040 ml	18613	10
Sac Mini Vidoir rigide à large ouverture	Opaque avec fenêtre d'inspection	40mm (1 9/16 po)	● 650 ml	18620	10
		50mm (2 po)	● 581 ml	18621	10
		60mm (2 3/8 po)	● 546 ml	18622	10
Vidoir souple Raccord universel	Opaque avec fenêtre d'inspection	50mm (2 po)	● 1120 ml	18630	10
		60mm (2 3/8 po)	● 1080 ml	18631	10
		70mm (2 3/4 po)	● 1040 ml	18632	10
	Transparent	50mm (2 po)	● 1120 ml	18640	10
		60mm (2 3/8 po)	● 1080 ml	18641	10
		70mm (2 3/4 po)	● 1040 ml	18642	10



Sac avec vidoir rigide à large ouverture se connecte au sac de drainage Coloplast 14010

## SenSura® Mio Flex

### Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Le couplage adhésif Flex offre souplesse et liberté de mouvement. Assure un ajustement précis et sûr selon la morphologie individuelle, avec une discrétion optimale. Adhésif élastique, textile gris neutre et filtre circulaire complet. Seuls les champs protecteurs Mio Flex convexes sont dotés 4 oeillets de ceinture.

### Champ protecteur SenSura® Mio Flex

Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	35 mm (1 3/8 po)	● 10-33 mm (3/8 - 1 1/4 po)	10551	10
		50 mm (2 po)	● 10-48 mm (3/8 - 2 po)	10561	10
		70 mm (2 3/4 po)	● 10-68 mm (3/8 - 2 3/4 po)	10571	10
Précoupé	Non convexe	50 mm (2 po)	25 mm (1 po)	10562	10
			● 30 mm (1 1/4 po)	10563	10
			35 mm (1 3/8 po)	10564	10
À découper	Convexité légère	35 mm (1 3/8 po)	● 10-20 mm (3/8 - 3/4 po)	16471	5
		50 mm (2 po)	15-30 mm (5/8 - 1 1/8 po)	16481	5
			15-40 mm (5/8 - 1 9/16 po)	16483	5
		70 mm (2 3/4 po)	● 15-53 mm (5/8 - 2 1/16 po)	16491	5
Précoupé	Convexité légère	35 mm (1 3/8 po)	● 18 mm (3/4 po)	16472	5
		50 mm (2 po)	25 mm (1 po)	16485	5
			● 28 mm (1 1/8 po)	16486	5
			31 mm (1 1/4 po)	16487	5
			35 mm (1 3/8 po)	16488	5



## Sac vidable SenSura® Mio Flex avec Easyclose™ WIDE-Outlet

Format	Couleur	Taille du couplage		Code de produit	Unités
Midi 26 cm (10 1/4 po)	Opaque avec fenêtre d'inspection	50 mm (2 po)	●	12271	10
		35 mm (1 3/8 po)	●	Vidoir étroit avec filtre Ileo 12232	10
		35 mm (1 3/8 po)	●	12262	10
	Opaque avec fenêtre d'inspection	50 mm (2 po)	●	Vidoir étroit avec filtre Ileo 12243	10
		50 mm (2 po)	●	12272	10
		70 mm (2 3/4 po)	●	12282	10
	Transparent	50 mm (2 po)	●	Sans filtre 12274	10
		70 mm (2 3/4 po)	●	Sans filtre 12284	10



## Sac fermé SenSura® Mio Flex

Format	Couleur	Taille du couplage		Code de produit	Unités
Midi 18 cm (7 po)	Opaque avec fenêtre d'inspection	35 mm (1 3/8 po)	●	12201	30
		50 mm (2 po)	●	12212	30
		35 mm (1 3/8 po)	●	12202	30
	Opaque avec fenêtre d'inspection	50 mm (2 po)	●	12213	30
		70 mm (2 3/4 po)	●	12222	30



## Sac d'urostomie SenSura® Mio Flex

Format	Couleur	Taille du couplage		Code de produit	Unités
		35 mm (1 3/8 po)	●	12291	10
		50 mm (2 po)	●	12297	10
		35 mm (1 3/8 po)	●	12292	10
		50 mm (2 po)	●	12298	10



## SenSura® Mio Flex haut débit

Vidoir	Couleur	Taille du couplage		Code de produit	Unités
		50 mm (2 po)	●	18650	10
		70 mm (2 3/4 po)	●	18651	10
		50 mm (2 po)	●	18655	10
		70 mm (2 3/4 po)	●	18656	10



Sac avec vidoir rigide à large ouverture se connecte au sac de drainage Coloplast 14010

# SenSura® Mio

## Champ protecteur et sac de stomie - Système une pièce

Adhésif élastique, textile gris neutre et filtre circulaire complet. Assure un ajustement précis et sûr selon la morphologie individuelle, avec une discrétion optimale. Les systèmes convexes sont uniquement dotés 4 oeilletons de ceinture.

## Sac vidable SenSura® Mio avec Easyclose™ WIDE-Outlet

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Midi 26 cm (10 1/4 po)	À découper	Non convexe	Opaque avec fenêtre d'inspection	10-45 mm (3/8 - 1 1/4 po)	10461	10
			Opaque avec fenêtre d'inspection	10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po) Vidoir étroit avec filtre Ileo	10451	10
				10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	10471	10
			Transparent	10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	10481	10
				10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	10489 Sans filtre	10
				25 mm (1 po)	10472	10
				30 mm (1 1/8 po)	10474	10
				35 mm (1 3/8 po)	10476	10
				40 mm (1 9/16 po)	10479	10
				45 mm (1 3/4 po)	10477	10
				50 mm (2 po)	10478	10



# Sac vidable SenSura® Mio avec Easiclose™ WIDE-Outlet

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi 28 cm (11 po)	Précoupé	Non convexe	Transparent	25 mm (1 po)	10482	10
				30 mm (1 1/8 po)	10483	10
				35 mm (1 3/8 po)	10484	10
				40 mm (1 9/16 po)	10487	10
Maxi 28 cm (11 po)	À découper	Convexité souple	Opaque avec fenêtre d'inspection	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	16705	10
				10-50 mm (3/8 - 2 po)	16706	10
			Transparent	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	16715	10
				10-50 mm (3/8 - 2 po)	16716	10
	À découper	Convexité légère	Opaque avec fenêtre d'inspection	10-23 mm (3/8 - 7/8 po)	16725	10
				15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	16726	10
				10-43 mm (3/8 - 1 3/4 po)	16733	10
				10-23 mm (3/8 - 7/8 po)	16737	10
			Transparent	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	16738	10
				10-43 mm (3/8 - 1 3/4 po)	16739	10
				10-43 mm (3/8 - 1 3/4 po)	16748	Sans filtre 10
				25 mm (1 po)	16731	10
	Précoupé	Convexité légère	Opaque avec fenêtre d'inspection	28 mm (1 1/8 po)	16732	10
				31 mm (1 1/4 po)	16727	10
				35 mm (1 3/8 po)	16734	10
				10-23 mm (3/8 - 7/8 po)	16755	10
	À découper	Convexité profonde	Opaque avec fenêtre d'inspection	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	16756	10
				10-43 mm (3/8 - 1 3/4 po)	16768	10
			Transparent	10-43 mm (3/8 - 1 3/4 po)	16767	10
				10-43 mm (3/8 - 1 3/4 po)	16778	Sans filtre 10
	Précoupé	Convexité profonde	Opaque avec fenêtre d'inspection	21 mm (7/8 po)	16760	10
				25 mm (1 po)	16761	10
				28 mm (1 1/8 po)	16762	10
				31 mm (1 1/4 po)	16757	10
			Transparent	35 mm (1 3/8 po)	16763	10
				25 mm (1 po)	16771	10
				28 mm (1 1/8 po)	16772	10
				31 mm (1 1/4 po)	16773	10
Midi 26 cm (10 1/4 po)	À découper	Concave	Opaque avec fenêtre d'inspection	10-40 mm (3/8 - 1 9/16 po)	18300	10
				10-50 mm (3/8 - 2 po)	18310	10
Maxi 28 cm (11 po)	Précoupé	Concave	Opaque avec fenêtre d'inspection	25-40 mm (1 - 1 9/16 po)	18301	10
				30-40 mm (1 1/8 - 1 9/16 po)	18302	10
	À découper	Concave	Transparent	10-40 mm (3/8 - 1 9/16 po)	18305	10
				10-50 mm (3/8 - 2 po)	18312	10
Maxi 28 cm (11 po)	Précoupé	Concave	Opaque avec fenêtre d'inspection	25-50 mm (1 - 2 po)	18313	10
				30-50 mm (1 1/8 - 2 po)	18314	10
				35-50 mm (1 3/8 - 2 po)	18315	10
				10-50 mm (3/8 - 2 po)	18320	Sans filtre 10
	À découper	Concave	Transparent	10-50 mm (3/8 - 2 po)	18321	10
				25-50 mm (1 - 2 po)	18322	10
				30-50 mm (1 1/8 - 2 po)	18323	10
				35-50 mm (1 3/8 - 2 po)	18324	10



## Sac vidable SenSura® Mio avec Easiclose™ WIDE-Outlet

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi 28 cm (11 po)	À découper	Concave	Opaque avec fenêtre d'inspection	10-60 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{3}{8}$ po)	18330	10
				40-60 mm (1 $\frac{9}{16}$ - 2 $\frac{3}{8}$ po)	18331	10
	Précoupé	Concave		45-60 mm (1 $\frac{3}{4}$ - 2 $\frac{3}{8}$ po)	18332	10
				50-60 mm (2 po - 2 $\frac{3}{8}$ po)	18333	10
	À découper	Concave	Transparent	10-60 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{3}{8}$ po) Sans filtre	18340	10
				10-60 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{3}{8}$ po)	18341	10
				40-60 mm (1 $\frac{9}{16}$ - 2 $\frac{3}{8}$ po)	18342	10
	Précoupé	Concave		45-60 mm (1 $\frac{3}{4}$ - 2 $\frac{3}{8}$ po)	18343	10
				50-60 mm (2 po - 2 $\frac{3}{8}$ po)	18344	10



## Sac fermé SenSura® Mio

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Mini 14 cm	À découper	Non convexe	Opaque avec fenêtre d'inspection	15-45 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	10870	30
Midi 18 cm (7 po)	À découper	Non convexe	Opaque avec fenêtre d'inspection	15-45 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	10871	30
	Précoupé	Non convexe	Opaque avec fenêtre d'inspection	25 mm (1 po)	10872	30
				30 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	10873	30
				35 mm (1 $\frac{3}{8}$ po)	10874	30
Maxi 22 cm (8 $\frac{1}{2}$ po)	À découper	Non convexe	Opaque avec fenêtre d'inspection	15-45 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	10881	30
				40-55 mm (1 $\frac{9}{16}$ - 2 $\frac{1}{8}$ po)	10885	30
	Précoupé	Non convexe	Opaque avec fenêtre d'inspection	30 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	10883	30
Midi 18 cm (7 po)	À découper	Convexité souple	Opaque avec fenêtre d'inspection	15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ po)	16301	10
	À découper	Convexité légère	Opaque avec fenêtre d'inspection	15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ po)	16322	10
	Précoupé	Convexité légère	Opaque avec fenêtre d'inspection	31 mm (1 $\frac{1}{4}$ po)	16323	10
	À découper	Convexité souple	Opaque avec fenêtre d'inspection	15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ po)	16305	10
				10-50 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 po)	16306	10
			Transparent	10-50 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 po)	16315	10
	Précoupé	Convexité souple	Opaque avec fenêtre d'inspection	25 mm (1 po)	16310	10
				28 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	16311	10
				31 mm (1 $\frac{1}{4}$ po)	16312	10
				35 mm (1 $\frac{3}{8}$ po)	16313	10
	À découper	Convexité légère	Opaque avec fenêtre d'inspection	10-23 mm ( $\frac{3}{8}$ - $\frac{7}{8}$ po)	16325	10
				15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ po)	16326	10
				10-43 mm ( $\frac{3}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	16332	10
			Transparent	10-43 mm ( $\frac{3}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	16335	10
Maxi 22 cm (8 $\frac{1}{2}$ po)	Précoupé	Convexité légère	Opaque avec fenêtre d'inspection	25 mm (1 po)	16330	10
				28 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	16331	10
				31 mm (1 $\frac{1}{4}$ po)	16327	10
				35 mm (1 $\frac{3}{8}$ po)	16333	10
	À découper	Convexité profonde	Opaque avec fenêtre d'inspection	10-23 mm ( $\frac{3}{8}$ - $\frac{7}{8}$ po)	16345	10
				15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ po)	16346	10
				10-43 mm ( $\frac{3}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	16352	10
				25 mm (1 po)	16350	10
	Précoupé	Convexité profonde	Opaque avec fenêtre d'inspection	28 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	16351	10
				31 mm (1 $\frac{1}{4}$ po)	16347	10
				35 mm (1 $\frac{3}{8}$ po)	16353	10



## Sac fermé SenSura® Mio

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Midi 18 cm (7 po)	À découper	Concave	Opaque avec fenêtre d'inspection	10-40 mm ( $\frac{3}{8}$ - 1 $\frac{9}{16}$ po)	18151	10
				10-50 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 po)	18160	10
	Précoupé	Concave		25-50 mm (1 - 2")	18161	10
				30-50 mm (1 $\frac{1}{8}$ po- 2")	18162	10
				35-50 mm (1 $\frac{3}{8}$ po - 2")	18163	10
Maxi 22 cm (8 $\frac{1}{2}$ po)	À découper	Concave	Opaque avec fenêtre d'inspection	10-40 mm ( $\frac{3}{8}$ - 1 $\frac{9}{16}$ po)	18152	10
Maxi 22 cm (8 $\frac{1}{2}$ po)	À découper	Concave	Opaque avec fenêtre d'inspection	10-50 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 po)	18170	10
				25-50 mm (1 - 2")	18171	10
	Précoupé	Concave		30-50 mm (1 $\frac{1}{8}$ - 2")	18172	10
				35-50 mm (1 $\frac{3}{8}$ - 2")	18173	10
Maxi 22 cm (8 $\frac{1}{2}$ po)	À découper	Concave	Opaque avec fenêtre d'inspection	10-60 mm (3/8 - 2 3/8 po)	18180	10
				40-60 mm (1 $\frac{9}{16}$ - 2 $\frac{3}{8}$ po)	18181	10
	Précoupé	Concave		45-60 mm (1 3/4 - 2 3/8 po)	18182	10
			À découper	Concave	Transparent	10-60 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{3}{8}$ po)



## Sac d'urostomie SenSura® Mio

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi 26 cm (10 $\frac{1}{4}$ po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-45 mm ( $\frac{3}{8}$ - $1\frac{3}{4}$ po)	10582	10
			Transparent	10-45 mm ( $\frac{3}{8}$ - $1\frac{3}{4}$ po)	10586	10
	Précoupé	Non convexe	Opaque	20 mm ( $\frac{3}{4}$ po)	10583	10
				25 mm (1 po)	10584	10
				30 mm ( $1\frac{1}{8}$ po)	10585	10
Maxi 26 cm (10 $\frac{1}{4}$ po)	À découper	Convexité souple	Opaque	15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ - $1\frac{1}{4}$ po)	16805	10
			Transparent	10-50 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 po)	16810	10
		Convexité légère	Opaque	10-23 mm ( $\frac{3}{8}$ - $\frac{7}{8}$ po)	16825	10
				15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ - $1\frac{1}{4}$ po)	16826	10
		Convexité légère	Transparent	10-23 mm ( $\frac{3}{8}$ - $\frac{7}{8}$ po)	16835	10
				15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ - $1\frac{1}{4}$ po)	16836	10
				10-43 mm ( $\frac{3}{8}$ - $1\frac{3}{4}$ po)	16837	10
				31 mm ( $1\frac{1}{4}$ po)	16827	10
	Précoupé	Convexité légère	Opaque	21 mm ( $\frac{7}{8}$ po)	16840	10
			Transparent	25 mm (1 po)	16841	10
			Transparent	28 mm ( $1\frac{1}{8}$ po)	16842	10
	À découper	Convexité profonde	Opaque	10-23 mm ( $\frac{3}{8}$ - $\frac{7}{8}$ po)	16855	10
				15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ - $1\frac{1}{4}$ po)	16856	10
			Transparent	10-23 mm ( $\frac{3}{8}$ - $\frac{7}{8}$ po)	16865	10
				15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ - $1\frac{1}{4}$ po)	16866	10
				10-43 mm ( $\frac{3}{8}$ - $1\frac{3}{4}$ po)	16867	10
Maxi 26 cm (10 $\frac{1}{4}$ po)	Précoupé	Convexité profonde	Opaque	31 mm ( $1\frac{1}{4}$ po)	16857	10
			Transparent	21 mm ( $\frac{7}{8}$ po)	16870	10
				25 mm (1 po)	16871	10
				28 mm ( $1\frac{1}{8}$ po)	16872	10
	À découper	Concave	Opaque	10-40 mm ( $\frac{3}{8}$ - $1\frac{9}{16}$ po)	18401	10
				20-40 mm ( $\frac{3}{4}$ po - $1\frac{9}{16}$ po)	18402	10
	Précoupé	Concave	Opaque	25-40 mm (1 po - $1\frac{9}{16}$ po)	18403	10
				30-40 mm ( $1\frac{1}{8}$ po - $1\frac{9}{16}$ po)	18404	10
Maxi 26 cm (10 $\frac{1}{4}$ po)	À découper	Concave	Transparent	10-40 mm ( $\frac{3}{8}$ - $1\frac{9}{16}$ po)	18405	10





## SenSura® Mio une pièce haut débit

Coupe/ vidoir	Convexité	Couleur	Volume	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper /Vidoir Souple Raccord Universel	Non convexe	Opaque avec fenêtre d'inspection	630 ml	10-70 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{3}{4}$ po)	18660	10
			725 ml	10-100 mm ( $\frac{3}{8}$ - 4 po)	18661	10
		Transparent	630 ml	10-70 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{3}{4}$ po)	18665	10
			725 ml	10-100 mm ( $\frac{3}{8}$ - 4 po)	18666	10
	Convexité souple	Opaque avec fenêtre d'inspection	630 ml	10-50 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 po)	18670	10
		Transparent	630 ml	10-50 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 po)	18671	10
	Convexité légère	Opaque avec fenêtre d'inspection	630 ml	10-43 mm ( $\frac{3}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	18675	10
		Transparent	630 ml	10-43 mm ( $\frac{3}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	18676	10



Ne se connecte pas au sac de drainage Coloplast 14010

## SenSura® Mio une pièce post-opératoire

Coupe	Convexité	Volume	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Transparent	680 ml	10-70 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{3}{4}$ po)	18680	Stérile 5
		725 ml	10-100 mm ( $\frac{3}{8}$ - 4 po)	18681	Stérile 5
		680 ml	10-70 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{3}{4}$ po)	18690	5
		725 ml	10-100 mm ( $\frac{3}{8}$ - 4 po)	18691	5



# SenSura® Mio Kids

## Champ protecteur et sac – Système deux pièces

### Champ protecteur SenSura® Mio Kids Flex


Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	27 mm	0-27 mm	18735	5
		35 mm	0-35 mm	18747	5




### Sac vidable SenSura® Mio Kids Flex


Coupe	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Mini	Opaque	27 mm	18720	10
	Transparent	27 mm	18721	10
Midi	Opaque	27 mm	18722	10
	Transparent	27 mm	18723	10
	Opaque	35 mm	18724	10
	Transparent	35 mm	18725	10



Sac d'urostomie SenSura® Mio Kids Flex						
Coupe	Couleur	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités	
Opaque		27 mm		18730	10	
		35 mm		18731	10	

## Champ protecteur et sac - Système une pièce



Sac vidable SenSura® Mio Kids une pièce							
Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités	
Midi	À découper	Non convexe	Opaque	0-35 mm	18710	10	
			Transparent	0-35 mm	18711	10	

Sac d'urostomie SenSura® Mio Kids Flex une pièce							
Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités		
À découper	Non convexe	Transparent	10-35 mm	18712	10		
		Opaque	10-35 mm	18713	10		

# SenSura® Click

## Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Couplage mécanique Click avec anneau de sécurité. Assure un ajustement précis et sûr selon la morphologie individuelle. Toutes les champs protecteurs SenSura Click 2 pièces sont dotées d'œilletons de ceinture.

Champ protecteur SenSura® Click							
Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités		
À découper	Non convexe	40 mm (1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po)	● 10-35 mm ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	10011	5		
		50 mm (2 po)	● 10-45 mm ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	10021	5		
		60 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	● 10-55 mm ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - 2 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	10031	5		
		70 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	● 10-65 mm ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	10041	5		
	Convexité légère	40 mm (1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po)	● 15-23 mm ( <sup>5</sup> / <sub>8</sub> - <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po)	11011	5		
		50 mm (2 po)	● 15-33 mm ( <sup>5</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	11021	5		
		60 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	● 15-43 mm ( <sup>5</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	11031	5		
		70 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	● 15-53 mm ( <sup>5</sup> / <sub>8</sub> - 2 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> po)	11041	5		
Précoupé	Non convexe	40 mm (1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po)	● 20 mm ( <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	10012	5		
			25 mm (1 po)	10013	5		
		50 mm (2 po)	● 30 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	10022	5		
			35 mm (1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	10023	5		
	Convexité légère	60 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	● 40 mm (1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po)	10032	5		
		40 mm (1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po)	● 21 mm ( <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po)	11012	5		
			25 mm (1 po)	11022	5		
		50 mm (2 po)	● 28 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	11023	5		
			31 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	11024	5		
		60 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	● 35 mm (1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	11032	5		















## Champ protecteur SenSura® Click Xpro

(Conçu pour offrir une protection supplémentaire contre les effluents liquides des iléostomies et urostomies)

Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	40 mm (1 9/16 po)	10-35 mm (3/8 - 1 3/8 po)	10015	5
		50 mm (2 po)	10-45 mm (3/8 - 1 3/4 po)	10025	5
		60 mm (2 3/8 po)	10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	10035	5
		70 mm (2 3/4 po)	10-65 mm (3/8 - 2 1/2 po)	10045	5
	Convexité légère	40 mm (1 9/16 po)	15-23 mm (5/8 - 7/8 po)	11015	5
		50 mm (2 po)	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	11025	5
		60 mm (2 3/8 po)	15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	11035	5
		70 mm (2 3/4 po)	15-53 mm (5/8 - 2 1/16 po)	11045	5
Précoupé	Non convexe	40 mm (1 9/16 po)	20 mm (3/4 po)	10016	5
			25 mm (1 po)	10017	5
			30 mm (1 1/8 po)	10026	5
		50 mm (2 po)	35 mm (1 3/8 po)	10027	5
	Convexité légère	60 mm (2 3/8 po)	40 mm (1 9/16 po)	10036	5
		40 mm (1 9/16 po)	21 mm (7/8 po)	11016	5
			25 mm (1 po)	11026	5
		50 mm (2 po)	28 mm (1 1/8 po)	11027	5
			31 mm (1 1/4 po)	11028	5
		60 mm (2 3/8 po)	35 mm (1 3/8 po)	11036	5



## Sac vidable SenSura® Click avec Easiclese™ WIDE-Outlet

Format	Couleur	Taille du couplage		Code de produit	Unités		
Midi 27 cm (10 1/2 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po)		11114	10		
		50 mm (2 po)		11115	10		
	Opaque	40 mm (1 9/16 po)		11124	10		
		50 mm (2 po)		11125	10		
		50 mm (2 po)	 Sans filtre	11135	10		
		60 mm (2 3/8 po)		11126	10		
		60 mm (2 3/8 po)	 Sans filtre	11136	10		
		70 mm -2 3/4 po		11127	10		
			Transparent	40 mm (1 9/16 po)		11194	10
				50 mm (2 po)		11195	10
50 mm (2 po)	 Sans filtre			11185	10		
60 mm (2 3/8 po)				11196	10		
60 mm (2 3/8 po)	 Sans filtre			11186	10		
		70 mm -2 3/4 po		11197	10		



## Sac fermé SenSura® Click

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 18 cm (7 po)	Opaque	40mm (1 9/16 po)	10154	30
		50mm (2 po)	10155	30
		60mm (2 3/8 po)	10156	30
Maxi 22 cm (8 1/2 po)	Opaque	40mm (1 9/16 po)	10164	30
		50mm (2 po)	10165	30
		60mm (2 3/8 po)	10166	30
		70mm (2 3/4 po)	10167	30



## Sac d'urostomie SenSura® Click

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 24 cm (9 1/4 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	11841	10
		50 mm (2 po) ●	11842	10
	Transparent	40 mm (1 9/16 po) ●	11851	10
		50 mm (2 po) ●	11852	10
Maxi 26 cm (10 1/4 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	11844	10
		50 mm (2 po) ●	11845	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	11846	10
	Transparent	40 mm (1 9/16 po) ●	11854	10
		50 mm (2 po) ●	11855	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	11856	10



## Sac SenSura® à haut débit

Couleur	Taille du couplage	Volume	Code de produit	Unités
Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	1160 ml	19040	10
	50 mm (2 po) ●	1120 ml	19041	10
	60 mm (2 3/8 po) ●	1080 ml	19042	10
Transparent	40 mm (1 9/16 po) ●	1160 ml	19050	10
	50 mm (2 po) ●	1120 ml	19051	10
	60 mm (2 3/8 po) ●	1080 ml	19052	10



Se connecte au sac de drainage Coloplast #14010

# SenSura® Flex

## Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Système de couplage adhésif à bas profil qui offre flexibilité et liberté de mouvement. Adhésif à double couche pour une tenue sûre, sécuritaire et durable. Sac vidable avec système de fermeture velcro. Seuls les champs protecteurs SenSura Flex convexes sont dotés d'œilletons de ceinture.

## Champ protecteur SenSura® Flex

Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	35 mm (1 3/8 po) ●	10-33 mm (3/8 - 1 1/4 po)	10101	10
		50 mm (2 po) ●	10-48 mm (3/8 - 2 po)	10102	10
		70 mm (2 3/4 po) ●	10-68 mm (3/8 - 2 3/4 po)	10103	10
		90 mm - 3 1/2 po ●	10-88 mm (3/8 - 3 1/2 po)	10108	5
	Convexité légère	35 mm (1 3/8 po) ●	15-23 mm (5/8 - 7/8 po)	11301	5
		50 mm (2 po) ●	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	11302	5
			15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	11303	5
		70 mm (2 3/4 po) ●	15-56 mm (5/8 - 2 1/8 po)	11307	5
Précoupé	Non convexe	35 mm (1 3/8 po) ●	21 mm (7/8 po)	10111	10
			28 mm (1 1/8 po)	10113	10
		50 mm (2 po) ●	25 mm (1 po)	10114	10
			31 mm (1 1/4 po)	10116	10
	Convexité légère	35 mm (1 3/8 po) ●	35 mm (1 3/8 po)	10117	10
			25 mm (1 po)	11312	5
		50 mm (2 po) ●	28 mm (1 1/8 po)	11313	5
			31 mm (1 1/4 po)	11314	5
		35 mm (1 3/8 po) ●	31 mm (1 1/4 po)	11315	5
			35 mm (1 3/8 po)	11316	5



## Champ protecteur SenSura® Flex Xpro

Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	35 mm (1 3/8 po) ●	10-33 mm (3/8 - 1 1/4 po)	10104	10
		50 mm (2 po) ●	10-48 mm (3/8 - 2 po)	10105	10
		70 mm (2 3/4 po) ●	10-68 mm (3/8 - 2 3/4 po)	10106	10
	Convexité légère	35 mm (1 3/8 po) ●	15-23 mm (5/8 - 7/8 po)	11304	5
		50 mm (2 po) ●	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	11305	5
		70 mm (2 3/4 po) ●	15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	11306	5
			15-56 mm (5/8 - 2 1/8 po)	11308	5



## Sac vidable SenSura® Flex avec Easyclose™ WIDE-Outlet

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 27 cm (10 1/2 po)	Opaque	50 mm (2 po) ●	11505	20
Maxi 30 cm (12 po)	Opaque	35 mm (1 3/8 po) ●	11514	20
		50 mm (2 po) ●	11515	20
		50 mm (2 po) ● Sans filtre	11615	20
		70 mm (2 3/4 po) ●	11518	20
	Transparent	50 mm (2 po) ● Sans filtre	11612	20
		90 mm (3 1/2 po) ● Sans filtre	11690	20



## Sac fermé SenSura® Flex

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 18 cm (7 po)	Opaque	35 mm (1 3/8 po) ●	10904	30
		50 mm (2 po) ●	10905	30
Maxi 22 cm (8 1/2 po)	Opaque	35 mm (1 3/8 po) ●	10914	30
		50 mm (2 po) ●	10915	30
		70 mm (2 3/4 po) ●	10918	30



## Sac d'urostomie SenSura® Flex

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 24 mm (9 1/2 po)	Opaque	35 mm (1 3/8 po) ●	11821	20
		50 mm (2 po) ●	11822	20
Maxi 26 cm (10 1/4 po)	Opaque	35 mm (1 3/8 po) ●	11824	20
		50 mm (2 po) ●	11825	20
	Transparent	35 mm (1 3/8 po) ●	11827	20
		50 mm (2 po) ●	11828	20



## Champ protecteur et sac de stomie - Système une pièce

Système Easyclose™ avec Velcro® pour assurer la sécurité. L'adhésif à double couche offre adhérence, flexibilité et facilité de retrait. Seuls les systèmes SenSura convexes 1 pièce sont dotés d'œilletons de ceinture.

### Sac vidable SenSura® avec Easyclose™ WIDE-Outlet

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi 30 cm (12 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-76 mm ( $\frac{3}{8}$ -3 po)	15531	10
			Transparent	10-76 mm ( $\frac{3}{8}$ -3 po)	15521	10
				10-76 mm ( $\frac{3}{8}$ -3 po)	15821	10
		Convexité légère	Opaque	15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ po)	15607	10
			Transparent	15-43 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	15608	10
				15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ po)	15605	10
	Précoupé	Non convexe	Opaque	15-43 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	15606	10
				25 mm (1 po)	15532	10
				30 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	15533	10
		Convexité légère	Opaque	35 mm (1 $\frac{3}{8}$ po)	15534	10
				25 mm (1 po)	15633	10
				28 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	15634	10
		Non convexe	Transparent	31 mm (1 $\frac{1}{4}$ po)	15635	10
				25 mm (1 po)	15522	10
				30 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	15523	10
		Non convexe	Transparent	35 mm (1 $\frac{3}{8}$ po)	15524	10



### Sac vidable SenSura® Xpro avec Easyclose™ WIDE-Outlet

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi 30 cm (12 po)	À découper	Non convexe	Transparent	10-76 mm ( $\frac{3}{8}$ - 3 po)	15981	20
		Convexité légère	Transparent	15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ po)	15695	10
				15-43 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	15696	10



### Sac fermé SenSura® Mio Original

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Mini 14 cm (5 $\frac{1}{2}$ po)	À découper	Non convexe	Opaque avec fenêtre d'inspection	15-45 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	10811	30
Midi 18 cm (7 po)	À découper	Non convexe	Opaque avec fenêtre d'inspection	15-45 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	10821	30
				25 mm (1 po)	10822	30
	Précoupé	Non convexe	Opaque avec fenêtre d'inspection	30 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	10823	30
				35 mm (1 $\frac{3}{8}$ po)	10824	30
				15-45 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	10831	30
Maxi 22 cm (8 $\frac{1}{2}$ po)	À découper	Non convexe	Opaque avec fenêtre d'inspection	40-55 mm (1 $\frac{9}{16}$ - 2 $\frac{1}{8}$ po)	10835	30
				30 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	10833	30
	Précoupé	Non convexe	Opaque avec fenêtre d'inspection	35 mm (1 $\frac{3}{8}$ po)	10834	30



## Sac fermé SenSura®

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Midi 18 cm (7 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-66 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{5}{8}$ po)	15450	30
			Transparent	10-66 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{5}{8}$ po)	15441	30
		Convexité légère	Opaque	15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ po)	15403	10
				15-43 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	15404	10
	Précoupé	Convexité légère	Opaque	25 mm (1 po)	15413	10
				28 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	15414	10
				31 mm (1 $\frac{1}{4}$ po)	15415	10
				Maxi 22 cm (8 $\frac{1}{2}$ po)		
Maxi 22 cm (8 $\frac{1}{2}$ po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-76 mm ( $\frac{3}{8}$ - 3 po)	15480	30
			Transparent	10-76 mm ( $\frac{3}{8}$ - 3 po)	15470	30
		Convexité légère	Opaque	15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	15407	10
				15-43 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	15408	10
	Précoupé	Non convexe	Transparent	15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ po)	15405	10
				15-43 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	15406	10
			Opaque	25 mm (1 po)	15482	30
				30 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	15483	30
Précoupé	Non convexe	Transparent	35 mm (1 $\frac{3}{8}$ po)	15484	30	
			25 mm (1 po)	15472	30	
		Opaque	30 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	15473	30	
			35 mm (1 $\frac{3}{8}$ po)	15474	30	



## Sac d'urostomie SenSura®

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Midi 24 cm (9 ½ po)	À découper	Non convexe	Transparent	10-66 mm (¾ - 2 ⅝ po)	11803	10
Maxi 26 cm (10 ¾ po)			Non convexe	Opaque	10-76 mm (¾ - 3 po)	11802
		Transparent		10-76 mm (¾ - 3 po)	11804	10
		Convexité légère	Opaque	15-33 mm (⅝ - 1 ¼ po)	11811	10
	Transparent		15-43 mm (⅝ - 1 ¾ po)	11812	10	
			15-33 mm (⅝ - 1 ¼ po)	11814	10	
			15-43 mm (⅝ - 1 ¾ po)	11815	10	



## Sac vidable SenSura® à haut débit

Coupe	Stérile	Taille de la stomie	Volume	Code de produit	Unités
À découper	Stérile	10-76 mm ( $\frac{3}{8}$ -3 po)	630 ml	19001	5
	Non stérile	10-76 mm ( $\frac{3}{8}$ -3 po)	630 ml	19003	6



se connecte au sac de drainage 14010

## Sac SenSura® Post-Op

Coupe	Stérile	Taille de la stomie	Taille de la fenêtre	Volume	Code de produit	Unités
À découper	Stérile	10-76 mm ( $\frac{3}{8}$ -3 po)	70 mm	680 ml	19010	5
			100 mm	725 ml	19011	5
	Non stérile	10-76 mm ( $\frac{3}{8}$ -3 po)	70 mm	680 ml	19020	6
			100 mm	725 ml	19021	6
			No window	680 ml	19030	6
			No window	680 ml	19030	6







## Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Couplage mécanique Click avec anneau de sécurité. Champ protecteur avec technologie en spirale, pour une tenue sûre et prolongée. Tous les champs protecteurs Assura Click 2 pièces sont dotés d'œilletons de ceinture.


Champ protecteur Assura®							
Coupe	Convexité	Taille du couplage		Taille de la stomie	Code de produit	Unités	
À découper	Non convexe	40 mm (1 9/16 po)	●	10-35 mm (3/8 - 1 3/8 po)	2881	5	
		50 mm (2 po)	●	10-45 mm (3/8 - 1 3/4 po)	2882	5	
		60 mm (2 3/8 po)	●	10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	2883	5	
	Convexité légère	40 mm (1 9/16 po)	●	15-23 mm (5/8 - 7/8 po)	14261	5	
		50 mm (2 po)	●	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	14262	5	
		60 mm (2 3/8 po)	●	15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	14263	5	
	Convexité profonde	50 mm (2 po)	●	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	12716	5	
		60 mm (2 3/8 po)	●	15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	12719	5	
	Précoupé	Non convexe	40 mm (1 9/16 po)	●	20 mm (3/4 po)	12841	5
					25 mm (1 po)	12842	5
50 mm (2 po)			●	30 mm (1 1/8 po)	12844	5	
				35 mm (1 3/8 po)	12845	5	
60 mm (2 3/8 po)			●	40 mm (1 9/16 po)	12847	5	
Convexité légère		40 mm (1 9/16 po)	●	18 mm (3/4 po)	14271	5	
				21 mm (7/8 po)	14272	5	
		50 mm (2 po)	●	25 mm (1 po)	14273	5	
				28 mm (1 1/8 po)	14274	5	
				31 mm (1 1/4 po)	14275	5	
		60 mm (2 3/8 po)	●	35 mm (1 3/8 po)	14276	5	
				38 mm (1 1/2 po)	14277	5	
				41 mm (1 5/8 po)	14278	5	
		Convexité profonde	40 mm (1 9/16 po)	●	15 mm (5/8 po)	12701	5
					18 mm (3/4 po)	12702	5
			50 mm (2 po)	●	21 mm (7/8 po)	12703	5
					25 mm (1 po)	12704	5
					28 mm (1 1/8 po)	12705	5
			60 mm (2 3/8 po)	●	31 mm (1 1/4 po)	12706	5
35 mm (1 3/8 po)	12707				5		
38 mm (1 1/2 po)	12708				5		
		41 mm (1 5/8 po)	12709	5			





## Champ protecteur Assura® - Port extra prolongé

Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	40 mm (1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po) ●	10-35 mm ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	2831	5
		50 mm (2 po) ●	10-45 mm ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	2832	5
		60 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po) ●	10-55 mm ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - 2 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	2833	5
	Convexité légère	40 mm (1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po) ●	15-23 mm ( <sup>5</sup> / <sub>8</sub> - <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po)	14281	5
		50 mm (2 po) ●	15-33 mm ( <sup>5</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	14282	5
		60 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po) ●	15-43 mm ( <sup>5</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	14283	5
	Convexité profonde	40 mm - (1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po) ●	15-23 mm ( <sup>5</sup> / <sub>8</sub> - <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po)	14243	5
		50 mm (2 po) ●	15-33 mm ( <sup>5</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	14246	5
		60 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po) ●	15-43 mm ( <sup>5</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	14249	5
Précoupé	Non convexe	40 mm (1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po) ●	20 mm ( <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	14251	5
			25 mm (1 po)	14252	5
		50 mm (2 po) ●	30 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	14254	5
			35 mm (1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	14255	5
		60 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po) ●	45 mm - 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po	14258	5
	Convexité légère	40 mm (1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po) ●	18 mm ( <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	14291	5
			21 mm ( <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po)	14292	5
		50 mm (2 po) ●	25 mm (1 po)	14293	5
			28 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	14294	5
		60 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po) ●	31 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	14295	5
			35 mm (1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	14296	5
	Convexité profonde	40 mm (1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po) ●	18 mm ( <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	14232	5
			21 mm ( <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po)	14233	5
		50 mm (2 po) ●	25 mm (1 po)	14234	5
			28 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	14235	5
		60 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po) ●	31 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	14236	5
			35 mm (1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	14237	5
		60 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po) ●	38 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	14238	5
			41 mm (1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po)	14239	5



## Sac vidable Assura®

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Maxi 30 cm (12 1/2 po)	Transparent	50 mm (2 po) ●	2792	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	2793	10

## Sac vidable Assura® avec EasiClose™

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Mini 23 cm (9 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	13924	10
		50 mm (2 po) ●	13925	10
Midi 26 cm (10 1/4 po)	Opaque avec graphiques	40 mm (1 9/16 po) ●	13964	10
		50 mm (2 po) ●	13965	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	13966	10
Maxi 28 cm (11 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	13984	10
		40 mm (1 9/16 po) ● Sans filtre	14494	10
		50 mm (2 po) ●	13985	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	13986	10
		60 mm (2 3/8 po) ● Sans filtre	14498	10
		40 mm (1 9/16 po) ●	13974	10
	Transparent	50 mm (2 po) ●	13975	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	13976	10



## Sac fermé Assura®

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 18 cm (7 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	12354	30
		50 mm (2 po) ●	12355	30
		60 mm (2 3/8 po) ●	12356	30
	Transparent	40 mm (1 9/16 po) ●	12344	30
		60 mm (2 3/8 po) ●	12346	30
Maxi 22 cm (8 1/2 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	12384	30
		50 mm (2 po) ●	12385	30
		60 mm (2 3/8 po) ●	12386	30
	Transparent	40 mm (1 9/16 po) ●	12374	30
		50 mm (2 po) ●	12375	30
		60 mm (2 3/8 po) ●	12376	30



## Sac d'urostomie Assura®

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Maxi 25 cm (10 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	14224	10
		50 mm (2 po) ●	14225	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	14226	10
	Transparent	40 mm (1 9/16 po) ●	14227	10
		50 mm (2 po) ●	14228	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	14229	10



## Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Couplage souple et flexible offrant un confort accru. Il est facile d'appliquer le sac sur le champ protecteur et de l'enlever. Seules les champs protecteurs Easiflex convexes sont dotés d'œilletons de ceinture.

### Champ protecteur Easiflex®


















Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	40 mm (1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po)	● 10-35 mm ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	14301	10
		50 mm (2 po)	● 10-50 mm ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - 2 po)	14302	10
		70 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	● 10-68 mm ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - 2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	14303	10
		90 mm - (3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	● 15-88 mm ( <sup>5</sup> / <sub>8</sub> - 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	14309	5
	Convexité légère	40 mm (1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po)	● 15-23 mm ( <sup>5</sup> / <sub>8</sub> - <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po)	14401	5
		50 mm (2 po)	● 15-33 mm ( <sup>5</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	14402	5
		50 mm (2 po)	● 15-43 mm ( <sup>5</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	14403	5
		70 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	● 15-61 mm ( <sup>5</sup> / <sub>8</sub> - 2 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	14406	5
		40 mm (1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po)	● 21 mm ( <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po)	14642	5
		50 mm (2 po)	● 25 mm (1 po)	14643	5
		50 mm (2 po)	● 28 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	14644	5
Précoupé	Convexité légère	40 mm (1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po)	● 21 mm ( <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po)	14642	5
		50 mm (2 po)	● 25 mm (1 po)	14643	5
		50 mm (2 po)	● 28 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	14644	5



### Champ protecteur Easiflex® - Port extra prolongé

Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	40 mm (1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po)	● 10-35 mm ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	14304	10
		50 mm (2 po)	● 10-48 mm ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - 2 po)	14305	10
		70 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	● 10-68 mm ( <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - 2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	14306	10
	Convexité légère	40 mm (1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po)	● 15-23 mm ( <sup>5</sup> / <sub>8</sub> - <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po)	14601	5
		50 mm (2 po)	● 15-33 mm ( <sup>5</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	14602	5
		50 mm (2 po)	● 15-43 mm ( <sup>5</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	14603	5
		70 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	● 15-61 mm ( <sup>5</sup> / <sub>8</sub> - 2 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	14408	5

### Sac vidable Easiflex® avec EasiClose™

Format	Couleur	Taille du couplage		Code de produit	Unités
Midi 26 cm (10 3/4 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po)		14346	20
		50 mm (2 po)		14347	20
	Transparent	50 mm (2 po)		14342	20
Maxi 28 cm (11 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po)		14361	20
		40 mm (1 9/16 po)	 Sans filtre	14524	20
		50 mm (2 po)		14362	20
		50 mm (2 po)	 Sans filtre	14525	20
		70 mm (2 3/4 po)		14349	20
	Transparent	40 mm (1 9/16 po)		14356	20
		40 mm (1 9/16 po)	 Sans filtre	14520	20
		50 mm (2 po)		14357	20
		50 mm (2 po)	 Sans filtre	14521	20
		70 mm (2 3/4 po)		14344	20
		70 mm (2 3/4 po)	 Sans filtre	14528	20
		90 mm - (3 1/2 po)	 Sans filtre	14527	20
XL 30 cm (12 po)	Opaque	70 mm (2 3/4 po)		14364	20
	Transparent	70 mm (2 3/4 po)		14359	20



## Sac fermé Easiflex®

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 18 cm (7 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	14316	30
		50 mm (2 po) ●	14317	30
Maxi 21 cm (8 3/4 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	14331	30
		50 mm (2 po) ●	14332	30
		70 mm (2 3/4 po) ●	14319	30
		90 mm - (3 1/2 po) ●	14355	30
XL 26 cm (10 3/4 po)	Transparent	70 mm (2 3/4 po) ●	14329	30



## Sac d'urostomie Easiflex®

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Maxi 25 cm (10 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	14553	20
		50 mm (2 po) ●	14555	20
	Transparent	40 mm (1 9/16 po) ●	14552	20
		50 mm (2 po) ●	14554	20



# Assura®

## Champ protecteur et sac de stomie – Système une pièce

Protecteur cutané avec technologie en spirale, pour une tenue sûre et prolongée. Différentes formes de convexité et de sacs. Seuls les systèmes Assura convexes 1 pièce sont dotés d'œilletons de ceinture.

## Sac vidable Assura®

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi 30 cm (12 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-70 mm (3/8 - 2 3/4 po)	2520 Sans filtre	10
			Transparent	10-70 mm (3/8 - 2 3/4 po)	2490 Sans filtre	10
		Convexité profonde	Opaque	15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	12533 Sans filtre	10
			Transparent	15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	13706 Sans filtre	10



## Sac vidable Assura® avec EasiClose™

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Midi 26 cm (10 1/4 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	13840	10
			Opaque	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	14404	10
		Convexité légère	Opaque	15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	14405	10
			Opaque	15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	14196	10
	Précoupé	Non convexe	Opaque	25 mm (1 po)	13844	10
				30 mm (1 1/8 po)	13845	10
				35 mm (1 3/8 po)	13846	10
Maxi 28 cm (11 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-70 mm (3/8 - 2 3/4 po)	13870	10
			Transparent	10-70 mm (3/8 - 2 3/4 po)	13860	10
		Convexité légère	Opaque	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	14414	10
				15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	14415	10
			Transparent	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	14411	10
				15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	14412	10



## Sac vidable Assura® avec EasiClose™

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi 28 cm (11 po)	À découper	Convexité profonde	Opaque	15-43 mm ( $\frac{5}{8}$ - $1\frac{3}{4}$ po)	14106	10
			Transparent	15-43 mm ( $\frac{5}{8}$ - $1\frac{3}{4}$ po)	14103	10
	Précoupé	Non convexe	Opaque	25 mm (1 po)	13874	10
				30 mm ( $1\frac{1}{8}$ po)	13875	10
				35 mm ( $1\frac{3}{8}$ po)	13876	10
				25 mm (1 po)	14422	10
		Convexité légère	Opaque	28 mm ( $1\frac{1}{8}$ po)	14423	10
				31 mm ( $1\frac{1}{4}$ po)	14424	10
		Convexité profonde	Opaque	21 mm ( $\frac{7}{8}$ po)	14173	10
				25 mm (1 po)	14174	10
				28 mm ( $1\frac{1}{8}$ po)	14175	10
				31 mm ( $1\frac{1}{4}$ po)	14176	10
			Transparent	21 mm ( $\frac{7}{8}$ po)	14163	10
				25 mm (1 po)	14164	10
				28 mm ( $1\frac{1}{8}$ po)	14165	10
				31 mm ( $1\frac{1}{4}$ po)	14166	10



## Sac vidable Assura® - Port extra prolongé

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi 28 cm (11 po)	À découper	Convexité profonde	Opaque	15-43 mm (5/8 - $1\frac{3}{4}$ po)	12419 Sans filtre	10
			Transparent	15-43 mm (5/8 - $1\frac{3}{4}$ po)	12416 Sans filtre	10




## Sac fermé Assura®

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Mini 12 cm (4 ¾ po)	À découper	Non convexe	Opaque	20-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	12110	30
	À découper	Non convexe	Opaque	20-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	12140	30
Transparent			20-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	12130	30	
Midi 18 cm (7 po)	Précoupé	Non convexe	Opaque	25 mm (1 po)	12144	30
				30 mm (1 ⅛ po)	12145	30
				35 mm (1 ⅜ po)	12146	30
				40 mm (1 ⅞ po)	12147	30



## Sac fermé Assura®

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Midi 18 cm (7 po)	Précoupé	Convexité légère	Opaque	25 mm (1 po)	14452	10
				28 mm (1 1/8 po)	14453	10
				31 mm (1 1/4 po)	14454	10
Maxi 22 cm (8 3/4 po)	À découper	Non convexe	Opaque	20-70 mm (3/4-2 3/4 po)	12170	30
		Convexité légère	Opaque	15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	14445	10
			Transparent	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	14441	10
	Précoupé	Non convexe	Opaque	25 mm (1 po)	12174	30
				30 mm (1 1/8 po)	12175	30
				35 mm (1 3/8 po)	12176	30
				40 mm (1 9/16 po)	12177	30



## Sac d'urostomie Assura®

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
	À découper	Non convexe	Opaque	10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	5580	10
			Transparent	10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	5585	10
		Convexité profonde	Transparent	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	12595	10
				15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	12596	10
Maxi 27 cm (10 1/2 po)	Précoupé	Convexité profonde	Transparent	15 mm (5/8 po)	12991	10
				18 mm (3/4 po)	12992	10
				21 mm (7/8 po)	12993	10
				25 mm (1 po)	12994	10
				28 mm (1 1/8 po)	12995	10
				31 mm (1 1/4 po)	12996	10
				35 mm (1 3/8 po)	12997	10



## Sac vidable Assura® - Port extra prolongé


Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi 25 cm (10 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	14201	10
			Transparent	10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	14202	10
		Convexité légère	Opaque	15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	14701	10
			Transparent	15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	14702	10
Maxi 27 cm (10 1/2 po)	À découper	Non convexe	Transparent	10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	12472	10
		Convexité profonde	Transparent	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	12432	10
				15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	12433	10






## Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces - Pédiatrique

Couplage mécanique Click.

Champ protecteur Assura® pédiatrique					
Coupe	Convexité	Taille de la stomie	Code de produit	Unités	
À découper	Non convexe	10-35 mm (3/8 - 1 3/8 po)	2181	5	

Sac vidable Assura® pédiatrique				
Format	Couleur	Code de produit	Unités	
13 cm (5 po)	Opaque	2151	10	


Sac fermé Assura® pédiatrique			
Format	Couleur	Code de produit	Unités
13 cm (5 po)	Transparent	2166	30

# EasiFlex®


## Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces - Pédiatrique

Couplage adhésif Flex.

Champ protecteur Easiflex® pédiatrique					
Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	20 mm (3/4 po)	0-15 mm (0-5/8 po)	14307	10
		30 mm (1 1/8 po)	0-25 mm (0-1 po)	14308	10



Sac vidable Easiflex® pédiatrique					
Format	Couleur	Taille du couplage		Code de produit	Unités
105 ml	Impression d'ours	20 mm (3/4 po)		14691	10
	Transparent	20 mm (3/4 po)		14681	10
150 ml	Motif d'oursons	30 mm (1 1/8 po)		14692	10
	Transparent	30 mm (1 1/8 po)		14682	10



# Assura®

## Champ protecteur et sac de stomie - Système une pièce - Pédiatrique

Sac vidable Assura® pédiatrique						
Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
15 cm (6 po)	À découper	Non convexe	Transparent	10-35 mm ( $\frac{3}{8}$ - 1 $\frac{3}{8}$ po)	2115	10
Sac fermé Assura® pédiatrique						
Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
13 cm (5 po)	À découper	Non convexe	Transparent	10-35 mm ( $\frac{3}{8}$ - 1 $\frac{3}{8}$ po)	2125	30
Sac d'urostomie Assura® pédiatrique						
Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
15 cm (6 po)	À découper	Non convexe	Transparent	10-35 mm ( $\frac{3}{8}$ - 1 $\frac{3}{8}$ po)	8009	10

# Accessoires de stomie

## Protecteur cutané Brava®

Taille (cm)	Format (pouces)	Code de produit	Unités
10 x 10 cm	4 x 4 po	3210	10
15 x 15 cm	6 x 6 po	3215	5
20 x 20 cm	8 x 8 po	3220	5



## Anneau protecteur Brava®

Taille (mm) Diamètre intérieur	Taille (mm) Diamètre externe	Format (mm) épaisseur	Code de produit	Unités
18 mm	48 mm	2,5 mm	12035	10
18 mm	48 mm	4,2 mm	12045	10
27 mm	57 mm	2,5 mm	12037	10
27 mm	57 mm	4,2 mm	12047	10
34 mm	64 mm	2,5 mm	12039	10
34 mm	64 mm	4,2 mm	12049	10



## Anneau protecteur Brava® large

Taille (mm) Diamètre intérieur	Taille (mm) Diamètre externe	Format (mm) épaisseur	Code de produit	Unités
18 mm	57 mm	2,5 mm	12036	10
18 mm	64 mm	2,5 mm	12038	10
18 mm	57 mm	4,2 mm	12046	10
18 mm	64 mm	4,2 mm	12048	10



## Anneau protecteur Brava® extra large

Taille (mm) Diamètre intérieur	Taille (mm) Diamètre externe	Format (mm) épaisseur	Code de produit	Unités
18 mm	76 mm	2,5 mm	12032	10
27 mm	76 mm	2,5 mm	12033	10



## Anneau moulables Brava®

Taille (mm) Diamètre intérieur	Format (mm) épaisseur	Code de produit	Unités
18 mm	2,0 mm	12030	10
18 mm	4,2 mm	12042	10



## Barrière cutanée Brava® en vaporisateur et en lingettes (sans alcool)

Format	Code de produit	Unités
Vaporisateur 50 ml	12020	1
Lingette unique	12021	30



## Dissolvant pour adhésif Brava® en vaporisateur et en lingettes (sans alcool)

Format	Code de produit	Unités
Vaporisateur 50 ml	12010	1
Lingette unique	12011	30



## Crème de protection cutanée Brava®

Format	Code de produit	Unités
--------	-----------------	--------

60g Tube	12000	1
----------	-------	---



## Pâte de stomie en bande Brava®

Format	Code de produit	Unités
--------	-----------------	--------

57g / 2oz	2655	10
-----------	------	----



## Bandes de barrière élastique Brava®

Format	Code de produit	Unités
Bande de barrière élastique Brava - originale (a.)	12070	20
Bande de barrière élastique Brava - droite (b.)	12074	20
Bande de barrière élastique Brava - à patte (c.)	12072	20
Bande de barrière élastique Brava - XL (d.)	12076	20



## Poudre de stomie Brava®

Format	Code de produit	Unités
25g / 1oz	1907	16



## Ceinture Brava®

Format	Code de produit	Unités
Standard - 100 cm - 40 po	0421	15
XL - 135 cm - 54 po	0422	15



## Ceinture Brava® Mio Nouvelle Conception

Nouvelle conception pour une meilleure prise et facilité

Format	Code de produit	Unités
Standard - 100 cm - 40 po	0423	15
XXL - 155 cm - 61 po	0424	15



## Déodorant lubrifiant Brava®

Format	Code de produit	Unités
237 ml / 8oz lingette	12060	20
7,5 ml bouteille	12061	1



## Pâte sans alcool Brava®

Format	Code de produit	Unités
60 g tube	12050	1



## Pâte de stomie (contient de l'alcool)

Format	Code de produit	Unités
60 g tube	2650	12



## Anneaux protecteurs

Grandeur pré-coupé	Code de produit	Unités
20 mm (3/4 po)	2320	30
25 mm (1 po)	2325	30
30 mm (1 1/8 po)	2330	30
40 mm (1 9/16 po)	2340	30
50 mm (2 po)	2350	30



## Protecteur cutané liquide Coloplast Prep™ (avec alcool)



Format	Code de produit	Unités
Lingette à usage unique	2041	12 boîtes/54
59 ml - 2oz. bouteille avec tampon	0925	12



## Filtre pour sac Coloplast Filtroodor®

	Code de produit	Unités
Filtre désodorisant activé au charbon avec centre en mousse autoadhésif, adhère au devant des pochettes Assura & SenSura	0509	5 sachets (10 unités par sachet)




Pince pour sac Coloplast			
	Code de produit	Unités	
Pince de fermeture simple pour pochettes vidables Assura	9500	20	
Ciseaux de stomie			
	Code de produit	Unités	
Ciseaux de stomie de qualité médicale en acier inoxydable avec lames courbées et extrémités arrondies	9505	30	

## Couvre-stomie


Conçu pour offrir plus de discrétion. Le couvre stomie est compatible avec les champs protecteurs Sensura et Assura.

*\*Note: Les couvres-stomie Coloplast 2 pièces ne sont pas compatibles avec les champs protecteurs SenSura Mio*


Couvre-stomie Coloplast Uro (100 ml)					
Format	Couleur	Taille du couplage		Code de produit	Unités
Mini	Opaque	40 mm (1 9/16 po)	●	2807	30
		50 mm (2 po)	●	2808	30




Couvre-stomie Coloplast					
Format	Couleur	Taille du couplage		Code de produit	Unités
Mini	Opaque	40 mm (1 9/16 po)	●	2801	30
		50 mm (2 po)	●	2802	30
		60 mm (2 3/8 po)	●	2803	30




Couvre-stomie Coloplast - Une pièce					
Format	Couleur	À découper / Taille de stomie		Code de produit	Unités
Mini	Opaque	20-55 mm (3/4 - 2 1/8 po)		2501	30




## Produits d'irrigation Assura®

Ensemble d'irrigation Assura®			
Description	Code de produit	Unités	
Comprend : - 1 poche à eau/régulateur - 1 cône	1500	1	


Accessoires d'irrigation Assura®			
Format	Code de produit	Unités	
Cône pour stomie - Cône pour stomie doux et flexible avec tubulure	1110	4	

Manchon d'irrigation Assura®			
Format	Code de produit	Unités	
Manchon d'irrigation transparent et jetable, avec dos adhésif. - Manchon une pièce	1003	10	

Les manchons d'irrigation ci-dessous doivent être utilisés avec les champs protecteurs ou les plaques dont le code de couleur correspond. Consultez le tableau ci-dessous pour commander les manchons transparents appropriés.

Description	Taille du couplage	Utiliser avec les codes de produits Assura et Sensura suivants :	Code de produit	Unités	
Manchons d'irrigation	50 mm (2 po) ●	2832, 2882, 10021-10023 11025-11027, 11021-11028, 12704-12706, 12844-12845, 12716, 14246	12835	5	
	60 mm (2 3/8 po) ●	2833, 2883, 10031, 10032 10035, 10036, 11031, 11032, 11035, 11036, 12707-12709, 12847, 12719, 12820, 14249	12836	5	


## Sac de nuit Coloplast pour urostomie

Description	Code de produit	Unités	
Comprend un raccord qui se branche directement au sac d'urostomie. Le sac peut contenir jusqu'à 2 L et il est doté d'un tube de 120 cm avec une valve anti-reflux.	21365	10	

# Système Coloplast pour fistules et soins des plaies


## Sac

Format	Surface de coupe	Code de produit	Unités
Mini	104-159 mm (4 1/8 - 6 1/4 po)	14050	6
Midi	156-228 mm (6 3/16 - 9 po)	14060	3
Maxi	208-297 mm ( 8 1/4 - 11 3/4 po)	14070	




## Couvercles souples

Format	Pour	Code de produit	Unités
Mini	Système Mini pour fistules et soins des plaies	14021	10
Midi	Système Mini pour fistules et soins des plaies	14031	
Maxi	Système Mini pour fistules et soins des plaies	14041	



## Accessoires

Format	Pour	Code de produit	Unités	
Sac de drainage nocturne	Tous les systèmes pour fistules et soins des plaies (Capacité 2000 ml)	14010	10	
Port de drainage	Tous les systèmes pour fistules et soins des plaies	14015	12	

# Soins d'incontinence





# SpeediCath® Flex

## Cathéter hydrophile Intermittent

Cathéter souple doté d'un manchon sec et d'un embout flexible, avec tous les avantages du cathéter SpeediCath. Le cathéter peut être refermé et remis dans son emballage discret. Sans latex, phtalates et PVC. Stérile.

SpeediCath® Flex				
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
44 cm	17 po	10 FR ●	28920	30
		12 FR ○	28922	30
		14 FR ●	28924	30
		16 FR ●	28916	30



# SpeediCath® Standard

## Cathéter hydrophile Intermittent

Doté d'un revêtement hydrophile exclusif, lisse et uniforme. Immersé dans une solution saline, ce qui le rend prêt à l'emploi. Œillets polis pour le confort du patient. Sans latex, phtalates et PVC. Stérile.

SpeediCath® Standard pour homme, droit				
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
40 cm	16 po	8 FR ●	27408	30
		10 FR ●	27410	30
		12 FR ○	27412	30
		14 FR ●	27414	30
		16 FR ●	27416	30
		18 FR ●	27418	30



SpeediCath® Standard pour homme, coudé				
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
40 cm	16 po	10 FR ●	27490	30
		12 FR ○	27492	30
		14 FR ●	27494	30
		16 FR ●	27496	30



SpeediCath® Standard pour femme, droit				
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
20 cm	8 po	8 FR ●	27508	30
		10 FR ●	27510	30
		12 FR ○	27512	30
		14 FR ●	27514	30
		16 FR ●	27516	30



SpeediCath® Standard pédiatrique, droit				
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
20 cm	8 po	6 FR ●	27706	30
		8 FR ●	27708	30
		10 FR ●	27710	30



Intermittent

# SpeediCath® Compact pour Homme

## Cathéter hydrophile Intermittent

Conçu pour offrir discrétion et commodité, avec tous les avantages du cathéter SpeediCath®, et bien plus encore. La conception télescopique rend l'emballage deux fois plus petit que celui d'un cathéter standard pour homme. Sans latex, phtalates et PVC. Stérile.

### SpeediCath® Compact pour homme

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
---------------	-------------------	--------	-----------------	--------

33 cm	13 po	12/18 FR (one size)	28692	30
-------	-------	---------------------	-------	----



# SpeediCath® Compact Eve

## Cathéter hydrophile Intermittent

Cathéter compact, élégant et discret, pour les femmes. Conçu pour la vie moderne, il permet une ouverture facile en une seule étape et il peut être refermé en toute sécurité. La forme triangulaire assure une prise et une manipulation faciles. Sans latex, phtalates et PVC. Stérile.

### SpeediCath® Compact Eve

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
---------------	-------------------	--------	-----------------	--------

8.3 cm	3,3 po	10 FR ●	28110	30
		12 FR ○	28112	30
		14 FR ●	28114	30



# SpeediCath® Compact pour Femme

## Cathéter hydrophile Intermittent

Solution compacte et discrète, immédiatement prête à l'emploi. Le catheter peut facilement se conserver dans une poche ou un sac à main. Sans latex, phtalates et PVC. Stérile.

### SpeediCath® Compact pour femme

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
---------------	-------------------	--------	-----------------	--------

7 cm	2,75 po	8 FR ●	28578	30
		10 FR ●	28580	30
		12 FR ○	28582	30
		14 FR ●	28584	30



### SpeediCath® Compact Plus pour femme

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
---------------	-------------------	--------	-----------------	--------

9 cm	3,5 po	10 FR ●	28810	30
		12 FR ○	28812	30
		14 FR ●	28814	30



# SpeediCath® Compact Set

## Cathéter hydrophile Intermittent

Solution compacte et discrète comprenant un cathéter intermittent attaché à un sac immédiatement prêt à l'emploi.. Tient facilement dans une poche ou un sac à main. Sans latex, phtalates et PVC. Stérile.

### SpeediCath® Compact Set pour homme

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format		Code de produit	Unités
33 cm	13 po	12/18 FR	(taille unique)	28422	20



### SpeediCath® Compact Set pour femme

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format		Code de produit	Unités
9 cm	3,5 po	10 FR	●	28520	20
		12 FR	○	28522	20
		14 FR	●	28524	20








# Self-Cath®

## Cathéter Intermittent

Surface siliconée pour une insertion en douceur. Fait de PVC flexible de qualité médicale avec des oeillets lisses polis à la flamme, pour le confort du patient et la facilité d'utilisation. Sans latex. Stérile.

### Self-Cath® pour femme, droit

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence		Code de produit	Unités
15 cm	6 po	8 FR		504600	208	30
		10 FR		504610	210	30
		12 FR		504620	212	30
		14 FR		504630	214	30
		14 FR		501960	sans connecteur	240



### Self-Cath® pédiatrique

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence		Code de produit	Unités	
25 cm	10 po	5 FR	○	504400	305	30	
		6 FR	●	504410	306	30	
		8 FR	●	504420	sans connecteur	308	30
		10 FR	●	504430	sans connecteur	310	30



### Tubes d'extension Self-Cath®

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
61 cm	24 po	n/a	507850	475	12



## Self-Cath® pour homme, droit

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
40 cm	16 po	8 FR	● 504500	408	30
		10 FR	● 504510	410	30
		12 FR	○ 504520	412	30
		14 FR	● 504530	414	30
		16 FR	● 504540	416	30
		18 FR	● 504550	418	30



## Self-Cath® pour homme, droit, emballage recourbé

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
40 cm	16 po	12 FR	○ 501810	112	30
		14 FR	● 501820	114	30
		16 FR	● 501830	116	30

## Self-Cath® pour homme, droit, souple

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
40 cm	16 po	12 FR	○ 502200	460	50
		14 FR	● 502210	450	50

## Self-Cath® pour homme, coudé, effilé avec guide d'insertion

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
40 cm	16 po	8 FR	● 504650	608	30
		10 FR	● 504660	610	30
		12 FR	○ 504670	612	30
		14 FR	● 504680	614	30



## Self-Cath® pour homme, coudé olive, avec guide d'insertion

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
40 cm	16 po	8 FR	● 504710	808	30
		10 FR	● 504720	810	30
		12 FR	○ 504730	812	30
		14 FR	● 504740	814	30
		16 FR	● 504750	816	30
		18 FR	● 504760	818	30



## Self-Cath® pour homme, système fermé, droit

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
40 cm	16"	14 FR	● 502730	1114	50
		16 FR	● 502740	1116	50



# Conveen® Optima

## Cathéter externe pour homme - Silicone

Cathéter externe autoadhésif discret, facile à utiliser et fiable, pour une utilisation quotidienne. La double languette antidérapante permet un déroulement facile et en douceur pour une application parfaite. L'anneau poussoir avec nervures antidérapantes permet un raccord sûr avec le sac collecteur. Un dispositif anticoudage prévient les éventuelles torsions, garantissant ainsi un libre écoulement. Emballage compact facile à ouvrir. Sans latex.

### Conveen® Optima régulier

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
7,8 cm	3 po	25 mm	22025	30
		28 mm	22028	30
		30 mm	22030	30
		35 mm	22035	30
		40 mm	22040	30

### Conveen® Optima court

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
4,6 cm	2 po	21 mm	22121	30
		25 mm	22125	30
		30 mm	22130	30
		35 mm	22135	30



# Conveen® Security+

## Cathéter externe pour homme - SEBS\*

Cathéter externe autoadhésif facile à utiliser et fiable, pour une utilisation quotidienne. La poignée de l'aplicateur et la bande antidérapante assurent un déroulement en douceur, pour une application sûre. L'anneau poussoir avec nervures antidérapantes permet un raccord sûr avec le sac collecteur. Un dispositif anticoudage prévient les éventuelles torsions, garantissant ainsi un libre écoulement. Sans latex.

### Conveen® Security+ autoadhésif

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
8,2 cm	3 po	21 mm	5221	35
		25 mm	5225	35
		25 mm	5225H	100
		30 mm	5230	35
		30 mm	5230H	100
		35 mm	5235	35
		35 mm	5235H	100



### Conveen® Security+ avec bande adhésif

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
8,2 cm	3 po	30 mm	5030	35
		30 mm	5030H	100
		35 mm	5035	35
		35 mm	5035H	100



\*Styrène-éthylène-butylène-styrène

# Clear Advantage® / Freedom Clear™

## Cathéter externe pour homme - Silicone

Cathéter externe autoadhésif en silicone pour homme. Sans latex.

### Clear Advantage® avec aloe vera

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
7,9 cm	3 po	23 mm	504311	C6100	100
		28 mm	504331	6200	100
		31 mm	504341	6300	100
		35 mm	504351	6400	100

### Freedom Clear™

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
7,9 cm	3 po	23 mm	505711	5100	100
		28 mm	505731	C5200	100
		31 mm	505741	5300	100
		35 mm	505751	5400	100

### Freedom Clear™ «LS» (longue gaine)

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
8,9 cm	3.5 po	28 mm	505421	5290	100
		31 mm	505431	5390	100
		35 mm	505341	5490	100
		40 mm	505451	5590	100

### Freedom Clear™ «SS» (gaine sport)

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
5,5 cm	2 po	23 mm	505311	5110	100
		28 mm	505321	C5210	100
		31 mm	505331	C5310	100
		35 mm	505441	C5410	100



# Conveen®

## Cathéter externe pour homme - Latex

### Conveen® autoadhésif

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
10,5 cm	4 po	20 mm	5212	35
		25 mm	5200	35
		30 mm	5205	35
		35 mm	5210	35
		40 mm	5215	35



### Conveen® avec bande adhésive





Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
10,5 cm	4 po	30 mm	5130	35
		35 mm	5135	35



# Active Cath®

## Cathéter externe pour homme - Latex

Cathéter externe autoadhésif pour homme





Active Cath®						
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format		Code de référence	Code de produit	Unités
7,9 cm	3 po	23 mm		506220	8100	100
		28 mm		506200	8300	100
		31 mm		506240	8305	100
		35 mm		506260	8500	100



# Freedom Cath®

## Cathéter externe pour homme - Latex

Cathéter externe autoadhésif pour homme

Freedom Clear®						
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format		Code de référence	Code de produit	Unités
7,9 cm	3 po	23 mm		506110	8000	100
		28 mm		506130	8200	100
		31 mm		506140	8205	100
		35 mm		506150	8400	100




# Conveen® Active

## Sac urinaire à jambe

Développé pour une vie active. Se connecte à un cathéter externe. Intégré à une confortable bande élastique qui entoure la cuisse pour offrir facilité d'utilisation, mobilité et discrétion. Robinet de vidange dissimulé dans l'élastique lorsqu'il n'est pas utilisé. Bande de tissu doux, pour un confort accru, et dispositif antidérapant en silicone à l'intérieur des sangles, pour plus de sécurité. Sans PVC et sans latex.

Sac à jambe Conveen® Active, non stérile				
Capacité (oz)	Capacité (ml)	Longueur du tube (pouces)	Code de produit	Unités
9 oz	250 ml	3 po	25501	10



# Conveen® Security+

## Sac urinaire à jambe

Sac urinaire à jambe, sécuritaire et fiable, avec tubulure anti-torsion pour réduire les risques de fuites accidentelles. Revêtement doux pour un confort augmenté lors du port (sauf pour les codes 21034 et 21054). Sans PVC et sans latex.

Sac à jambe Conveen® Security+, robinet à pince, sangles, non stérile				
Capacité (oz)	Capacité (ml)	Longueur du tube (pouces)	Code de produit	Unités
17 oz	500 ml	20 po	5161	10
26 oz	750 ml	20 po	5167	10

Sac à jambe Conveen® Security+, robinet à pince, port d'échantillonnage, sangles, stérile				
Capacité (oz)	Capacité (ml)	Longueur du tube (pouces)	Code de produit	Unités
17 oz	500 ml	20 po	5163	10

Sac à jambe Conveen® Security+, robinet à levier, sangles, stérile				
Capacité (oz)	Capacité (ml)	Longueur du tube (pouces)	Code de produit	Unités
17 oz	500 ml	20 po	21034	10
34 oz	1000 ml	20 po	21054	10



# Conveen® Standard

## Sac à urine de jour/nuit

Sac urinaire sûr et fiable pour le drainage nocturne ou comme sac à jambe de grande capacité. Le robinet à pince permet de vérifier facilement que le sac est bien fermé tout en réduisant le risque de fuites accidentelles. Tubulure standard. Sangles pour jambes vendues séparément. Revêtement doux pour un confort augmenté lors du port. Sans latex.

### Sac de jour / nuit Conveen® Standard, robinet à pince, non stérile

Capacité (oz)	Capacité (ml)	Longueur du tube (pouces)	Code de produit	Unités
51 oz	1500 ml	36 po	5062	10

### Sac de jour / nuit Conveen® Standard, robinet à pince, port d'échantillonnage, stérile

Capacité (oz)	Capacité (ml)	Longueur du tube (pouces)	Code de produit	Unités
51 oz	1500 ml	36 po	5063	10



# Conveen® Contour

## Sac urinaire à jambe

Sac urinaire à jambe sûr et fiable. Conception compartimentée pour plus de discrétion. Revêtement doux pour un confort augmenté lors du port

### Sac à jambe Conveen® Contour, robinet à pince, sangles, non stérile

Capacité (oz)	Capacité (ml)	Longueur du tube (pouces)	Code de produit	Unités
21 oz	600 ml	18 po	5170	10
28 oz	800 ml	18 po	5174	10



# Sac de nuit Conveen®

## Sac urinaire de nuit

Sac à urine sûr et fiable avec tubulure antitorsion pour éviter les fuites accidentelles. Sa grande capacité permet à l'utilisateur de se sentir en sécurité toute la nuit, pour une bonne nuit de sommeil. Sans PVC et sans latex.

*\*Note: les sac urinaire de nuit Conveen s'ont pas compatible avec les sacs pour Urostomie.*

### Sac de nuit Conveen® non stérile

Capacité (oz)	Capacité (L)	Code de produit	Unités
68 oz	2L	21346	30

### Sac de nuit Conveen® stérile

Capacité (oz)	Capacité (L)	Code de produit	Unités
68 oz	2L	21356	10



# Accessoires

### Support de sac Conveen®

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Code de produit	Unités
18 cm	7 po	5070	1



### Sangles à jambe Conveen®

Longueur (cm)	Longueur (pouces)		Code de produit	Unités
63 cm	25 po	Sold in pairs	5050	10



### Sangle de retenue de cathéter Conveen®

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Code de produit	Unités
90 cm	35 po	383004	2





# Tampon anal Peristeen®

Un moyen simple et efficace de mettre un terme à l'incontinence fécale. S'insère comme un suppositoire. Il peut être utilisé pendant 12 heures, prévenant ainsi la libération involontaire de matières fécales. Chaque boîte est livrée avec un tube de lubrifiant. Sans latex

Tampon anal Peristeen®			
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Code de produit	Unités
3,7 cm	1,5 po	1450	20
4.5 cm	1,75 po	1451	20



## Peristeen® Irrigation Transanale

Système d'irrigation transanale pour l'incontinence fécale et la constipation. Minimise les risques de fuites fécales involontaires et/ou de constipation.

Système d'irrigation transanale Peristeen®		
Articles	Description	Code de produit
- 1 unité de contrôle		
- 2 cathéters rectaux stériles		
- 1 poche (avec couvercle)	** 90 irrigations = 6 mois	29121
- 2 attaches		
- 1 trousse de toilette		



Système d'irrigation transanale Peristeen® - Court		
Articles	Description	Code de produit
- 1 unité de contrôle		
- 2 cathéters rectaux stériles - courts		
- 1 poche (avec couvercle)	** 90 irrigations = 6 mois	29126
- 2 attaches		
- 1 trousse de toilette		

Peristeen® Irrigation transanale - Ensemble d'accessoires		
Articles	Description	Code de produit
- 15 cathéters rectaux stériles	**15 irrigations = 1 mois	29122
- 1 poche (sans couvercle)		



Peristeen® Irrigation transanale - Ensemble d'accessoires - Court		
Articles	Description	Code de produit
- 15 cathéters rectaux stériles - courts	**15 irrigations = 1 mois	29127
- 1 poche (sans couvercle)		



Peristeen® Irrigation transanale - Cathéter rectal	
Article	Code de produit
- 10 cathéters rectaux stériles	29123



Peristeen® Irrigation transanale - Attaches	
Article	Code de produit
- 1 paire	29124



Peristeen® Irrigation transanale - Tubulure	
Article	Code de produit
- 2 tubes avec raccords bleus	29125



\*\* Si utilisé tous les 2 jours



# Soin des plaies



# Biatain® Silicone

## Pansement mousse avec adhésif en silicone

Biatain Silicone est un pansement mousse souple, flexible et absorbant muni d'un doux adhésif à base de silicone. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de plaies exsudatives, ce qui en fait un choix évident pour la cicatrisation en milieu humide.



Technologie  
3DFit®



reddot award 2017  
winner

Biatain® Silicone			
Taille (cm)	Format (pouces)	Code de produit	Unités
7,5 x 7,5 cm	3 x 3 po	33434	10
10 x 10 cm	4 x 4 po	33435	10
12,5 x 12,5 cm	5 x 5 po	33436	10
15 x 15 cm	6 x 6 po	33437	5
17,5 x 17,5 cm	7 x 7 po	33438	5
10 x 20 cm	3,9 x 7,9 po	33400	5
10 x 30 cm	3,9 x 11,8 po	33401	5
15 x 19 cm	5,9 x 3,5 po Sacral	33404	5
25 x 25 cm	9,8 x 9,8 po Sacral	33405	5
18 x 18 cm	7,1 x 7,1 po Heel	33406	5
14 x 19,5 cm	5,5 x 7,7 po Multi-shape	33408	5



# Biatain® Silicone Lite

## Pansement mousse mince avec adhésif en silicone

Pansement mousse mince et ultra flexible avec un doux adhésif en silicone, pour une utilisation sur une large gamme de plaies avec un exsudat léger à modéré.

Biatain® Silicone Lite			
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
5 x 5 cm	2 x 2"	33452	5
5 x 12,5 cm	2 x 5"	33453	5
7,5 x 7,5 cm	3 x 3 po	33444	10
10 x 10 cm	4 x 4 po	33445	10
12,5 x 12,5 cm	5 x 5 po	33446	10



# Biatain® Silicone Ag

## Pansement mousse avec adhésif en silicone et argent

Pansement mousse flexible avec un doux adhésif en silicone et un complexe d'argent breveté, pour une utilisation sur une large gamme de plaies infectées ou de plaies à risque d'infection.



Technologie  
3DFit®

Biatain® Silicone Ag			
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
7,5 x 7,5 cm	3 x 3 po	39636	5
10 x 10 cm	4 x 4 po	39637	5
12,5 x 12,5 cm	5 x 5 po	39638	5
15 x 15 cm	6 x 6 po	39639	5
17,5 x 17,5 cm	7 x 7 po	39640	5
10 x 20 cm	3,9 x 7,9 po	39644	5
10 x 30 cm	3,9 x 11,8 po	39645	5
15 x 19 cm	5,9 x 3,5 po Sacral	39650	5
25 x 25 cm	9,8 x 9,8 po Sacral	39651	5
18 x 18 cm	7,1 x 7,1 po Heel	39652	5



## Pansement mousse

Pansement mousse de polyuréthane souple et conformable qui absorbe et retient efficacement les exsudats de la plaie. Cela assure un équilibre optimal pour la prise en charge des plaies exsudatives. Offert en version adhésive et non adhésive.



### Biatain® Adhésif

Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
7,5 x 7,5 cm	3 x 3 po	3462	10
10 x 10 cm	4 x 4 po	3430	10
12,5 x 12,5 cm	5 x 5 po	3420	10
17 x 17 cm	7 x 7 po	3483	5
19 x 20 cm	7.5 x 8 po	3488	5
23 x 23 cm	9 x 9 po	3485	5



### Biatain® non adhésif

Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
5 x 7 cm	2 x 2,8 po	6105	10
10 x 10 cm	4 x 4 po	3410	10
10 x 20 cm	4 x 8 po	3412	5
15 x 15 cm	6 x 6 po	3413	5
20 x 20 cm	8 x 8 po	3416	5



# Biatain® Soft Hold

## Pansement mousse avec légère adhérence

Pansement mousse de polyuréthane souple et conformable doté d'une mince couche adhésive couvrant moins de 50 % de la surface de la mousse. Cela permet de libérer les deux mains au moment d'appliquer ou de retirer le pansement.



### Biatain® Soft Hold

Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
10 x 10 cm	4 x 4 po	3470	5
10 x 20 cm	4 x 8 po	3472	5
15 x 15 cm	6 x 6 po	3475	5



# Biatain® Ag

## Pansement mousse avec argent

Pansement mousse de polyuréthane, souple et conformable, doté d'un complexe d'argent breveté, pour une utilisation sur les plaies infectées ou à risque d'infection. Offert en version adhésive et non adhésive.



### Biatain® Ag adhésif

Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
7,5 x 7,5 cm	3 x 3 po	9631	5
12,5 x 12,5 cm	5 x 5 po	9632	5
18 x 18 cm	7 x 7 po	9635	5
23 x 23 cm	9 x 9 po Sacral	9641	5
19 x 20 cm	7,5 x 8 po Heel	9643	5



### Biatain® Ag non adhésif

Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
5 x 7 cm	2 x 2,8 po	5105	5
10 x 10 cm	4 x 4 po	9622	5
10 x 20 cm	4 x 8 po	9623	5
15 x 15 cm	6 x 6 po	9625	5
20 x 20 cm	8 x 8 po	9626	5



# Biatain® Alginate

## Pansement d'alginate de calcium

Pansement d'alginate hautement absorbant pour les plaies avec exsudat modéré à abondant, peu importe leur taille, leur forme ou leur profondeur.

### Biatain® Alginate

Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
5 x 5 cm	2 x 2 po	3705	30
10 x 10 cm	4 x 4 po	3710	10
15 x 15 cm	6 x 6 po	3715	10
3 x 44 cm	1 x 17,5 po Mèche	3740	6



# Biatain® Alginate Ag

## Pansement d'alginate de calcium avec argent

Pansement d'alginate hautement absorbant avec argent, pour une utilisation sur les plaies infectées ou à risque d'infection de toutes tailles, formes et profondeurs, avec exsudat modéré à abondant.

### Biatain® Alginate Ag

Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
5 x 5 cm	2 x 2 po	3755	30
10 x 10 cm	4 x 4 po	3760	10
15 x 15 cm	6 x 6 po	3765	10
3 x 44 cm	1 x 17,5 po Mèche	3780	10



# Biatain® Ibu

## Pansement mousse avec ibuprofène

Pansement mousse absorbant, souple et flexible, qui contient de l'ibuprofène pour une utilisation sur des plaies douloureuses. Offert en version non adhésive avec une mince couche adhésive (Soft-Hold).



### Biatain® Ibu non adhésif

Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
10 x 10 cm	4 x 4 po	4110	5
10 x 20 cm	4 x 8 po	4112	5
15 x 15 cm	6 x 6 po	4115	5
20 x 20 cm	8 x 8 po	4120	5



### Biatain® Ibu Soft-Hold

Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
10 x 10 cm	4 x 4 po	4140	5
10 x 20 cm	4 x 8 po	4142	5



# Biatain® Super

## Pansement hydrocapillaire

Pansement hydrocapillaire hautement absorbant pour une utilisation sur les plaies très exsudatives. Offert en version adhésive et non adhésive.

### Biatain® Super adhésif

Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
10 x 10 cm	4 x 4 po	4610	10
12.5 x 12.5 cm	5 x 5 po	4612	10
12 x 20 cm	4.5 x 8 po	4625	10
15 x 15 cm	6 x 6 po	4615	10
20 x 20 cm	8 x 8 po	4620	10



### Biatain® Super non adhésif

Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
10 x 10 cm	4 x 4 po	4630	10
12,5 x 12,5 cm	5 x 5 po	4632	10
12 x 20 cm	4,5 x 8 po	4645	10
15 x 15 cm	6 x 6 po	4635	10
20 x 20 cm	8 x 8 po	4639	10






# Comfeel® Plus

## Pansement hydrocolloïde


Pansement hydrocolloïde pour une utilisation sur des plaies avec exsudat léger à modéré. Permet une guérison plus rapide en scellant et en protégeant les plaies.

Comfeel® Plus				
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités	
4 x 6 cm	1,5 x 2,5 po	33146	30	
10 x 10 cm	4 x 4 po	33110	10	
15 x 15 cm	6 x 6 po	33115	5	
20 x 20 cm	8 x 8 po	33120	5	
18 x 20 cm	7 x 8 po Sacrum	33285	5	
9 x 11 cm	23 x 28 po Contour	33283	5	

# Comfeel® Plus Transparent

## Pansement hydrocolloïde


Pansement hydrocolloïde mince et flexible pour une utilisation sur des plaies non exsudatives ou avec exsudat léger. Permet une guérison plus rapide en scellant et en protégeant la plaie. La transparence permet un contrôle visuel de la plaie.

Comfeel® Plus Transparent				
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités	
5 x 7 cm	2 x 2,75 po	33530	10	
10 x 10 cm	4 x 4 po	33533	10	
9 x 14 cm	3,5 x 5,5 po	33536	10	
15 x 15 cm	6 x 6 po	33539	5	
9 x 25 cm	3,5 x 10 po	33537	5	
5 x 15 cm	2 x 6 po	33547	10	
5 x 25 cm	2 x 10 po	33548	10	

# Physiotulle®

## Pansement hydrocolloïde

Pansement interface pour plaie, avec carboxyméthylcellulose (CMC), pour une cicatrisation plus rapide et des changements de pansements atraumatiques.

Physiotulle®				
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités	
10 x 10 cm	4 x 4 po	3910	10	
15 x 15 cm	6 x 6 po	3920	10	
10 x 20 cm	4 x 8 po	3912	3	
15 x 20 cm	6 x 8 po	3915	10	

# Physiotulle® Ag

## Pansement hydrocolloïde

Pansement interface antimicrobien pour plaie, avec carboxyméthylcellulose (CMC) et complexe d'argent, pour une cicatrisation plus rapide et des changements de pansements atraumatiques.

Physiotulle® Ag				
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités	
10 x 10 cm	4 x 4 po	3926	10	
15 x 15 cm	6 x 6 po	3927	10	

# Triad™

## Pansement hydrophile

Pâte hydrophile à base d'oxyde de zinc. Une solution de rechange idéale pour les zones difficiles à panser. Stérile.

Triad™			
Format (onces)	Format (grammes)	Code de produit	Unités
2,5 oz.	Tube de 71 g	1964	12
6 oz.	Tube de 170 g	1967	12



# Purilon® Gel

## Hydrogel fait d'ingrédients naturels

Débridement efficace et doux.

Purilon® Gel			
Format (onces)	Format (grammes)	Code de produit	Unités
28 oz.	Tube de 8 g	3906	10
5 oz.	Tube de 15 g	3900	10



# Woun'Dres®

## Hydrogel de collagène

Réhydrate les plaies sèches et les tissus nécrosés.

Woun'Dres® hydrogel de collagène			
Format (onces)	Format (grammes)	Code de produit	Unités
1 oz.	Tube de 28 g	1166	36
3 oz.	Tube de 84 g	7690	12



# Sea-Clens®

## Nettoyant pour plaies

Produit à base de solution saline pour le nettoyage et l'irrigation des plaies aiguës et chroniques.

Sea-Clens® nettoyant pour plaies			
Format (onces)	Format (ml)	Code de produit	Unités
6 oz.	178 ml	1063	12
12 oz.	355 ml	1061	12



# Soin de la peau



# Sproam®



## Nettoyant en vaporisateur ou en mousse sans rinçage

Nettoyant en vaporisateur ou en mousse pour le corps, les cheveux et les soins d'incontinence.

Sproam®		
Format	Code de produit	Unités
175 ml	0897	12
350 ml	0901	12



# Bedside-Care® - peau sensible



## Nettoyant mousse sans rinçage

Nettoyant mousse non parfumé pour le corps, les cheveux et les soins d'incontinence.

Bedside-Care® Sensitive Skin		
Format	Code de produit	Unités
125 ml	7300	36
240 ml	7301	12



# Bedside-Care® - Mousse



## Nettoyant mousse sans rinçage

Nettoyant mousse parfumé pour le corps, les cheveux et les soins d'incontinence.

Bedside-Care®		
Format	Code de produit	Unités
240 ml	67145	12



# Bedside-Care®



## Nettoyant en vaporisateur sans rinçage

Nettoyant en vaporisateur pour le corps, les cheveux et les soins d'incontinence.

Bedside-Care®		
Format	Code de produit	Unités
120 ml	Parfumé	36
240 ml	Parfumé	12
240 ml	Non-parfumé	12



# Bedside-Care® Easi-Cleanse®



## Lingette nettoyante sans rinçage

Nettoyant pour le corps, les cheveux et les soins d'incontinence sous forme de lingette auto-moussante et jetable.

Bedside-Care® Easi-Cleanse		
Format	Code de produit	Unités
5 par emballage	7056	100 emballage/ caisse



# Gentle Rain® Extra doux



## Nettoyant à rincer

Nettoyant pour le corps et shampooing.

Gentle Rain® Extra Mild		
Format	Code de produit	Unités
Sachet de 5 ml	7231	300
50 ml	7230	36
600 ml (Accessoires disponibles. Veuillez vous diriger vers la page 62.)	7233	12
1000 ml (Accessoires disponibles. Veuillez vous diriger vers la page 62.)	7234	12



# Atrac-Tain®



## Hydratant

Hydratant pour la peau extrêmement sèche, squameuse et craquelée.

Atrac-Tain®		
Format	Code de produit	Unités
Sachet de 2 g	1843	300
60 ml	1802	12
140 ml	1814	12



# Sween® 24



## Hydratant

Hydratant à usage quotidien pour la peau irritée, sèche, squameuse ou qui démange.

Sween® 24		
Format	Code de produit	Unités
Sachet de 4 g	7090	300
90 g	7094	12



DIN 02250322

# Crème Sween®



## Hydratant

Crème hydratante pour la peau sèche et irritée.

Crème Sween®		
Format	Code de produit	Unités
85 g	7067	12
190 g	7068	12



# Lotion Sween® - non parfumée



## Hydratant

Lotion hydratante d'usage quotidien. Pour tout le corps.

Lotion Sween® - non parfumée		
Format	Code de produit	Unités
60 ml	7222	36
120 ml	7223	36
620 ml	7224	12



# Critic-Aid® Clear



## Barrière cutanée

Protège la peau et traite l'irritation due à l'incontinence.

Critic-Aid® Clear		
Format	Code de produit	Unités
Sachet de 4 g	7565	300
71 g	7573	12



DIN 02277778

# Baza® Protect II



## Barrière cutanée

Protège la peau et traite l'irritation due à l'incontinence. Aide à repousser l'humidité et à soulager la peau sensible et irritée.

Baza® Protect II		
Format	Code de produit	Unités
60 g	7086	12
140 g	7087	12



DIN 02315793

# Baza Cleanse and Protect®



## Nettoyant sans rinçage avec protecteur cutané

Nettoyant, hydratant et protecteur cutané perméable à l'air tout-en-un pour la peau sensible, irritée ou gercée causée par l'incontinence.

Baza Cleanse and Protect®		
Format	Code de produit	Unités
Sachet de 4 g (sans parfum)	7710	300
240 ml (sans parfum)	7712	12
240 ml (avec parfum)	7725	12



DIN 02243966



# InterDry®

## Textile qui évacue l'humidité avec complexe d'argent antimicrobien

Prise en charge efficace des complications au niveau des plis cutanés ou sous les appareillages médicaux.

InterDry®			
Format (cm)	Format (pouces)	Code de produit	Unités
25 x 46 cm	10 x 18 po	7915	40
25 x 92 cm	10 x 36 po	7912	10
25 x 366 cm	Rouleau de 10 x 144 po	7910	1



# Isagel®



## Gel désinfectant pour les mains

Gel désinfectant pour les mains avec hydratant intégré.

Isagel®			
Format	Code de produit	Unités	
115 ml	1644	36	
621 ml (Accessoires disponibles. Veuillez vous diriger vers la page 62.)	1645	12	
800 ml (Accessoires disponibles. Veuillez vous diriger vers la page 62.)	7041	12	



# Poudre corporelle Sween®

## Poudre pour tout le corps.

Poudre offrant une excellente absorption pour garder le patient au sec.

Poudre corporelle Sween®			
Format	Code de produit	Unités	
90 g	0506	36	
227 g	0505	36	



# Hex-On®

## Antagoniste d'odeur

Élimine les odeurs avec un parfum léger et doux.

Hex-On®			
Format (onces)	Format (ml)	Code de produit	Unités
2 oz.	59 ml	7583	12



# Accessoires

## Distributeur mural pour sacs

Description	Code de produit	Unités
Compatible avec des sacs de 800 ml (Isagel®) et de 1000 ml (Gentle Rain® Extra doux) (7234 et 7041)*	7251	12



## Bac récupérateur pour distributeur mural

Description	Code de produit	Unités
Pour utilisation avec le distributeur mural afin d'empêcher les déversements accidentels (7251)*	7262	60



## Support mural

Description	Code de produit	Unités
Compatible avec les flacons pompe de 600 ml (Gentle Rain® Extra doux) et de 621 ml (Isagel®) (1645, 7224, 7233)*	0089	12



\* Produit non inclus.

# Déclarations abrégées

## Gamme de pansements Biatain®

Les pansements Biatain® sont à usage unique seulement. Reportez-vous au manuel du produit pour des informations détaillées au sujet des instructions complètes, des contre-indications, des avertissements, des mises en garde et des effets indésirables possibles. Pour toute autre question, communiquez avec la Société Coloplast Canada au 1-888-880-8605 et/ou consultez le site Web de l'entreprise au [www.coloplast.ca](http://www.coloplast.ca).

### InterDry®

InterDry® est un protecteur pour la prise en charge des plis cutanés et des autres zones de contact peau à peau. Il réduit la colonisation microbienne dans le tissu. Ce tissu à usage unique assure le transport de l'humidité pour garder une peau sèche tandis que l'agent antimicrobien dans le tissu réduit les odeurs. L'utilisation sécuritaire du tissu InterDry pendant la grossesse, l'allaitement et chez les enfants n'a pas été démontrée. Bien que beaucoup de patients bénéficient de l'utilisation de ce produit, les résultats peuvent varier. Voir l'étiquetage du produit pour des informations détaillées, y compris l'indication, les contre-indications, les avertissements, les mises en garde et les complications ou effets indésirables possibles. Pour toute autre question, communiquez avec la Société Coloplast Canada au 1-888-880-8605 et/ou consultez le site Web de l'entreprise au [www.coloplast.ca](http://www.coloplast.ca).

### Tampon anal Peristeen®

Le tampon anal Peristeen est conçu comme une barrière aux matières fécales dans le rectum. Le tampon anal peut être utilisé par des gens atteints d'incontinence fécale ou qui souffrent de la libération involontaire de gaz (flatulences). Il agit comme une barrière efficace contre les matières fécales dans le rectum.

Contre-indication : Le tampon anal Peristeen ne doit pas être utilisé si vous souffrez d'hémorroïdes (3e et 4e degré) et de sténose anale

Mise en garde : Ce produit ne doit pas être utilisé sans une évaluation par votre professionnel de la santé. Communiquez avec votre professionnel de la santé avant d'utiliser le tampon anal Peristeen pour la première fois, puisqu'un encadrement professionnel pour l'utilisation du tampon est indispensable. Le tampon anal ne doit pas être utilisé si vous souffrez de diarrhée. S'il est placé dans la bouche, le tampon anal Peristeen se dilatera et pourrait provoquer l'étouffement. Retirez le tampon anal lorsque vous sentez le besoin d'aller à la selle. Si vous n'avez aucune sensation dans la région rectale et que vous ne sentez pas le besoin d'aller à la selle, un changement de tampon à intervalles réguliers est recommandé.

Le tampon anal Peristeen doit être enlevé au plus tard 12 heures après son insertion. Si vous éprouvez des difficultés en enlevant le tampon Peristeen, vous devez contacter votre professionnel de la santé. Si vous ressentez un inconfort à plusieurs reprises lors de l'utilisation du tampon anal Peristeen, cessez de l'utiliser et communiquez avec votre professionnel de la santé. Gardez hors de portée des enfants. Consultez le manuel du produit pour des informations détaillées concernant les instructions, les contre-indications, les avertissements, les mises en garde et les complications ou effets indésirables possibles, ou communiquez avec la Société Coloplast Canada au 1-866-293-6349 et/ou consultez le site Web de l'entreprise au [www.coloplast.ca](http://www.coloplast.ca).

### Peristeen®

Le système d'irrigation transanale Peristeen® est conçu pour introduire de l'eau dans le côlon au moyen d'un cathéter rectal qui comprend un ballonnet gonflable, lequel est inséré dans le rectum afin de favoriser l'évacuation du contenu de la partie inférieure du côlon. Le système d'irrigation transanale Peristeen est indiqué pour une utilisation par des enfants (de 3 ans à moins de 12 ans), des adolescents (de 12 ans à moins de 18 ans), de jeunes adultes (de 18 ans à moins de 21 ans) et des patients adultes atteints de dysfonction de l'intestin neurogène qui souffrent d'incontinence fécale, de constipation chronique et/ou qui consacrent beaucoup de temps aux procédures de gestion de la fonction intestinale.

Contre-indications : Peristeen Irrigation transanale ne doit pas être utilisé dans les situations suivantes : obstruction connue du gros intestin due à des sténoses ou à des tumeurs, maladie inflammatoire aiguë, diverticulite, maladie diverticulaire complexe, chirurgie abdominale ou anale dans les 3 derniers mois, phase de choc spinal et patientes enceintes n'ayant pas utilisé le système auparavant (si la patiente est enceinte et qu'elle n'a jamais utilisé l'irrigation transanale auparavant, elle ne devrait pas commencer la procédure d'irrigation pendant la grossesse).

Mise en garde : La procédure d'irrigation transanale doit toujours être effectuée avec soin. La perforation intestinale est une complication de l'irrigation transanale extrêmement rare, mais grave et potentiellement mortelle, qui exige une admission immédiate dans un hôpital et requiert souvent une intervention chirurgicale.

Reportez-vous au manuel du produit pour des informations détaillées au sujet de la procédure, des contre-indications, des avertissements, des mises en garde et des effets indésirables possibles. Pour toute autre question, communiquez avec la Société Coloplast Canada au 1-866-293-6349 et/ou consultez le site Web de l'entreprise au [www.coloplast.ca](http://www.coloplast.ca).

### SpeediCath®

Les cathéters SpeediCath® sont indiqués pour une utilisation par des patients atteints de rétention urinaire chronique ou qui présentent un volume résiduel post-mictionnel (VRPM) en raison d'un dysfonctionnement mictionnel d'ordre neurogène et non-neurogène. Le cathéter est inséré dans l'urètre pour atteindre la vessie, permettant ainsi à l'urine de s'écouler. Il existe un dispositif SpeediCath distinct destiné aux hommes ou aux femmes. Il s'agit d'un produit à usage unique. Les patients doivent contacter leur professionnel de la santé avant de procéder à l'autocathétérisme pour la première fois et ils doivent suivre attentivement les instructions. Rapportez-vous au manuel du produit pour plus d'information, ou communiquez avec la Société Coloplast Canada au 1-866-293-6349 et/ou consultez le site Web de l'entreprise au [www.coloplast.ca](http://www.coloplast.ca).

### Self-Cath®

Les cathéters Self-Cath® sont destinés à des patients masculins, féminins et pédiatriques (nouveau-nés, nourrissons, enfants, adolescents et jeunes adultes) qui ont besoin d'un drainage de la vessie, tel que déterminé par leur médecin. Le cathéter est indiqué pour les personnes qui sont incapables d'uriner naturellement ou pour celles qui présentent un volume résiduel d'urine significatif après une miction naturelle. À usage unique seulement. Reportez-vous au manuel du produit pour des informations détaillées au sujet de la procédure, des contre-indications, des avertissements, des mises en garde et des effets indésirables possibles. Pour toute autre question, communiquez avec la Société Coloplast Canada au 1-866-293-6349 et/ou consultez le site Web de l'entreprise au [www.coloplast.ca](http://www.coloplast.ca).

### Triad™

Le pansement hydrophile Triad™ est indiqué pour la prise en charge locale des ulcères de pression et de stase veineuse, des lésions ou blessures du derme, des plaies superficielles, des éraflures, des brûlures au premier et au deuxième degré, et des plaies d'épaisseur partielle ou de pleine épaisseur. Convient aux nouveau-nés.

Contre-indications : Triad™ est contre-indiqué pour les brûlures au troisième degré et les plaies infectées. Consulter l'étiquette du produit pour des informations complètes, y compris les avertissements et les mises en garde. Pour toute autre question, communiquez avec la Société Coloplast Canada au 1-888-880-8605 et/ou consultez le site Web de l'entreprise au [www.coloplast.ca](http://www.coloplast.ca).

Code de produit	Page
0089	62
112	40
114	40
116	40
208	39
210	39
212	39
214	39
240	39
305	39
306	39
308	39
310	39
408	40
410	40
412	40
414	40
416	40
418	40
0421	32
0422	32
0423	32
0424	32
450	40
460	40
475	39
0505	61
0506	61
0509	32
608	40
610	40
612	40
614	40
808	40
810	40
812	40
814	40
816	40
818	40
0897	57
0901	57
0925	32
1003	33
1061	54
1063	54
1110	33
1114	40
1116	40
1166	54
1450	45
1451	45
1500	33
1644	61
1645	61
1802	58
1814	58

Code de produit	Page
1843	58
1907	32
1964	54
1967	54
2041	32
2115	30
2125	30
2151	30
2166	30
2181	30
2320	32
2325	32
2330	32
2340	32
2350	32
2490	27
2501	33
2520	27
2650	32
2655	31
2792	25
2793	25
2801	33
2802	33
2803	33
2807	33
2808	33
2831	24
2832	24
2833	24
2881	23
2882	23
2883	23
3210	31
3215	31
3220	31
3410	50
3412	50
3413	50
3416	50
3420	50
3430	50
3462	50
3470	50
3472	50
3475	50
3483	50
3485	50
3488	50
3705	51
3710	51
3715	51
3740	51
3755	51
3760	51
3765	51

Code de produit	Page
3780	51
3900	54
3906	54
3910	53
3912	53
3915	53
3920	53
3926	53
3927	53
4110	52
4112	52
4115	52
4120	52
4140	52
4142	52
4610	52
4612	52
4615	52
4620	52
4625	52
4630	52
4632	52
4635	52
4639	52
4645	52
5030	41
5030H	41
5035	41
5035H	41
5050	44
5062	44
5063	44
5070	44
5100	42
5105	51
5110	42
5130	42
5135	42
5161	43
5163	43
5167	43
5170	44
5174	44
5200	42
5205	42
5210	42
5212	42
5215	42
5221	41
5225	41
5225H	41
5230	41
5230H	41
5235	41
5235H	41
5290	42

Code de produit	Page
5300	42
5390	42
5400	42
5490	42
5580	29
5585	29
5590	42
6105	50
6200	42
6300	42
6400	42
7041	61
7056	58
7067	59
7068	59
7086	60
7087	60
7090	59
7094	59
7222	59
7223	59
7224	59
7230	58
7231	58
7233	58
7234	58
7251	62
7262	62
7300	57
7301	57
7565	60
7573	60
7583	61
7690	54
7710	60
7712	60
7725	60
7910	61
7912	61
7915	61
8000	43
8009	30
8100	43
8200	43
8205	43
8300	43
8305	43
8400	43
8500	43
9500	33
9505	33
9622	51
9623	51
9625	51
9626	51
9631	51

Code de produit	Page
9632	51
9635	51
9641	51
9643	51
10011	17
10012	17
10013	17
10015	18
10016	18
10017	18
10021	17
10022	17
10023	17
10025	18
10026	18
10027	18
10031	17
10032	17
10035	18
10036	18
10041	17
10045	18
10101	19
10102	19
10103	19
10104	20
10105	20
10106	20
10108	19
10111	19
10113	19
10114	19
10116	19
10117	19
10154	18
10155	18
10156	18
10164	18
10165	18
10166	18
10167	18
10451	12
10461	12
10471	12
10472	12
10474	12
10476	12
10477	12
10478	12
10479	12
10481	12
10482	13
10483	13
10484	13
10487	13
10489	12

Code de produit	Page	Code de produit	Page	Code de produit	Page	Code de produit	Page	Code de produit	Page
10502	9	11035	18	11498	10	12072	32	12706	23
10503	9	11036	18	11499	10	12074	32	12707	23
10504	9	11041	17	11500	10	12076	32	12708	23
10512	9	11045	18	11505	20	12110	28	12709	23
10513	9	11114	18	11514	20	12130	28	12716	23
10515	9	11115	18	11515	20	12140	28	12719	23
10522	9	11124	18	11518	20	12144	28	12835	34
10531	9	11125	18	11612	20	12145	28	12836	34
10551	11	11126	18	11615	20	12146	28	12841	23
10561	11	11127	18	11690	20	12147	28	12842	23
10562	11	11135	18	11802	22	12170	29	12844	23
10563	11	11136	18	11803	22	12174	29	12845	23
10564	11	11185	18	11804	22	12175	29	12847	23
10571	11	11186	18	11811	22	12176	29	12991	29
10582	15	11194	18	11812	22	12177	29	12992	29
10583	15	11195	18	11814	22	12201	12	12993	29
10584	15	11196	18	11815	22	12202	12	12994	29
10585	15	11197	18	11821	20	12212	12	12995	29
10586	15	11301	19	11822	20	12213	12	12996	29
10811	21	11302	19	11824	20	12222	12	12997	29
10821	21	11303	19	11825	20	12232	12	13706	27
10822	21	11304	20	11827	20	12243	12	13840	27
10823	21	11305	20	11828	20	12262	12	13844	27
10824	21	11306	20	11841	19	12271	12	13845	27
10831	21	11307	19	11842	19	12272	12	13846	27
10833	21	11308	20	11844	19	12274	12	13860	27
10834	21	11312	19	11845	19	12282	12	13870	27
10835	21	11313	19	11846	19	12284	12	13874	28
10870	14	11314	19	11851	19	12291	12	13875	28
10871	14	11315	19	11852	19	12292	12	13876	28
10872	14	11316	19	11854	19	12297	12	13924	25
10873	14	11401	10	11855	19	12298	12	13925	25
10874	14	11402	10	11856	19	12344	25	13964	25
10881	14	11412	10	12000	31	12346	25	13965	25
10883	14	11413	10	12010	31	12354	25	13966	25
10884	14	11421	10	12011	31	12355	25	13974	25
10885	14	11422	10	12020	31	12356	25	13975	25
10904	20	11425	10	12021	31	12374	25	13976	25
10905	20	11432	10	12030	31	12375	25	13984	25
10914	20	11443	10	12032	31	12376	25	13985	25
10915	20	11461	10	12033	31	12384	25	13986	25
10918	20	11462	10	12035	31	12385	25	14010	34
11011	17	11463	10	12036	31	12386	25	14015	34
11012	17	11471	10	12037	31	12416	28	14021	34
11015	18	11472	10	12038	31	12419	28	14031	34
11016	18	11473	10	12039	31	12432	29	14041	34
11021	17	11474	10	12042	31	12433	29	14050	34
11022	17	11482	10	12045	31	12472	29	14060	34
11023	17	11483	10	12046	31	12533	27	14070	34
11024	17	11484	10	12047	31	12595	29	14103	28
11025	18	11486	10	12048	31	12596	29	14106	28
11026	18	11487	10	12049	31	12701	23	14163	28
11027	18	11491	10	12050	32	12702	23	14164	28
11028	18	11492	10	12060	32	12703	23	14165	28
11031	17	11496	10	12061	32	12704	23	14166	28
11032	17	11497	10	12070	32	12705	23	14173	28

Code de produit	Page
14174	28
14175	28
14176	28
14196	27
14201	29
14202	29
14224	25
14225	25
14226	25
14227	25
14228	25
14229	25
14232	24
14233	24
14234	24
14235	24
14236	24
14237	24
14238	24
14239	24
14243	24
14246	24
14249	24
14251	24
14252	24
14254	24
14255	24
14258	24
14261	23
14262	23
14263	23
14271	23
14272	23
14273	23
14274	23
14275	23
14276	23
14277	23
14278	23
14281	24
14282	24
14283	24
14291	24
14292	24
14293	24
14294	24
14295	24
14296	24
14301	26
14302	26
14303	26
14304	26
14305	26
14306	26
14307	30
14308	30

Code de produit	Page
14309	26
14316	27
14317	27
14319	27
14329	27
14331	27
14332	27
14342	26
14344	26
14346	26
14347	26
14349	26
14355	27
14356	26
14357	26
14359	26
14361	26
14362	26
14364	26
14401	26
14402	26
14403	26
14404	27
14405	27
14406	26
14408	26
14411	27
14412	27
14414	27
14415	27
14422	28
14423	28
14424	28
14441	29
14445	29
14452	29
14453	29
14454	29
14494	25
14498	25
14520	26
14521	26
14524	26
14525	26
14527	26
14528	26
14552	27
14553	27
14554	27
14555	27
14601	26
14602	26
14603	26
14642	26
14643	26
14644	26

Code de produit	Page
14681	30
14682	30
14691	30
14692	30
14701	29
14702	29
15403	22
15404	22
15405	22
15406	22
15407	22
15408	22
15413	22
15414	22
15415	22
15441	22
15450	22
15470	22
15472	22
15473	22
15474	22
15480	22
15482	22
15483	22
15484	22
15521	21
15522	21
15523	21
15524	21
15531	21
15532	21
15533	21
15534	21
15605	21
15606	21
15607	21
15608	21
15633	21
15634	21
15635	21
15695	21
15696	21
15821	21
15981	21
16301	14
16305	14
16306	14
16310	14
16311	14
16312	14
16313	14
16315	14
16322	14
16323	14
16325	14
16326	14

Code de produit	Page
16327	14
16330	14
16331	14
16332	14
16333	14
16335	14
16345	14
16346	14
16347	14
16350	14
16351	14
16352	14
16353	14
16471	11
16472	11
16481	11
16483	11
16485	11
16486	11
16487	11
16488	11
16491	11
16705	13
16706	13
16715	13
16716	13
16725	13
16726	13
16727	13
16731	13
16732	13
16733	13
16734	13
16737	13
16738	13
16739	13
16748	13
16755	13
16756	13
16757	13
16760	13
16761	13
16762	13
16763	13
16767	13
16768	13
16771	13
16772	13
16773	13
16778	13
16805	15
16810	15
16825	15
16826	15
16827	15
16835	15

Code de produit	Page
16836	15
16837	15
16840	15
16841	15
16842	15
16855	15
16856	15
16857	15
16865	15
16866	15
16867	15
16870	15
16871	15
16872	15
16901	9
16903	9
16911	9
16914	9
16915	9
16921	9
16923	9
16924	9
16931	9
16941	9
16942	9
16951	9
16954	9
16955	9
16961	9
16971	9
18151	15
18152	15
18160	15
18161	15
18162	15
18163	15
18170	15
18171	15
18172	15
18173	15
18180	15
18181	15
18182	15
18185	15
18300	13
18301	13
18302	13
18305	13
18310	13
18312	13
18313	13
18314	13
18315	13
18320	13
18321	13
18322	13

Code de produit	Page
18323	13
18324	13
18330	14
18331	14
18332	14
18333	14
18340	14
18341	14
18342	14
18343	14
18344	14
18401	15
18402	15
18403	15
18404	15
18405	15
18500	9
18510	9
18511	9
18512	9
18513	9
18520	9
18521	9
18522	9
18523	9
18524	9
18530	9
18531	9
18532	9
18600	11
18601	11
18602	11
18603	11
18610	11
18611	11
18612	11
18613	11
18620	11
18621	11
18622	11
18630	11
18631	11
18632	11
18640	11
18641	11
18642	11
18650	12
18651	12
18655	12
18656	12
18660	16
18661	16
18665	16
18666	16

Code de produit	Page
18670	16
18671	16
18675	16
18676	16
18680	16
18681	16
18690	16
18691	16
18710	17
18711	17
18712	17
18713	17
18720	16
18721	16
18722	16
18723	16
18724	16
18725	16
18730	17
18731	17
18735	16
18747	16
19001	22
19003	22
19010	22
19011	22
19020	22
19021	22
19030	22
19040	19
19041	19
19042	19
19050	19
19051	19
19052	19
21034	43
21054	43
21346	44
21356	44
21365	34
22025	41
22028	41
22030	41
22035	41
22040	41
22121	41
22125	41
22130	41
22135	41
25501	43
27408	37
27410	37
27412	37
27414	37


Code de produit	Page
27416	37
27418	37
27490	37
27492	37
27494	37
27496	37
27508	37
27510	37
27512	37
27514	37
27516	37
27706	37
27708	37
27710	37
28110	38
28112	38
28114	38
28422	39
28520	39
28522	39
28524	39
28578	38
28580	38
28582	38
28584	38
28692	38
28810	38
28812	38
28814	38
28916	37
28920	37
28922	37
28924	37
29121	45
29122	45
29123	45
29124	45
29125	45
29126	45
29127	45
33110	53
33115	53
33120	53
33146	53
33283	53
33285	53
33400	49
33401	49
33404	49
33405	49
33406	49
33408	49
33434	49
33435	49

Code de produit	Page
33436	49
33437	49
33438	49
33444	49
33445	49
33446	49
33452	49
33453	49
33530	53
33533	53
33536	53
33537	53
33539	53
33547	53
33548	53
39636	49
39637	49
39638	49
39639	49
39640	49
39644	49
39645	49
39650	49
39651	49
39652	49
61761	57
61762	57
61768	57
67145	57
383004	44
504311	42
504331	42
504341	42
504351	42
505311	42
505321	42
505331	42
505341	42
505421	42
505431	42
505441	42
505451	42
505711	42
505731	42
505741	42
505751	42
506110	43
506130	43
506140	43
506150	43
506200	43
506220	43
506240	43
506260	43

Code de produit	Page
C5200	42
C5210	42
C5310	42
C5410	42
C6100	42

# Coloplast® Care

Pour vos besoins de soins de stomie ou de continence



## Site Web et courriels

Un site Web et des courriels spécialisés avec articles et conseils pertinents adaptés à la situation de chaque patient.

## Outils d'autoévaluation

Aide aux patients à suivre l'état de santé de leur stomie ou de leur vessie par une autoévaluation régulière.

## Soutiens Téléphonique

Des conseillers prêts à répondre aux questions et à fournir un soutien par téléphone.

## Conseils sur les produits

Obtenez des renseignements et d'échantillons de produits pour vos patients

## Il est facile de s'inscrire à Care



En ligne au [www.coloplast.ca/careform](http://www.coloplast.ca/careform)



Par téléphone au 1-866-293-6349



Demandez les formulaires d'inscription à Coloplast Care auprès de votre gestionnaire de territoire Coloplast.

Velcro® est une marque déposée de Velcro Industries B.V.

Coloplast Canada Corporation, 2401 Bristol Circle, Suite A205, Oakville, ON  
[www.coloplast.ca](http://www.coloplast.ca) Le logo Coloplast est une marque déposée de Coloplast A/S.©  
2018-12 Coloplast Corp. Tous droits réservés.

