

Guide des produits Coloplast



Leanne,
athlète paralympique,
Équipe Canada 2024.
Utilisatrice des
cathéters SpeediCath
Compact Female.

Soins de stomie, de la continence, soins des plaie avancés
En vigueur à compter juin 2024





Leanne,
athlète paralympique,
Équipe Canada 2024.
Utilisatrice des
cathéters SpeediCath
Compact Female.

« Originaire d'Angleterre, Leanne a 31 ans et a déménagé au Canada à l'âge de 10 ans. Elle est aujourd'hui une fière Canadienne qui vit à Winnipeg, au Manitoba. En 2018, un accident de vélo l'a laissée complètement paralysée de la taille aux pieds. À la suite de cette blessure médullaire, elle s'est prise de passion pour l'épreuve du paratriathlon et s'est présentée à la première course seulement 8 mois après son accident. Lorsqu'une autre para-athlète lui a présenté les cathéters SpeediCath, elle était vraiment heureuse de voir qu'ils avaient été conçus en fonction de l'accessibilité. Le produit favori de Leanne est le cathéter pour femme SpeediCath Compact Female, car étant prélubrifié, il peut être utilisé immédiatement en le sortant de son emballage. Après des années d'entraînement, Leanne s'est officiellement qualifiée pour les Jeux paralympiques d'été de 2024 qui se dérouleront à Paris, où elle représentera l'Équipe Canada en septembre prochain. »

Leanne
Winnipeg, Canada
Utilisatrice des cathéters SpeediCath^{MD}

SOINS DE STOMIE

Appareillage

SenSura^{MD} Mio Click

Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Champ protecteur SenSura ^{MD} Mio Click	9
Sac à vider SenSura ^{MD} Mio Click	10
Sac à vider SenSura ^{MD} Mio Click	10
Sac fermé SenSura ^{MD} Mio Click	10
Sac d'urostomie SenSura ^{MD} Mio Click	11
Sac haut débit SenSura ^{MD} Mio Click	11

SenSura^{MD} Mio Flex

Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Champ protecteur SenSura ^{MD} Mio Flex	14
Sac à vider SenSura ^{MD} Mio Flex	15
Sac fermé SenSura ^{MD} Mio Flex	15
Sac d'urostomie SenSura ^{MD} Mio Flex	15
Sac haut débit SenSura ^{MD} Mio Flex	15

SenSura^{MD} Mio - une pièce

Champ protecteur et sac de stomie - Système une pièce

Sac à vider SenSura ^{MD} Mio	16
SenSura [®] Mio 1 pc, Fermé	16
Sac à vider SenSura ^{MD} Mio	17
Sac fermé SenSura ^{MD} Mio	19
Sac d'urostomie SenSura ^{MD} Mio	20
SenSura ^{MD} Mio une pièce haut débit	21
SenSura ^{MD} Mio une pièce post-opératoire	21

SenSura^{MD} Mio Baby

Champ protecteur cutané et sac pour stomie - système deux pièces

Champ protecteur SenSura ^{MD} Mio Baby Flex	22
Sac à vider SenSura ^{MD} Mio Baby Flex	22
Dissolvant pour adhésif en lingettes Brava ^{MD} Baby	22

SenSura^{MD} Mio Kids

Champ protecteur et sac - Système deux pièces

Champ protecteur SenSura ^{MD} Mio Kids Flex	22
Sac à vider SenSura ^{MD} Mio Kids Flex	22
Sac d'urostomie SenSura ^{MD} Mio Kids Flex	22

Champ protecteur et sac - Système une pièce

Sac à vider SenSura ^{MD} Mio Kids une pièce	23
Sac d'urostomie SenSura ^{MD} Mio Kids Flex une pièce	23

SenSura^{MD} Click

Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Champ protecteur SenSura ^{MD} Click	23
Champ protecteur SenSura ^{MD} Click Xpro	24
Sac à vider SenSura ^{MD} Click avec Easiclese TM large sortie	24
Sac fermé SenSura ^{MD} Click	24
Sac d'urostomie SenSura ^{MD} Click	25
Sac SenSura ^{MD} à haut débit	25

SenSura^{MD} Flex

Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Champ protecteur SenSura ^{MD} Flex	25
Champ protecteur SenSura ^{MD} Flex Xpro	26
Sac à vider SenSura ^{MD} Flex	26
Sac fermé SenSura ^{MD} Flex	26
Sac d'urostomie SenSura ^{MD} Flex	26

SenSura^{MD}

Champ protecteur et sac de stomie - Système une pièce

Sac à vider SenSura ^{MD}	27
Sac à vider SenSura ^{MD} Xpro	27
Sac fermé SenSura ^{MD}	28
Sac d'urostomie SenSura ^{MD}	28
Sac haut débit SenSura ^{MD}	28
Sac SenSura ^{MD} Sac Post-opératoire	28

Assura^{MD}

Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Champ protecteur Assura ^{MD}	29
Champ protecteur Assura ^{MD} - Port extra prolongé	30
Sac à vider à grande capacité Assura ^{MD} 2 pièces	30
Système à vider à grande capacité 2 pièces Assura ^{MD}	31
Sac à vider Assura ^{MD}	31
Sac à vider Assura ^{MD} avec EasiClose TM	31
Sac fermé Assura ^{MD}	31
Sac d'urostomie Assura ^{MD}	31

Assura^{MD} - Système une pièce

Champ protecteur et sac de stomie - Système une pièce

Sac à vider Assura ^{MD}	32
Sac à vider Assura ^{MD} avec EasiClose TM	32
Sac à vider Assura ^{MD} - Port extra prolongé	32
Sac fermé Assura ^{MD}	33
Sac postopératoire Assura ^{MD} 1 pièce	33
Sac fermé Assura ^{MD}	33
Sac d'urostomie Assura ^{MD}	34
Sac à vider Assura ^{MD} - Port extra prolongé	34
Sac de nuit Coloplast pour urostomie	34

Assura^{MD} Pédiatrique - Système deux pièces

Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces - Pédiatrique

Champ protecteur Assura ^{MD} pédiatrique	34
Sac à vider Assura ^{MD} pédiatrique	34
Sac fermé Assura ^{MD} pédiatrique	34

EasiFlex^{MD} Pédiatrique

Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces - Pédiatrique

Champ protecteur Easiflex ^{MD} pédiatrique	35
Sac à vider Easiflex ^{MD} pédiatrique	35

Assura^{MD} Pédiatrique - Système une pièce

Champ protecteur et sac de stomie - Système une pièce - Pédiatrique

Sac à vider Assura ^{MD} pédiatrique	35
Sac fermé Assura ^{MD} pédiatrique.....	35
Sac urostomie Assura ^{MD} pédiatrique	35

Accessoires

Accessoires de stomie

Protecteur cutané Brava ^{MD}	38
Anneau protecteur Brava ^{MD}	38
Anneau protecteur Brava ^{MD} large	38
Anneau protecteur Brava ^{MD} extra large	38
Anneau protecteur convexe Brava ^{MD}	38
Anneaux moulables Brava ^{MD}	38
Barrière cutanée Brava ^{MD}	38
Dissolvant pour adhésif Brava ^{MD}	39
Crème de protection cutanée Brava ^{MD}	39
Pâte de stomie en bande Brava ^{MD}	39
Bandes de barrière élastique Brava ^{MD}	39
Poudre de stomie Brava ^{MD}	39
Ceinture Brava ^{MD} Mio Nouvelle Conception.....	39
Ceinture Brava ^{MD}	39
Déodorant lubrifiant Brava ^{MD}	39
Pâte sans alcool Brava ^{MD}	39
Pâte de stomie (contient de l'alcool).....	39
Anneaux protecteurs.....	40
Champ protecteur liquide Coloplast Prep TM	40
Filtre pour sac Coloplast Filtrodor ^{MD}	40
Pince pour sac Coloplast	40
Ciseaux de stomie.....	40

Hex-On^{MD}

Antagoniste d'odeur	
Hex-On ^{MD}	40

Couvre-stomie

Couvre-stomie urostomie.....	41
Couvre-stomie.....	41
Couvre-stomie Coloplast - Une pièce.....	41

Produits Mio Irrigation

SenSura [®] Mio Manchon d'irrigation 1 pièce	41
---	----

Produits d'irrigation Assura^{MD}

Ensemble d'irrigation Assura ^{MD}	41
Accessoires d'irrigation Assura ^{MD}	41
Manchon d'irrigation Assura ^{MD}	41

Système Coloplast pour fistules et soins des plaies

Sacs	42
Couvercles	42
Accessoires.....	42

SOINS D'INCONTINENCE

Intermittent

SpeediCath^{MD} Flex

Cathéter hydrophile Intermittent	
SpeediCath ^{MD} Flex	47

SpeediCath^{MD} Standard

Cathéter hydrophile Intermittent	
SpeediCath ^{MD} Standard pour homme, droit.....	47
SpeediCath ^{MD} Standard pour homme, coudé.....	47
SpeediCath ^{MD} Standard pour femme, droit	47
SpeediCath ^{MD} Standard pédiatrique, droit	47

SpeediCath^{MD} Compact pour Homme

Cathéter hydrophile Intermittent	
SpeediCath ^{MD} Compact pour homme	48

SpeediCath^{MD} Compact Eve

Cathéter hydrophile Intermittent	
SpeediCath ^{MD} Compact Eve	48

SpeediCath^{MD} Compact Female

Cathéter hydrophile Intermittent	
SpeediCath ^{MD} Compact pour femme	48
SpeediCath ^{MD} Compact Plus pour femme.....	48

SpeediCath^{MD} Compact Set

Cathéter hydrophile Intermittent	
SpeediCath ^{MD} Compact Set pour homme	49
SpeediCath ^{MD} Compact Set pour femme.....	49

Self-Cath^{MD}

Cathéter Intermittent	
Self-Cath ^{MD} pour femme, droit.....	49
Self-Cath ^{MD} pédiatrique	49
Tubes d'extension Self-Cath ^{MD}	49
Self-Cath ^{MD} pour homme, droit.....	50
Self-Cath ^{MD} pour homme, droit, emballage recourbé.....	50
Self-Cath ^{MD} pour homme, droit, souple	50
Self-Cath ^{MD} pour homme, coudé, effilé avec guide d'insertion	50
Self-Cath ^{MD} pour homme, coudé olive, avec guide d'insertion.	50
Self-Cath ^{MD} pour homme, système fermé, droit	50

Externe

Conveen^{MD} Optima

Cathéter externe pour homme - Silicone	
Conveen ^{MD} Optima régulier	53
Conveen ^{MD} Optima court.....	53

Conveen^{MD} Security+

Cathéter externe pour homme - SEBS*	
Conveen ^{MD} Security+ autoadhésif	53
Conveen ^{MD} Security+ avec bande adhésif	53

Conveen^{MD}

Cathéter externe pour homme - Latex

Conveen ^{MD} autoadhésif.....	54
Conveen ^{MD} avec bande adhésive.....	54

Active Cath^{MD}

Cathéter externe pour homme - Latex

Active Cath ^{MD}	54
---------------------------------	----

Freedom Cath^{MD}

Cathéter externe pour homme - Latex

Freedom Clear ^{MD}	54
-----------------------------------	----

Conveen^{MD} Active

Sac urinaire à jambe

Sac à jambe Conveen ^{MD} Active, non stérile.....	55
--	----

Conveen^{MD} Security+

Sac urinaire à jambe

Sac à jambe Conveen ^{MD} Security+, robinet à pince, non stérile	55
Sac à jambe Conveen ^{MD} Security+, robinet à pince, port d'échantillonnage, stérile.....	55
Sac à jambe Conveen ^{MD} Security+, robinet à levier, stérile	55

Conveen^{MD} Standard

Sac à urine de jour/nuit

Sac de jour / nuit Conveen ^{MD} Standard, robinet à pince, non stérile.....	55
Sac de jour / nuit Conveen ^{MD} Standard, robinet à pince, port d'échantillonnage, stérile	55

Conveen^{MD} Contour

Sac urinaire à jambe

Sac à jambe Conveen ^{MD} Contour, robinet à pince, sangles, non stérile	56
--	----

Sac de nuit Conveen^{MD}

Sac urinaire de nuit

Sac de nuit Conveen ^{MD} non stérile.....	56
Sac de nuit Conveen ^{MD} stérile	56

Accessoires

Support de sac Conveen ^{MD}	56
Sangles à jambe Conveen ^{MD}	56
Sangle de retenue de cathéter Conveen ^{MD}	56

Peristeen Plus^{MD} Irrigation Transanale

Système d'irrigation transanale Peristeen Plus ^{MD}	57
Système d'irrigation transanale Peristeen Plus ^{MD} - Court.....	57
Peristeen Plus ^{MD} Irrigation transanale - Ensemble d'accessoires	57
Peristeen Plus ^{MD} Irrigation transanale - Ensemble d'accessoires - Court.....	57
Peristeen Plus ^{MD} Irrigation transanale - Cathéter rectal.....	57
Peristeen Plus ^{MD} Irrigation transanale - Attaches.....	57
Peristeen Plus ^{MD} Irrigation transanale - Tubulure	57

SOINS DES PLAIE AVANCÉS

Biatain^{MD} Silicone

Pansement mousse avec adhésif en silicone

Biatain ^{MD} Silicone.....	61
-------------------------------------	----

Biatain^{MD} Silicone sans bordure

Biatain ^{MD} Silicone sans bordure	61
---	----

Biatain^{MD} Silicone Lite

Pansement mousse mince avec adhésif en silicone

Biatain ^{MD} Silicone Lite	61
---	----

Biatain^{MD} Silicone Ag

Pansement mousse avec adhésif en silicone et argent

Biatain ^{MD} Silicone Ag	62
---	----

Biatain^{MD}

Pansement mousse

Biatain ^{MD} Adhésif	62
Biatain ^{MD} non adhésif	62

Biatain^{MD} Soft Hold

Pansement mousse avec légère adhérence

Biatain ^{MD} Soft Hold	63
---------------------------------------	----

Biatain^{MD} Ag

Pansement mousse avec argent

Biatain ^{MD} Ag non adhésif	63
--	----

Biatain^{MD} Fiber

Biatain ^{MD} Fiber	63
-----------------------------------	----

Biatain^{MD} Alginate

Pansement d'alginate de calcium

Biatain ^{MD} Alginate	64
--------------------------------------	----

Biatain^{MD} Alginate Ag

Pansement d'alginate de calcium avec argent

Biatain ^{MD} Alginate Ag.....	64
--	----

Biatain^{MD} Ibu

Pansement mousse avec ibuprofène

Biatain ^{MD} Ibu non adhésif	64
Biatain ^{MD} Ibu Soft-Hold	64

Biatain^{MD} Super

Pansement hydrocapillaire

Biatain ^{MD} Super adhésif	64
Biatain ^{MD} Super non adhésif	64

Comfeel^{MD} Plus

Pansement hydrocolloïde

Comfeel ^{MD} Plus.....	65
---------------------------------	----

Comfeel^{MD} Plus Transparent

Pansement hydrocolloïde

Comfeel^{MD} Plus Transparent..... 65

Triad^{MD}

Pansement hydrophile

Triad^{MD} 65

Purilon^{MD} Gel

Hydrogel fait d'ingrédients naturels

Purilon^{MD} Gel..... 66

InterDry^{MD}

Textile qui évacue l'humidité avec complexe d'argent
antimicrobien

InterDry^{MD} 66

Soins de stomie

Votre patient obtient-il le bon ajustement?

Un appareillage mal ajusté au profil corporel péristomial est la principale cause des fuites et des complications cutanées^{1,2}.



Intégrant un adhésif exclusif aux produits SenSura^{MD} Mio, la technologie BodyFit^{MD} est la formule pour obtenir le bon ajustement.



**Contact ajusté
au corps pour
une protection
accrue**



**Ajustement
flexible pour
suivre les
mouvements**

1. Rolstad, B. S. & Erwin-TothP. L. PeristomalSkin Complications: Prevention and Management. Ostomy Wound Manage. 2004;50(9):68-77.
2. Colwell, J. C. et coll. Résultats consensuels internationaux. Development of Practice Guidelines for Assessment of Peristomal Body and Stoma Profiles, Patient Engagement and Patient Follow-Up. Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing 45 (1): November/December 2019 - Volume 46 - Issue 6 - p 497-504.



SenSura[®] Mio

SenSura^{MD} Mio Click

Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Couplage mécanique Click avec anneau de sécurité.

- Tous les champs protecteurs Mio Click 2 pièces sont dotés 4 oeillets de ceinture.
- Exempts de latex de caoutchouc naturel.

Champ protecteur SenSura^{MD} Mio Click

Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	40 mm (1 ⁹ / ₁₆ po)	● 10-35 mm (³ / ₈ - 1 ³ / ₈ po)	10502	5
		50 mm (2 po)	● 10-45 mm (³ / ₈ - 1 ³ / ₄ po)	10512	5
		60 mm (2 ³ / ₈ po)	● 10-55 mm (³ / ₈ - 2 ¹ / ₈ po)	10522	5
		70 mm (2 ³ / ₄ po)	● 10-65 mm (³ / ₈ - 2 ¹ / ₂ po)	10531	5
Précoupé	Non convexe	40 mm (1 ⁹ / ₁₆ po)	● 20 mm (³ / ₄ po)	10503	5
			● 22 mm (⁷ / ₈ po)	10506	5
			● 25 mm (1 po)	10504	5
			● 28 mm (1 1/8 po)	10505	5
		50 mm (2 po)	● 30 mm (1 ¹ / ₈ po)	10513	5
			● 32 mm (1 ¹ / ₄ po)	10514	5
			● 35 mm (1 ³ / ₈ po)	10515	5
			● 38 mm (1 ¹ / ₂ po)	10516	5
		60 mm (2 ³ / ₈ po)	● 40 mm (1 ⁹ / ₁₆ po)	10523	5
			● 45 mm (1 ³ / ₄ po)	10524	5
			● 50 mm (2 po)	10525	5
		40 mm (1 ⁹ / ₁₆ po)	● 10-20 mm (³ / ₈ - ³ / ₄ po)	16901	5
			● 15-30 mm (⁵ / ₈ - 1 ¹ / ₈ po)	16911	5
À découper	Convexité légère	50 mm (2 po)	● 15-40 mm (⁵ / ₈ - 1 ⁹ / ₁₆ po)	16921	5
		60 mm (2 ³ / ₈ po)	● 15-53 mm (⁵ / ₈ po - 2 ¹ / ₁₆ po)	16931	5
		70 mm (2 ³ / ₄ po)	● 18 mm (³ / ₄ po)	16903	5
		40 mm (1 ⁹ / ₁₆ po)	● 21 mm (¹³ / ₁₆ po)	16913	5
Précoupé	Convexité légère	50 mm (2 po)	● 25 mm (1 po)	16914	5
			● 28 mm (1 ¹ / ₈ po)	16915	5
			● 31 mm (1 ¹ / ₄ po)	16923	5
		60 mm (2 ³ / ₈ po)	● 35 mm (1 ³ / ₈ po)	16924	5
			● 38 mm (1 ¹ / ₂ po)	16933	5
		70 mm (2 ³ / ₄ po)	● 41 mm (1 ⁵ / ₈ po)	16934	5
			● 10-20 mm (³ / ₈ - ³ / ₄ po)	16941	5
		40 mm (1 ⁹ / ₁₆ po)	● 15-30 mm (⁵ / ₈ - 1 ¹ / ₈ po)	16951	5
À découper	Convexité profonde	50 mm (2 po)	● 15-40 mm (⁵ / ₈ - 1 ⁹ / ₁₆ po)	16961	5
		60 mm (2 ³ / ₈ po)	● 15-53 mm (⁵ / ₈ - 2 ¹ / ₁₆ po)	16971	5
		70 mm (2 ³ / ₄ po)	● 18 mm (³ / ₄ po)	16942	5
		40 mm (1 ⁹ / ₁₆ po)	● 21 mm (¹³ / ₁₆ po)	16953	5
Précoupé	Convexité profonde	50 mm (2 po)	● 25 mm (1 po)	16954	5
			● 28 mm (1 ¹ / ₈ po)	16955	5
			● 31 mm (1 ¹ / ₄ po)	16963	5
		60 mm (2 ³ / ₈ po)	● 35 mm (1 ³ / ₈ po)	16964	5
			● 38 mm (1 ¹ / ₂ po)	16973	5
		70 mm (2 ³ / ₄ po)	● 41 mm (1 ⁵ / ₈ po)	16974	5



Champ protecteur SenSura^{MD} Mio Click

Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Concave	40 mm (1 ⁹ / ₁₆ po)	● 10-35 mm (³ / ₈ - 1 ³ / ₈ po)	18500	5
		50 mm (2 po)	● 10-45 mm (³ / ₈ - 1 ³ / ₄ po)	18510	5
		60 mm (2 ³ / ₈ po)	● 10-55 mm (³ / ₈ - 2 ¹ / ₈ po)	18520	5
		70 mm (2 ³ / ₄ po)	● 10-65 mm (³ / ₈ - 2 ¹ / ₂ po)	18530	5
Précoupé	Concave	40mm (1 ⁹ / ₁₆ po)	● 20 mm (³ / ₄ po)	18501	5
			25mm (1 po)	18511	5
		50 mm (2 po)	● 30mm (1 ¹ / ₈ po)	18512	5
			35mm (1 ³ / ₈ po)	18513	5
			30mm (1 ¹ / ₈ po)	18521	5
		60 mm (2 ³ / ₈ po)	● 35mm (1 ³ / ₈ po)	18522	5
			40mm (1 ⁹ / ₁₆ po)	18523	5
			45mm (1 ³ / ₄ po)	18524	5
		70 mm (2 ³ / ₄ po)	● 45mm (1 ³ / ₄ po)	18531	5
			50mm (2 po)	18532	5



Sac à vider SenSura^{MD} Mio Click EasicleseTM large sortie

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 26 cm (10 ¹ / ₄ po) 485mL	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	40 mm (1 ⁹ / ₁₆ po) ●	11461	10
		50 mm (2 po) ●	11471	10
Maxi 28 cm (11 po) 655mL	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	40 mm (1 ⁹ / ₁₆ po) ●	11462	10
		50 mm (2 po) ●	11472	10
		60 mm (2 ³ / ₈ po) ●	11482	10
		70 mm (2 ³ / ₄ po) ●	11486	10
		40 mm (1 ⁹ / ₁₆ po) ●	Vidoir étroit avec filtre Ileo 11432	10
		50 mm (2 po) ●	Vidoir étroit avec filtre Ileo 11443	10



Sac à vider SenSura^{MD} Mio Click EasicleseTM large sortie

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Maxi 28 cm (11 po) 655mL	Transparent	40 mm (1 ⁹ / ₁₆ po) ●	11463	10
		50 mm (2 po) ●	11473	10
		50 mm (2 po) ●	Sans filtre 11474	10
		60 mm (2 ³ / ₈ po) ●	11483	10
		60 mm (2 ³ / ₈ po) ●	Sans filtre 11484	10
		70 mm (2 ³ / ₄ po) ●	11487	10



Sac fermé SenSura^{MD} Mio Click

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 18 cm (7 po) 175mL	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	40 mm (1 ⁹ / ₁₆ po) ●	11401	30
		50 mm (2 po) ●	11412	30
		60 mm (2 ³ / ₈ po) ●	11421	30
Maxi 22 cm (8 ¹ / ₂ po) 570mL	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	40 mm (1 ⁹ / ₁₆ po) ●	11402	30
		50 mm (2 po) ●	11413	30
		60 mm (2 ³ / ₈ po) ●	11422	30
		70 mm (2 ³ / ₄ po) ●	11425	30



Sac d'urostomie SenSura^{MD} Mio Click

Format	Couleur	Taille du couplage		Code de produit	Unités
Midi 24 cm (9 1/2 po) 330 mL	Gris pâle	50 mm (2 po)	●	11496	10
		40 mm (1 9/16 po)	●	11491	10
	Gris pâle	50 mm (2 po)	●	11497	10
Maxi 26 cm (10 3/4 po) 480 mL		60 mm (2 3/8 po)	●	11499	10
		40 mm (1 9/16 po)	●	11492	10
	Transparent	50 mm (2 po)	●	11498	10
		60 mm (2 3/8 po)	●	11500	10



SenSura^{MD} Mio Click haut débit

Vidior	Couleur	Taille du couplage	Volume	Code de produit	Unités
Vidior rigide à large ouverture 32cm (12 11/16 po) 1080 mL	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	40mm (1 9/16 po)	● 1160 ml	18600	10
		50mm (2 po)	● 1120 ml	18601	10
		60mm (2 3/8 po)	● 1080 ml	18602	10
		70mm (2 3/4 po)	● 1040 ml	18603	10
	Transparent	40mm (1 9/16 po)	● 1160 ml	18610	10
		50mm (2 po)	● 1120 ml	18611	10
		60mm (2 3/8 po)	● 1080 ml	18612	10
		70mm (2 3/4 po)	● 1040 ml	18613	10
Sac Mini Vidior rigide à large ouverture 24cm (9 1/2 po) 650 mL	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	40mm (1 9/16 po)	● 650 ml	18620	10
		50mm (2 po)	● 581 ml	18621	10
		60mm (2 3/8 po)	● 546 ml	18622	10
Vidior souple Raccord universel 32cm (12 11/16 po) 1080 mL	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	50mm (2 po)	● 1120 ml	18630	10
		60mm (2 3/8 po)	● 1080 ml	18631	10
		70mm (2 3/4 po)	● 1040 ml	18632	10
	Transparent	50mm (2 po)	● 1120 ml	18640	10
		60mm (2 3/8 po)	● 1080 ml	18641	10
		70mm (2 3/4 po)	● 1040 ml	18642	10




Sac avec vidior rigide à large ouverture se connecte au sac de drainage Coloplast 14010

L'ajustement fait toute la différence



Avec la gamme de produits SenSura^{MD} Mio, intégrant la technologie BodyFit^{MD}, il est plus facile de procurer un appareillage bien ajusté au corps

La technologie BodyFit^{MD} intègre un adhésif extensible exclusif aux produits SenSura^{MD} Mio. Elle fournit un contact corporel étroit pour une protection accrue et un ajustement flexible pendant les mouvements.



SenSura^{MD} Mio

Un adhésif plat du champ protecteur SenSura^{MD} Mio sera habituellement suffisant pour une personne dont l'ouverture de la stomie se situe au-dessus de la surface de la peau. Pour une surface cutanée comportant des creux et des plis, un joint protecteur peut être ajouté pour égaliser la surface et ainsi assurer un joint étanche.



SenSura^{MD} Mio Convex

Pour assurer le meilleur ajustement au profil corporel péristomiel creux, il vaut mieux envisager une solution convexe telle que SenSura^{MD} Mio Convex:

- Convexité souple pour les stomies reposant au-dessus de la surface de la peau et qui ont besoin de soutien pour résister aux creux et interstices.
- Convexité légère pour les zones peu profondes et les stomies dont l'ouverture se situe à égalité de la peau, afin de faire saillir la stomie.
- Convexité profonde pour les stomies dont l'ouverture se situe à la surface ou sous la surface de la peau, afin de faire saillir la stomie.

● Soft ● Light ● Deep



SenSura^{MD} Mio Concave

Pour les personnes au profil corporel bombé, la forme courbée du champ protecteur SenSura^{MD} Mio Concave permet un ajustement qui épouse les courbes du corps, de sorte à assurer l'étanchéité sans créer de plis et de creux dans l'adhésif.

Trois autres raisons qui expliquent pourquoi SenSura^{MD} Mio est le choix par excellence des patients et patientes.

Couleur discrète du sac


De couleur neutre, le matériau de textile est conçu pour passer inaperçu, même sous les vêtements blancs.

Un filtre fiable

Un préfiltre circulaire plein fournit une protection accrue contre l'obstruction.

A démontré réduire le taux d'incidence de gonflement¹ de

61%



Choix de couplages

Le **couplage encliquetable** est muni d'un verrou qui rassure et procure un sentiment de sécurité. Un clic audible confirme que le sac est bien relié au champ protecteur.

Le **couplage Flex** est assez flexible pour s'adapter aux courbes du corps et assurer le confort à l'utilisation pour un profil creux.



Le champ protecteur SenSura^{MD} Mio est offert en modèles variés pour répondre aux besoins des personnes qui ont une colostomie, une iléostomie ou une urostomie.



1. Coloplast, Étude clinique 2010 (VV-0009690) – pour iléostomisées, en comparaison avec la norme de soins.

SenSura^{MD} Mio Flex

Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Le couplage adhésif Flex offre souplesse et liberté de mouvement.

- Seuls les champs protecteurs Mio Flex convexes sont dotés 4 oeillets de ceinture.
- Exempts de latex de caoutchouc naturel.

Champ protecteur SenSura ^{MD} Mio Flex					
Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	35 mm (1 ³ / ₈ po)	● 10-33 mm (³ / ₈ - 1 ¹ / ₄ po)	10551	10
		50 mm (2 po)	● 10-48 mm (³ / ₈ - 2 po)	10561	10
		70 mm (2 ³ / ₄ po)	● 10-68 mm (³ / ₈ - 2 ³ / ₄ po)	10571	10
		90mm (3 ¹ / ₂ po)	● 10-88 mm (³ / ₈ po - 3 ¹ / ₂ po)	18390	10
Précoupé	Non convexe		25 mm (1 po)	10562	10
			28 mm (1 ¹ / ₈ po)	10566	10
			30 mm (1 ¹ / ₄ po)	10563	10
		50 mm (2 po)	● 32 mm (1 ¹ / ₄ po)	10567	10
			35 mm (1 ³ / ₈ po)	10564	10
			38 mm (1 ¹ / ₂ po)	10568	10
			40 mm (1 ⁹ / ₁₆ po)	10565	10
		70mm (2 ³ / ₄ po)	● 45 mm (1 ³ / ₄ po)	10572	5
			50 mm (2 po)	10573	5
À découper	Convexité souple	35 mm (1 ³ / ₈ po)	● 10-20 mm	16880 Nouveau	5
Précoupé	Convexité souple	35 mm (1 ³ / ₈ po)	● 18mm	16881 Nouveau	5
À découper	Convexité souple	50 mm (2 po)	● 15-30 mm	16882 Nouveau	5
			21 mm	16883 Nouveau	5
Précoupé	Convexité souple	50 mm (2 po)	● 25 mm	16884 Nouveau	5
			28 mm	16885 Nouveau	5
À découper	Convexité souple	50 mm (2 po)	● 15-40 mm	16886 Nouveau	5
Précoupé	Convexité souple	50 mm (2 po)	● 31 mm	16887 Nouveau	5
			35 mm	16888 Nouveau	5
À découper	Convexité souple	70 mm (2 ³ / ₄ po)	● 15-53 mm	16889 Nouveau	5
Précoupé	Convexité souple	70 mm (2 ³ / ₄ po)	● 38 mm	16890 Nouveau	5
			41 mm	16891 Nouveau	5
À découper	Convexité légère	35 mm (1 ³ / ₈ po)	● 10-20 mm (³ / ₈ - ³ / ₄ po)	16471	5
		50 mm (2 po)	● 15-30 mm (⁵ / ₈ - 1 ¹ / ₈ po)	16481	5
			15-40 mm (⁵ / ₈ - 1 ⁹ / ₁₆ po)	16483	5
		70 mm (2 ³ / ₄ po)	● 15-53 mm (⁵ / ₈ - 2 ¹ / ₁₆ po)	16491	5
Précoupé	Convexité légère	35 mm (1 ³ / ₈ po)	● 18 mm (³ / ₄ po)	16472	5
		50 mm (2 po)	21 mm (¹³ / ₁₆ po)	16484	5
			25 mm (1 po)	16485	5
			28 mm (1 ¹ / ₈ po)	16486	5
			31 mm (1 ¹ / ₄ po)	16487	5
		70mm (2 ³ / ₄ po)	35 mm (1 ³ / ₈ po)	16488	5
			38 mm (1 ¹ / ₂ po)	16493	5
			41 mm (1 ⁵ / ₈ po)	16494	5



Sac à vider SenSura^{MD} Mio Flex avec EasicleseTM large sortie

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 26 cm (10 1/4 po) 485 mL	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	50 mm (2 po) ●	12271	10
		35 mm (1 3/8 po) ● <i>Vidior étroit avec filtre Ileo</i>	12232	10
		35 mm (1 3/8 po) ●	12262	10
Maxi 28 cm (11 po) 655 mL	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	50 mm (2 po) ● <i>Vidior étroit avec filtre Ileo</i>	12243	10
		50 mm (2 po) ●	12272	10
		70 mm (2 3/4 po) ●	12282	10
	Transparent	50 mm (2 po) ● <i>Sans filtre</i>	12274	10
		70 mm (2 3/4 po) ● <i>Sans filtre</i>	12284	10
		90mm (3 1/2 po) ●	18389	10



Sac fermé SenSura^{MD} Mio Flex

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 18 cm (7 po) 275 mL	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	35 mm (1 3/8 po) ●	12201	30
		50 mm (2 po) ●	12212	30
		35 mm (1 3/8 po) ●	12202	30
Maxi 22 cm (8 1/2 po) 570 mL	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	50 mm (2 po) ●	12213	30
		70 mm (2 3/4 po) ●	12222	30
		90mm (3 1/2 po) ●	18386	10



Sac d'urostomie SenSura^{MD} Mio Flex

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Maxi 26 cm (10 1/4 po) 400 mL	Gris pâle	35 mm (1 3/8 po) ●	12291	10
		50 mm (2 po) ●	12297	10
	Transparent	35 mm (1 3/8 po) ●	12292	10
		50 mm (2 po) ●	12298	10



SenSura^{MD} Mio Flex haut débit

Vidior	Couleur	Taille du couplage	Volume	Code de produit	Unités
Vidior rigide à large ouverture 32cm (12 11/16 po) 1080 mL	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	50 mm (2 po) ●	980 ml	18650	10
		70 mm (2 3/4 po) ●	906 ml	18651	10
	Transparent	50 mm (2 po) ●	980 ml	18655	10
		70 mm (2 3/4 po) ●	906 ml	18656	10
Vidior souple 32 cm (12 11/16 po) 1080 mL	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	50 mm (2 po) ●	1080 mL	18652	10
	Transparent	50 mm (2 po) ●	1080 mL	18657	10



Sac avec vidior rigide à large ouverture se connecte au sac de drainage Coloplast 14010

SenSura^{MD} Mio

Champ protecteur et sac de stomie - Système une pièce

Adhésif élastique, textile gris pâle et filtre circulaire complet.

- Les systèmes convexes sont uniquement dotés 4 oeilletons de ceinture.
- Exempts de latex de caoutchouc naturel.

Sac à vider SenSura^{MD} Mio avec EasicloseTM large sortie

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Midi 26 cm (10 1/4 po) 485 mL	À découper	Non convexe	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	10-45 mm (3/8 - 1 3/4 po)	10461	10
				10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po) <i>Vidior étroit avec filtre Ileo</i>	10451	10
			Gris pâle avec fenêtre d'inspection	10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	10471	10
				10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	10481	10
			Transparent	10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	10489 <i>Sans filtre</i>	10
				25 mm (1 po)	10472	10
			Précoupé	28 mm (1 1/8 po)	10473	10
				30 mm (1 1/8 po)	10474	10
				32 mm (1 1/4 po)	10475	10
				35 mm (1 3/8 po)	10476	10
Maxi 28 cm (11 po) 655 mL		Non convexe	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	38 mm (1 1/2 po)	10480	10
				40 mm (1 9/16 po)	10479	10
				45 mm (1 3/4 po)	10477	10
				50 mm (2 po)	10478	10



SenSura[®] Mio 1 pc, Fermé, Coupes Maximales avec filtre circulaire

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi	À découper	Non convexe	Opaque	10-70 mm	18371 <i>Nouveau</i>	30
				10-100 mm	18373 <i>Nouveau</i>	30



SenSura[®] Mio 1 pc, Ouvert, Coupes Maximales avec filtre circulaire, large-sorti

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi	À découper	Non convexe	Transparent	10-70 mm	18382 <i>Nouveau</i>	10
				10-100 mm	18383 <i>Nouveau</i>	10





Sac à vider SenSura^{MD} Mio avec EasicloseTM large sortie

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi 28 cm (11 po) 655 mL	Précoupé	Non convexe	Transparent	25 mm (1 po)	10482	10
				30 mm (1 1/8 po)	10483	10
				35 mm (1 3/8 po)	10484	10
				40 mm (1 9/16 po)	10487	10
Maxi 28 cm (11 po) 655 mL	À découper	Convexité souple	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	16705	10
				10-50 mm (3/8 - 2 po)	16706	10
			Transparent	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	16715	10
				10-50 mm (3/8 - 2 po)	16716	10
		Précoupé	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	21 mm (7/8 po)	13671	10
				25 mm (1 po)	13672	10
				28 mm (1 1/8 po)	13673	10
				31 mm (1 1/4 po)	13674	10
				35 mm (1 3/8 po)	13675	10
				38 mm (1 1/2 po)	13676	10
	À découper	Convexité légère	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	10-23 mm (3/8 - 7/8 po)	16725	10
				15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	16726	10
			Transparent	10-43 mm (3/8 - 1 3/4 po)	16733	10
				10-23 mm (3/8 - 7/8 po)	16737	10
				15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	16738	10
				10-43 mm (3/8 - 1 3/4 po)	16739	10
	Précoupé	Convexité légère	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	10-43 mm (3/8 - 1 3/4 po)	16748	Sans filtre 10
				21 mm (13/16 po)	16730	10
				25 mm (1 po)	16731	10
				28 mm (1 1/8 po)	16732	10
		Convexité profonde	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	31 mm (1 1/4 po)	16727	10
				35 mm (1 3/8 po)	16734	10
				38 mm (1 1/2 po)	16735	10
				10-23 mm (3/8 - 7/8 po)	16755	10
	À découper	Convexité profonde	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	16756	10
				10-43 mm (3/8 - 1 3/4 po)	16768	10
			Transparent	10-43 mm (3/8 - 1 3/4 po)	16767	10
				10-43 mm (3/8 - 1 3/4 po)	16778	Sans filtre 10
	Précoupé	Convexité profonde	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	21 mm (7/8 po)	16760	10
				25 mm (1 po)	16761	10
				28 mm (1 1/8 po)	16762	10
				31 mm (1 1/4 po)	16757	10
		Transparent	Transparent	35 mm (1 3/8 po)	16763	10
				38 mm (1 1/2 po)	16764	10
				21 mm (13/16 po)	16770	10
				25 mm (1 po)	16771	10
				28 mm (1 1/8 po)	16772	10
				31 mm (1 1/4 po)	16773	10












Sac à vider SenSura^{MD} Mio avec EasicloseTM large sortie

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Midi 26 cm (10 1/4 po) 485 mL	À découper		Gris pâle avec fenêtre d'inspection	10-40 mm (3/8 - 1 9/16 po)	18300	10
				10-50 mm (3/8 - 2 po)	18310	10
			Gris pâle avec fenêtre d'inspection	10-50 mm (3/8 - 2 po)	18312	10
				10-60 mm (3/8 - 2 3/8 po)	18330	10
			Transparent	10-40 mm (3/8 - 1 9/16 po)	18305	10
				10-50 mm (3/8 - 2 po)	18320 Sans filter	10
				10-50 mm (3/8 - 2 po)	18321	10
				10-60 mm (3/8 - 2 3/8 po)	18340 Sans filtre	10
				10-60 mm (3/8 - 2 3/8 po)	18341	10
Maxi 28 cm (11 po) 655 mL	Précoupé		Gris pâle avec fenêtre d'inspection	25-40mm (1 - 1 9/16 po)	18301	10
				30-40 mm (1 1/8 - 1 9/16 po)	18302	10
				25-50 mm (1 - 2 po)	18313	10
				30-50 mm (1 1/8 - 2 po)	18314	10
				35-50 mm (1 3/8 - 2 po)	18315	10
				40-60 mm (1 9/16 - 2 3/8 po)	18331	10
				45-60 mm (1 3/4 - 2 3/8 po)	18332	10
				50-60 mm (2" - 2 3/8 po)	18333	10
			Transparent	25-50 mm (1 - 2 po)	18322	10
				30-50 mm (1 1/8 - 2 po)	18323	10
				35-50mm (1 3/8 - 2 po)	18324	10
				40-60 mm (1 9/16 - 2 3/8 po)	18342	10
				45-60 mm (1 3/4 - 2 3/8 po)	18343	10
				50-60 mm (2" - 2 3/8 po)	18344	10







Sac fermé SenSura^{MD} Mio

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Mini 14 cm (5 ½ po) 110 mL	À découper	Non convexe	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	15-45 mm (5/8 - 1 ¾ po)	10870	30
Midi 18 cm (7 po) 340 mL	À découper	Non convexe	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	15-45 mm (5/8 - 1 ¾ po)	10871	30
	Précoupé	Non convexe	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	25 mm (1 po)	10872	30
				30 mm (1 ⅙ po)	10873	30
				35 mm (1 ⅜ po)	10874	30
Midi 18 cm (7 po) 340 mL	À découper	 Convexité souple	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	15-33 mm (5/8 - 1 ¼ po)	16301	10
	À découper	 Convexité légère	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	15-33 mm (5/8 - 1 ¼ po)	16322	10
	Précoupé	 Convexité légère	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	31 mm (1 ¼ po)	16323	10
	À découper	Non convexe	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	15-45 mm (5/8 - 1 ¾ po)	10881	30
				40-55 mm (1 9/16 - 2 ⅙ po)	10885	30
	Précoupé	Non convexe	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	30 mm (1 ⅙ po)	10883	30
				35 mm (1 ⅜ po)	10884	30
	À découper	 Convexité souple	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	15-33 mm (5/8 - 1 ¼ po)	16305	10
				10-50 mm (3/8 - 2 po)	16306	10
				Transparent	10-50 mm (3/8 - 2 po)	16315
	Précoupé	 Convexité souple	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	25 mm (1 po)	16310	10
				28 mm (1 ⅙ po)	16311	10
				31 mm (1 ¼ po)	16312	10
				35 mm (1 ⅜ po)	16313	10
				38 mm (1 ½ po)	13684	10
				41 mm (1 ⅝ po)	13685	10
	À découper	 Convexité légère	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	10-23 mm (3/8 - 7/8 po)	16325	10
				15-33 mm (5/8 - 1 ¼ po)	16326	10
				10-43 mm (3/8 - 1 ¾ po)	16332	10
				Transparent	10-43 mm (3/8 - 1 ¾ po)	16335
	Précoupé	 Convexité légère	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	25 mm (1 po)	16330	10
				28 mm (1 ⅙ po)	16331	10
				31 mm (1 ¼ po)	16327	10
35 mm (1 ⅜ po)				16333	10	
41 mm (1 ⅝ po)				13683	10	
À découper	 Convexité profonde	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	10-23 mm (3/8 - 7/8 po)	16345	10	
			15-33 mm (5/8 - 1 ¼ po)	16346	10	
			10-43 mm (3/8 - 1 ¾ po)	16352	10	
Précoupé	 Convexité profonde	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	25 mm (1 po)	16350	10	
			28 mm (1 ⅙ po)	16351	10	
			31 mm (1 ¼ po)	16347	10	
			35 mm (1 ⅜ po)	16353	10	









Sac fermé SenSura^{MD} Mio

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Midi 18 cm (7 po) 340 mL	À découper		Gris pâle avec fenêtre d'inspection	10-40 mm (3⁄8 - 1 9⁄16 po)	18151	10
				10-50 mm (3⁄8 - 2 po)	18160	10
	Précoupé			25 mm (1 po)	18161	10
				30 mm (1 1⁄8 po)	18162	10
				35 mm (1 3⁄8 po)	18163	10
Maxi 22 cm (8 1⁄2 po) 550 mL	À découper		Gris pâle avec fenêtre d'inspection	10-40 mm (3⁄8 - 1 9⁄16 po)	18152	10
				10-50 mm (3⁄8 - 2 po)	18170	10
				10-60 mm (3⁄8 - 2 3⁄8 po)	18180	10
	Précoupé		Transparent	10-60 mm (3⁄8 - 2 3⁄8 po)	18185	10
				25 mm (1 po)	18171	10
			Gris pâle avec fenêtre d'inspection	30 mm (1 1⁄8 po)	18172	10
				35 mm (1 3⁄8 po)	18173	10
				40 mm (1 9⁄16 po)	18181	10
				45 mm (1 3⁄4 po)	18182	10





Sac d'urostomie SenSura^{MD} Mio

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi 26 cm (10 3/4 po) 400 mL	À découper	Non convexe	Gris pâle	10-45 mm (3/8 - 1 3/4 po)	10582	10
			Transparent	10-45 mm (3/8 - 1 3/4 po)	10586	10
	Précoupé	Non convexe	Gris pâle	20 mm (3/4 po)	10583	10
				25 mm (1 po)	10584	10
				30 mm (1 1/8 po)	10585	10
Midi 24 cm (9 1/2 po) 330 mL	À découper	Convexité souple 	Gris pâle	10-33 mm (3/8 - 1 5/16 po)	16801	10
Maxi 26 cm (10 3/4 po) 400 mL	À découper	Convexité souple 	Gris pâle	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	16805	10
				25 mm (1 po)	13680	10
			Transparent	10-50 mm (3/8 po - 2 po)	13678	10
				10-33 mm (3/8 po - 1 5/16 po)	13679	10
				10-50 mm (3/8 - 2 po)	16810	10
Maxi 26 cm (10 3/4 po) 400 mL	À découper	Convexité légère 	Gris pâle	10-23 mm (3/8 - 7/8 po)	16825	10
				15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	16826	10
			Transparent	10-23 mm (3/8 - 7/8 po)	16835	10
				15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	16836	10
				10-43 mm (3/8 - 1 3/4 po)	16837	10
Maxi 26 cm (10 3/4 po) 400 mL	Précoupé	Convexité légère 	Gris pâle	31 mm (1 1/4 po)	16827	10
			Transparent	21 mm (7/8 po)	16840	10
				25 mm (1 po)	16841	10
				28 mm (1 1/8 po)	16842	10
			Maxi 26 cm (10 3/4 po) 400 mL	À découper	Convexité profonde 	Gris pâle
15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	16856	10				
Transparent	10-23 mm (3/8 - 7/8 po)	16865				10
	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	16866				10
	10-43 mm (3/8 - 1 3/4 po)	16867				10
Maxi 26 cm (10 3/4 po) 400 mL	Précoupé	Convexité profonde 	Gris pâle	31 mm (1 1/4 po)	16857	10
			Transparent	21 mm (7/8 po)	16870	10
				25 mm (1 po)	16871	10
				28 mm (1 1/8 po)	16872	10





Sac d'urostomie SenSura^{MD} Mio

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi 26 cm (10 ³ / ₄ po) 400 mL	À découper	Concave 	Gris pâle	10-40 mm (³ / ₈ - 1 ⁹ / ₁₆ po)	18401	10
			Transparent	10-40 mm (³ / ₈ - 1 ⁹ / ₁₆ po)	18405	10
	Précoupé	Concave 	Gris pâle	20 mm (³ / ₄ po)	18402	10
				25 mm (1 po)	18403	10
				30 mm (1 ¹ / ₈ po)	18404	10



SenSura^{MD} Mio une pièce haut débit

Coupe/vidoir	Convexité	Couleur	Volume	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper / Vidoir Souple Raccord Universel 28cm (11 ³ / ₁₆ po) 630 mL	Non convexe	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	630 ml	10-70 mm (³ / ₈ - 2 ³ / ₄ po)	18660	10
			725 ml	10-100 mm (³ / ₈ - 4 po)	18661	10
		Transparent	630 ml	10-70 mm (³ / ₈ - 2 ³ / ₄ po)	18665	10
			725 ml	10-100 mm (³ / ₈ - 4 po)	18666	10
	Convexité souple 	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	630 ml	10-50 mm (³ / ₈ - 2 po)	18670	10
		Transparent	630 ml	10-50 mm (³ / ₈ - 2 po)	18671	10
	Convexité légère 	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	630 ml	10-43 mm (³ / ₈ - 1 ³ / ₄ po)	18675	10
		Transparent	630 ml	10-43 mm (³ / ₈ - 1 ³ / ₄ po)	18676	10



Connecte au
sac de drainage
Coloplast 14010

SenSura^{MD} Mio une pièce post-opératoire

Format	Coupe	Convexité	Volume	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
28cm (10 ¹⁵ / ₁₈ po)	À découper	Transparent	680 ml	10-70 mm (³ / ₈ - 2 ³ / ₄ po)	18680	Stérile 5
29cm (11 ¹ / ₂ po)	À découper	Transparent	725 ml	10-100 mm (³ / ₈ - 4 po)	18681	Stérile 5
28cm (10 ¹⁵ / ₁₈ po)	À découper	Transparent	680 ml	10-70 mm (³ / ₈ - 2 ³ / ₄ po)	18690	5
29cm (11 ¹ / ₂ po)	À découper	Transparent	725 ml	10-100 mm (³ / ₈ - 4 po)	18691	5



Connecte au
sac de drainage
Coloplast 14010

SenSura^{MD} Mio Baby

Champ protecteur et sac – Système deux pièces

Champ protecteur SenSura^{MD} Mio Baby Flex

Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	35 mm (1 3/8 po)	0-35 mm	18705	5



Sac à vider SenSura^{MD} Mio Baby Flex

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
20cm (7 3/4 po)	Transparent	35 mm (1 3/8 po)	18700	10



Dissolvant d'adhésif Brava^{MD} Baby

	Code de produit	Unités
Usage unique	12014	30



SenSura^{MD} Mio Kids

Champ protecteur et sac – Système deux pièces

Champ protecteur SenSura^{MD} Mio Kids Flex

Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	27 mm	0-27 mm	18735	5
		35 mm	0-35 mm	18747	5



Sac à vider SenSura^{MD} Mio Kids Flex

Coupe	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Mini 16cm (6 1/8 po)	Gris pâle	27 mm	18720	10
	Transparent	27 mm	18721	10
Midi 17cm (6 3/4 po)	Gris pâle	27 mm	18722	10
	Transparent	27 mm	18723	10
	Gris pâle	35 mm	18724	10
	Transparent	35 mm	18725	10



Sac d'urostomie SenSura^{MD} Mio Kids Flex

Coupe	Couleur	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Midi 17cm (6 3/4 po)	Gris pâle	27 mm		18730	10
		35 mm		18731	10



Champ protecteur et sac - Système une pièce

Sac à vider SenSura ^{MD} Mio Kids une pièce						
Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Midi 17cm (6 ³ / ₄ po)	À découper	Non convexe	Gris pâle	0-35 mm	18710	10
			Transparent	0-35 mm	18711	10



Sac d'urostomie SenSura ^{MD} Mio Kids Flex une pièce						
Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités	
À découper 19cm (7 ¹ / ₄ po)	Non convexe	Transparent	10-35 mm	18712	10	
		Gris pâle	10-35 mm	18713	10	




SenSura^{MD} Click

Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Couplage mécanique Click avec anneau de sécurité. Assure un ajustement précis et sûr selon la morphologie individuelle. Toutes les champs protecteurs SenSura Click 2 pièces sont dotées d'œilletons de ceinture.

Champ protecteur SenSura ^{MD} Click						
Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités	
À découper	Non convexe	40 mm (1 ⁹ / ₁₆ po)	● 10-35 mm (³ / ₈ - 1 ³ / ₈ po)	10011	5	
		50 mm (2 po)	● 10-45 mm (³ / ₈ - 1 ³ / ₄ po)	10021	5	
		60 mm (2 ³ / ₈ po)	● 10-55 mm (³ / ₈ - 2 ¹ / ₈ po)	10031	5	
		70 mm (2 ³ / ₄ po)	● 10-65 mm (³ / ₈ - 2 ¹ / ₂ po)	10041	5	
	Convexité légère	40 mm (1 ⁹ / ₁₆ po)	● 15-23 mm (⁵ / ₈ - ⁷ / ₈ po)	11011	5	
		50 mm (2 po)	● 15-33 mm (⁵ / ₈ - 1 ¹ / ₄ po)	11021	5	
		60 mm (2 ³ / ₈ po)	● 15-43 mm (⁵ / ₈ - 1 ³ / ₄ po)	11031	5	
		70 mm (2 ³ / ₄ po)	● 15-53 mm (⁵ / ₈ - 2 ¹ / ₁₆ po)	11041	5	
Précoupé	Non convexe	40 mm (1 ⁹ / ₁₆ po)	● 20 mm (³ / ₄ po)	10012	5	
			● 25 mm (1 po)	10013	5	
		50 mm (2 po)	● 30 mm (1 ¹ / ₈ po)	10022	5	
			● 35 mm (1 ³ / ₈ po)	10023	5	
		60 mm (2 ³ / ₈ po)	● 40 mm (1 ⁹ / ₁₆ po)	10032	5	
		40 mm (1 ⁹ / ₁₆ po)	● 21 mm (⁷ / ₈ po)	11012	5	
	Convexité légère	50 mm (2 po)	● 25 mm (1 po)	11022	5	
			● 28 mm (1 ¹ / ₈ po)	11023	5	
		60 mm (2 ³ / ₈ po)	● 31 mm (1 ¹ / ₄ po)	11024	5	
			● 35 mm (1 ³ / ₈ po)	11032	5	

















Champ protecteur SenSura^{MD} Click Xpro

(Conçu pour offrir une protection supplémentaire contre les effluents liquides des iléostomies et urostomies)

Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	40 mm (1 9/16 po)	10-35 mm (3/8 - 1 3/8 po)	10015	5
		50 mm (2 po)	10-45 mm (3/8 - 1 3/4 po)	10025	5
		60 mm (2 3/8 po)	10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	10035	5
		70 mm (2 3/4 po)	10-65 mm (3/8 - 2 1/2 po)	10045	5
	Convexité légère	40 mm (1 9/16 po)	15-23 mm (5/8 - 7/8 po)	11015	5
		50 mm (2 po)	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	11025	5
		60 mm (2 3/8 po)	15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	11035	5
		70 mm (2 3/4 po)	15-53 mm (5/8 - 2 1/16 po)	11045	5
Précoupé	Non convexe	40 mm (1 9/16 po)	20 mm (3/4 po)	10016	5
			25 mm (1 po)	10017	5
		50 mm (2 po)	30 mm (1 1/8 po)	10026	5
			35 mm (1 3/8 po)	10027	5
	Convexité légère	60 mm (2 3/8 po)	40 mm (1 9/16 po)	10036	5
		40 mm (1 9/16 po)	21 mm (7/8 po)	11016	5
			25 mm (1 po)	11026	5
		50 mm (2 po)	28 mm (1 1/8 po)	11027	5
			31 mm (1 1/4 po)	11028	5
		60 mm (2 3/8 po)	35 mm (1 3/8 po)	11036	5



Sac à vider SenSura^{MD} Click avec EasicloseTM large sortie

Format	Couleur	Taille du couplage		Code de produit	Unités
Midi 27 cm (10 1/2 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po)		11114	10
		50 mm (2 po)		11115	10
	Opaque	40 mm (1 9/16 po)		11124	10
		50 mm (2 po)		11125	10
50 mm (2 po)		 Sans filtre	11135	10	
60 mm (2 3/8 po)			11126	10	
60 mm (2 3/8 po)		 Sans filtre	11136	10	
70 mm -2 3/4 po			11127	10	
Maxi 30 cm (12 po)	Transparent	40 mm (1 9/16 po)		11194	10
		50 mm (2 po)		11195	10
		50 mm (2 po)	 Sans filtre	11185	10
		60 mm (2 3/8 po)		11196	10
		60 mm (2 3/8 po)	 Sans filtre	11186	10
		70 mm -2 3/4 po		11197	10



Sac fermé SenSura^{MD} Click

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 18 cm (7 po)	Opaque	40mm (1 9/16 po)	10154	30
		50mm (2 po)	10155	30
		60mm (2 3/8 po)	10156	30
Maxi 22 cm (8 1/2 po)	Opaque	40mm (1 9/16 po)	10164	30
		50mm (2 po)	10165	30
		60mm (2 3/8 po)	10166	30
		70mm (2 3/4 po)	10167	30



Sac d'urostomie SenSura^{MD} Click

Format	Couleur	Taille du couplage		Code de produit	Unités
Midi 24 cm (9 1/4 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po)	●	11841	10
		50 mm (2 po)	●	11842	10
	Transparent	40 mm (1 9/16 po)	●	11851	10
		50 mm (2 po)	●	11852	10
Maxi 26 cm (10 1/4 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po)	●	11844	10
		50 mm (2 po)	●	11845	10
		60 mm (2 3/8 po)	●	11846	10
	Transparent	40 mm (1 9/16 po)	●	11854	10
		50 mm (2 po)	●	11855	10
		60 mm (2 3/8 po)	●	11856	10



Sac SenSura^{MD} à haut débit

Couleur	Taille du couplage	Volume	Code de produit	Unités
Opaque	40 mm (1 9/16 po)	1160 ml	19040	10
	50 mm (2 po)	1120 ml	19041	10
	60 mm (2 3/8 po)	1080 ml	19042	10
Transparent	40 mm (1 9/16 po)	1160 ml	19050	10
	50 mm (2 po)	1120 ml	19051	10
	60 mm (2 3/8 po)	1080 ml	19052	10



Se connecte au sac de drainage Coloplast #14010


SenSura^{MD} Flex

Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Système de couplage adhésif à bas profil qui offre flexibilité et liberté de mouvement. Adhésif à double couche pour une tenue sûre, sécuritaire et durable. Sac à vider avec système de fermeture velcro. Seuls les champs protecteurs SenSura Flex convexes sont dotés d'œillets de ceinture.

Champ protecteur SenSura^{MD} Flex

Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	35 mm (1 3/8 po)	10-33 mm (3/8 - 1 1/4 po)	10101	10
		50 mm (2 po)	10-48 mm (3/8 - 2 po)	10102	10
		70 mm (2 3/4 po)	10-68 mm (3/8 - 2 3/4 po)	10103	10
		90 mm - 3 1/2 po	10-88 mm (3/8 - 3 1/2 po)	10108	5
	Convexité légère	35 mm (1 3/8 po)	15-23 mm (5/8 - 7/8 po)	11301	5
		50 mm (2 po)	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	11302	5
			15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	11303	5
		70 mm (2 3/4 po)	15-56 mm (5/8 - 2 1/8 po)	11307	5
Précoupé	Non convexe	35 mm (1 3/8 po)	21 mm (7/8 po)	10111	10
			28 mm (1 1/8 po)	10113	10
		50 mm (2 po)	25 mm (1 po)	10114	10
			31 mm (1 1/4 po)	10116	10
	Convexité légère	35 mm (1 3/8 po)	35 mm (1 3/8 po)	10117	10
			21 mm (7/8 po)	11312	5
		50 mm (2 po)	25 mm (1 po)	11313	5
			28 mm (1 1/8 po)	11314	5
			31 mm (1 1/4 po)	11315	5
			35 mm (1 3/8 po)	11316	5



Champ protecteur SenSura^{MD} Flex Xpro

Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	35 mm (1 ³ / ₈ po) ●	10-33 mm (³ / ₈ - 1 ¹ / ₄ po)	10104	10
		50 mm (2 po) ●	10-48 mm (³ / ₈ - 2 po)	10105	10
		70 mm (2 ³ / ₄ po) ●	10-68 mm (³ / ₈ - 2 ³ / ₄ po)	10106	10
	Convexité légère	35 mm (1 ³ / ₈ po) ●	15-23 mm (⁵ / ₈ - ⁷ / ₈ po)	11304	5
		50 mm (2 po) ●	15-33 mm (⁵ / ₈ - 1 ¹ / ₄ po)	11305	5
		70 mm (2 ³ / ₄ po) ●	15-43 mm (⁵ / ₈ - 1 ³ / ₄ po)	11306	5
			15-56 mm (⁵ / ₈ - 2 ¹ / ₈ po)	11308	5



Sac à vider SenSura^{MD} Flex avec EasicloseTM large sortie

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 27 cm (10 ¹ / ₂ po)	Opaque	50 mm (2 po) ●	11505	20
Maxi 30 cm (12 po)	Opaque	35 mm (1 ³ / ₈ po) ●	11514	20
		50 mm (2 po) ●	11515	20
		50 mm (2 po) ● Sans filtre	11615	20
		70 mm (2 ³ / ₄ po) ●	11518	20
	Transparent	50 mm (2 po) ● Sans filtre	11612	20
		90 mm (3 1/2 po) ● Sans filtre	11690	20



Sac fermé SenSura^{MD} Flex

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 18 cm (7 po)	Opaque	35 mm (1 ³ / ₈ po) ●	10904	30
		50 mm (2 po) ●	10905	30
Maxi 22 cm (8 ¹ / ₂ po)	Opaque	35 mm (1 ³ / ₈ po) ●	10914	30
		50 mm (2 po) ●	10915	30
		70 mm (2 ³ / ₄ po) ●	10918	30



Sac d'urostomie SenSura^{MD} Flex

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 24 mm (9 ¹ / ₂ po)	Opaque	35 mm (1 ³ / ₈ po) ●	11821	20
		50 mm (2 po) ●	11822	20
Maxi 26 cm (10 ¹ / ₄ po)	Opaque	35 mm (1 ³ / ₈ po) ●	11824	20
		50 mm (2 po) ●	11825	20
	Transparent	35 mm (1 ³ / ₈ po) ●	11827	20
		50 mm (2 po) ●	11828	20



Champ protecteur et sac de stomie - Système une pièce

Système EasycloseTM avec Velcro^{MD} pour assurer la sécurité. L'adhésif à double couche offre adhérence, flexibilité et facilité de retrait. Seuls les systèmes SenSura convexes 1 pièce sont dotés d'œilletons de ceinture.

Sac à vider SenSura^{MD} avec EasycloseTM large sortie

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi 30 cm (12 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-76 mm ($\frac{3}{8}$ -3 po)	15531	10
			Transparent	10-76 mm ($\frac{3}{8}$ -3 po)	15521	10
		Convexité légère	Opaque	15-33 mm ($\frac{5}{8}$ -1 $\frac{1}{4}$ po)	15607	10
			Transparent	15-33 mm ($\frac{5}{8}$ -1 $\frac{1}{4}$ po)	15605	10
		Non convexe	Opaque	15-43 mm ($\frac{5}{8}$ -1 $\frac{3}{4}$ po)	15608	10
			Transparent	15-43 mm ($\frac{5}{8}$ -1 $\frac{3}{4}$ po)	15606	10
	Précoupé	Non convexe	Opaque	25 mm (1 po)	15532	10
				30 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	15533	10
				35 mm (1 $\frac{3}{8}$ po)	15534	10
		Convexité légère	Opaque	25 mm (1 po)	15633	10
				28 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	15634	10
				31 mm (1 $\frac{1}{4}$ po)	15635	10
				25 mm (1 po)	15522	10
		Non convexe	Transparent	30 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	15523	10
				35 mm (1 $\frac{3}{8}$ po)	15524	10



Sac à vider SenSura^{MD} Xpro avec EasycloseTM large sortie

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi 30 cm (12 po)	À découper	Non convexe	Transparent	10-76 mm ($\frac{3}{8}$ -3 po)	15981	20
		Convexité légère	Transparent	15-33 mm ($\frac{5}{8}$ -1 $\frac{1}{4}$ po)	15695	10
				15-43 mm ($\frac{5}{8}$ -1 $\frac{3}{4}$ po)	15696	10

Sac fermé SenSura^{MD}

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Midi 18 cm (7 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-66 mm ($\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{5}{8}$ po)	15450	30
			Transparent	10-66 mm ($\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{5}{8}$ po)	15441	30
		Convexité légère	Opaque	15-33 mm ($\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ po)	15403	10
				15-43 mm ($\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	15404	10
	Précoupé	Convexité légère	Opaque	25 mm (1 po)	15413	10
				28 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	15414	10
				31 mm (1 $\frac{1}{4}$ po)	15415	10
Maxi 22 cm (8 $\frac{1}{2}$ po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-76 mm ($\frac{3}{8}$ - 3 po)	15480	30
			Transparent	10-76 mm ($\frac{3}{8}$ - 3 po)	15470	30
		Convexité légère	Opaque	15-33 mm ($\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	15407	10
				15-43 mm ($\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	15408	10
	Transparent		15-33 mm ($\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ po)	15405	10	
			15-43 mm ($\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	15406	10	
	Précoupé	Non convexe	Opaque	25 mm (1 po)	15482	30
				30 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	15483	30
				35 mm (1 $\frac{3}{8}$ po)	15484	30
				25 mm (1 po)	15472	30
		Transparent	30 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	15473	30	
			35 mm (1 $\frac{3}{8}$ po)	15474	30	



Sac d'urostomie SenSura^{MD}

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Midi 24 cm (9 $\frac{1}{2}$ po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-66 mm ($\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{5}{8}$ po)	11801	10
			Transparent	10-66 mm ($\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{5}{8}$ po)	11803	10
		Non convexe	Opaque	10-76 mm ($\frac{3}{8}$ - 3 po)	11802	10
			Transparent	10-76 mm ($\frac{3}{8}$ - 3 po)	11804	10
Maxi 26 cm (10 $\frac{1}{4}$ po)	À découper	Non convexe	Opaque	15-33 mm ($\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ po)	11811	10
				15-43 mm ($\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	11812	10
		Convexité légère	Transparent	15-33 mm ($\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ po)	11814	10
				15-43 mm ($\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	11815	10



Sac à vider SenSura^{MD} à haut débit

Coupe	Stérile	Taille de la stomie	Volume	Code de produit	Unités
À découper	Stérile	10-76 mm ($\frac{3}{8}$ -3 po)	630 ml	19001	5
	Non stérile	10-76 mm ($\frac{3}{8}$ -3 po)	630 ml	19003	6



se connecte au sac de drainage 14010


Sac SenSura^{MD} Post-Op


Coupe	Stérile	Taille de la stomie	Taille de la fenêtre	Volume	Code de produit	Unités
À découper	Stérile	10-76 mm ($\frac{3}{8}$ -3 po)	70 mm	680 ml	19010	5
		10-115mm ($\frac{3}{8}$ - 4 $\frac{1}{2}$ po)	100 mm	725 ml	19011	5
	Non stérile	10-76 mm ($\frac{3}{8}$ -3 po)	70 mm	680 ml	19020	6
		10-115mm ($\frac{3}{8}$ - 4 $\frac{1}{2}$ po)	100 mm	725 ml	19021	6
		10-76 mm ($\frac{3}{8}$ -3 po)	No window	680 ml	19030	6



Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces


Couplage mécanique Click avec anneau de sécurité. Champ protecteur avec technologie en spirale, pour une tenue sûre et prolongée. Tous les champs protecteurs Assura Click 2 pièces sont dotés d'œilletons de ceinture.

Champ protecteur Assura ^{MD}						
Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités	
À découper	Non convexe	40 mm (1 9/16 po)	● 10-35 mm (3/8 - 1 3/8 po)	2881	5	
		50 mm (2 po)	● 10-45 mm (3/8 - 1 3/4 po)	2882	5	
		60 mm (2 3/8 po)	● 10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	2883	5	
	Convexité légère	40 mm (1 9/16 po)	● 15-23 mm (5/8 - 7/8 po)	14261	5	
		50 mm (2 po)	● 15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	14262	5	
		60 mm (2 3/8 po)	● 15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	14263	5	
	Convexité profonde	50 mm (2 po)	● 15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	12716	5	
		60 mm (2 3/8 po)	● 15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	12719	5	
Précoupé	Non convexe	40 mm (1 9/16 po)	● 20 mm (3/4 po)	12841	5	
			25 mm (1 po)	12842	5	
		50 mm (2 po)	● 30 mm (1 1/8 po)	12844	5	
			35 mm (1 3/8 po)	12845	5	
		60 mm (2 3/8 po)	● 40 mm (1 5/8 po)	12847	5	
		60 mm (2 3/8 po)	● 45 mm (1 3/4 po)	12848	5	
	Convexité légère	40 mm (1 9/16 po)	● 18 mm (3/4 po)	14271	5	
			21 mm (7/8 po)	14272	5	
		50 mm (2 po)	25 mm (1 po)	14273	5	
			28 mm (1 1/8 po)	14274	5	
			31 mm (1 1/4 po)	14275	5	
		60 mm (2 3/8 po)	35 mm (1 3/8 po)	14276	5	
	Convexité profonde	40 mm (1 9/16 po)	● 15 mm (5/8 po)	12701	5	
			● 18 mm (3/4 po)	12702	5	
			21 mm (7/8 po)	12703	5	
		50 mm (2 po)	25 mm (1 po)	12704	5	
28 mm (1 1/8 po)			12705	5		
31 mm (1 1/4 po)			12706	5		
60 mm (2 3/8 po)		35 mm (1 3/8 po)	12707	5		
		38 mm (1 1/2 po)	12708	5		
		41 mm (1 5/8 po)	12709	5		



Champ protecteur Assura^{MD} - Port extra prolongé

Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	40 mm (1 ⁹ / ₁₆ po)	● 10-35 mm (³ / ₈ - 1 ³ / ₈ po)	2831	5
		50 mm (2 po)	● 10-45 mm (³ / ₈ - 1 ³ / ₄ po)	2832	5
		60 mm (2 ³ / ₈ po)	● 10-55 mm (³ / ₈ - 2 ¹ / ₈ po)	2833	5
	Convexité légère	40 mm (1 ⁹ / ₁₆ po)	● 15-23 mm (⁵ / ₈ - ⁷ / ₈ po)	14281	5
		50 mm (2 po)	● 15-33 mm (⁵ / ₈ - 1 ¹ / ₄ po)	14282	5
		60 mm (2 ³ / ₈ po)	● 15-43 mm (⁵ / ₈ - 1 ³ / ₄ po)	14283	5
	Convexité profonde	40 mm - (1 ⁹ / ₁₆ po)	● 15-23 mm (⁵ / ₈ - ⁷ / ₈ po)	14243	5
		50 mm (2 po)	● 15-33 mm (⁵ / ₈ - 1 ¹ / ₄ po)	14246	5
		60 mm (2 ³ / ₈ po)	● 15-43 mm (⁵ / ₈ - 1 ³ / ₄ po)	14249	5
Précoupé	Non convexe	40 mm (1 ⁹ / ₁₆ po)	● 20 mm (³ / ₄ po)	14251	5
			● 25 mm (1 po)	14252	5
		50 mm (2 po)	● 30 mm (1 ¹ / ₈ po)	14254	5
			● 35 mm (1 ³ / ₈ po)	14255	5
		60 mm (2 ³ / ₈ po)	● 45 mm - 1 ³ / ₄ po	14258	5
	Convexité légère	40 mm (1 ⁹ / ₁₆ po)	● 18 mm (³ / ₄ po)	14291	5
			● 21 mm (⁷ / ₈ po)	14292	5
		50 mm (2 po)	● 25 mm (1 po)	14293	5
			● 28 mm (1 ¹ / ₈ po)	14294	5
		60 mm (2 ³ / ₈ po)	● 31 mm (1 ¹ / ₄ po)	14295	5
			● 35 mm (1 ³ / ₈ po)	14296	5
	Convexité profonde	40 mm (1 ⁹ / ₁₆ po)	● 18 mm (³ / ₄ po)	14232	5
			● 21 mm (⁷ / ₈ po)	14233	5
		50 mm (2 po)	● 25 mm (1 po)	14234	5
			● 28 mm (1 ¹ / ₈ po)	14235	5
		60 mm (2 ³ / ₈ po)	● 31 mm (1 ¹ / ₄ po)	14236	5
			● 35 mm (1 ³ / ₈ po)	14237	5
		60 mm (2 ³ / ₈ po)	● 38 mm (1 ¹ / ₂ po)	14238	5
			● 41 mm (1 ⁵ / ₈ po)	14239	5



Sac à vider à grande capacité Assura^{MD} 2 pièces

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Maxi 32 cm (12 ¹ / ₂ po)	Opaque	50mm (2 po)	● 2846	10
		60mm (2 ³ / ₈ po)	● 2847	10



Système à vider à grande capacité 2 pièces Assura^{MD}, sac de nuit pour iléostomie 2 L

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
2 L	Opaque	50mm (2 po)	● 2836	5
		60mm (2 ³ / ₈ po)	● 2837	5



Sac à vider Assura^{MD}

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Maxi 30 cm (12 1/2 po)	Transparent	50 mm (2 po) ●	2792	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	2793	10

Sac à vider Assura^{MD} avec EasiCloseTM

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Mini 23 cm (9 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	13924	10
		50 mm (2 po) ●	13925	10
Midi 26 cm (10 3/4 po)	Opaque avec graphiques	40 mm (1 9/16 po) ●	13964	10
		50 mm (2 po) ●	13965	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	13966	10
Maxi 28 cm (11 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	13984	10
		40 mm (1 9/16 po) ● Sans filtre	14494	10
		50 mm (2 po) ●	13985	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	13986	10
	Transparent	60 mm (2 3/8 po) ● Sans filtre	14498	10
		40 mm (1 9/16 po) ●	13974	10
		50 mm (2 po) ●	13975	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	13976	10



Sac fermé Assura^{MD}

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 18 cm (7 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	12354	30
		50 mm (2 po) ●	12355	30
		60 mm (2 3/8 po) ●	12356	30
	Transparent	40 mm (1 9/16 po) ●	12344	30
		60 mm (2 3/8 po) ●	12346	30
Maxi 22 cm (8 1/2 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	12384	30
		50 mm (2 po) ●	12385	30
		60 mm (2 3/8 po) ●	12386	30
	Transparent	40 mm (1 9/16 po) ●	12374	30
		50 mm (2 po) ●	12375	30
		60 mm (2 3/8 po) ●	12376	30



Sac d'urostomie Assura^{MD}

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Maxi 25 cm (10 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	14224	10
		50 mm (2 po) ●	14225	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	14226	10
	Transparent	40 mm (1 9/16 po) ●	14227	10
		50 mm (2 po) ●	14228	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	14229	10



Champ protecteur et sac de stomie – Système une pièce

Protecteur cutané avec technologie en spirale, pour une tenue sûre et prolongée. Différentes formes de convexité et de sacs. Seuls les systèmes Assura convexes 1 pièce sont dotés d'œilletons de ceinture.

Sac à vider Assura^{MD}

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi 30 cm (12 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-70 mm ($\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{3}{4}$ po)	2520 Sans filtre	10
			Transparent	10-70 mm ($\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{3}{4}$ po)	2490 Sans filtre	10
		Convexité profonde	Opaque	15-43 mm ($\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	12533 Sans filtre	10
			Transparent	15-43 mm ($\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	13706 Sans filtre	10



Sac à vider Assura^{MD} avec EasiCloseTM

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Midi 26 cm (10 1/4 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-55 mm ($\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{1}{8}$ po)	13840	10
		Convexité légère	Opaque	15-33 mm ($\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ po)	14404	10
				15-43 mm ($\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	14405	10
	Précoupé	Non convexe	Opaque	15-43 mm ($\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	14196	10
				25 mm (1 po)	13844	10
				30 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	13845	10
Maxi 28 cm (11 po)	À découper	Non convexe	Opaque	35 mm (1 $\frac{3}{8}$ po)	13846	10
			Transparent	10-70 mm ($\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{3}{4}$ po)	13870	10
		Convexité légère	Opaque	10-70 mm ($\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{3}{4}$ po)	13860	10
				15-33 mm ($\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ po)	14414	10
			Transparent	15-43 mm ($\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	14415	10
				15-33 mm ($\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ po)	14411	10
			Transparent	15-43 mm ($\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	14412	10



Sac à vider Assura^{MD} avec EasiCloseTM

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi 28 cm (11 po)	À découper	Convexité profonde	Opaque	15-43 mm ($\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	14106	10
			Transparent	15-43 mm ($\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	14103	10
		Non convexe	Opaque	25 mm (1 po)	13874	10
				30 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	13875	10
				35 mm (1 $\frac{3}{8}$ po)	13876	10
	Précoupé	Convexité légère	Opaque	25 mm (1 po)	14422	10
				28 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	14423	10
				31 mm (1 $\frac{1}{4}$ po)	14424	10
		Convexité profonde	Opaque	21 mm ($\frac{7}{8}$ po)	14173	10
				25 mm (1 po)	14174	10
				28 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	14175	10
				31 mm (1 $\frac{1}{4}$ po)	14176	10
			Transparent	21 mm ($\frac{7}{8}$ po)	14163	10
				25 mm (1 po)	14164	10
				28 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	14165	10
				31 mm (1 $\frac{1}{4}$ po)	14166	10



Sac fermé Assura^{MD}

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Mini 12 cm (4 3/4 po)	À découper	Non convexe	Opaque	20-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	12110	30
			Opaque	20-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	12140	30
			Transparent	20-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	12130	30
			25 mm (1 po)	12144	30	
Midi 18 cm (7 po)				30 mm (1 1/8 po)	12145	30
	Précoupé	Non convexe	Opaque	35 mm (1 3/8 po)	12146	30
				40 mm (1 9/16 po)	12147	30
				50 mm (2 po)	12149	30



Sac postopération Assura^{MD} 1 pièce

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Mini 31 cm (12 1/4 po)	À découper	Non convexe	Transparent	13-70 mm (1/2 - 2 3/4 po)	12805	5
				13-70 mm (1/2 - 2 3/4 po)	12800	5
Midi 33 cm (13 po)	À découper	Non convexe	Transparent	13-100 mm (1/2 - 4 po)	12802	5
				13-70 mm (1/2 - 2 3/4 po)	12808 Stérile	5
				13-100 mm (1/2 - 4 po)	12810 Stérile	5



Sac fermé Assura^{MD}

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Midi 18 cm (7 po)	Précoupé	Convexité légère	Opaque	25 mm (1 po)	14452	10
				28 mm (1 1/8 po)	14453	10
				31 mm (1 1/4 po)	14454	10
Maxi 22 cm (8 3/4 po)	À découper	Non convexe	Opaque	20-70 mm (3/4-2 3/4 po)	12170	30
		Convexité légère	Opaque	15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	14445	10
			Transparent	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	14441	10
	Précoupé	Non convexe	Opaque	25 mm (1 po)	12174	30
				30 mm (1 1/8 po)	12175	30
				35 mm (1 3/8 po)	12176	30
40 mm (1 9/16 po)				12177	30	



Sac d'urostomie Assura^{MD}

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi 27 cm (10 1/2 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	5580	10
			Transparent	10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	5585	10
		Convexité profonde	Transparent	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	12595	10
				15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	12596	10
				15 mm (5/8 po)	12991	10
	Précoupé	Convexité profonde	Transparent	18 mm (3/4 po)	12992	10
				21 mm (7/8 po)	12993	10
				25 mm (1 po)	12994	10
				28 mm (1 1/8 po)	12995	10
				31 mm (1 1/4 po)	12996	10
				35 mm (1 3/8 po)	12997	10




Sac à vider Assura^{MD} - Port extra prolongé

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi 25 cm (10 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	14201	10
			Transparent	10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	14202	10
		Convexité légère	Opaque	15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	14701	10
			Transparent	15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	14702	10
Maxi 27 cm (10 1/2 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	12471	10
			Transparent	10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	12472	10
		Convexité profonde	Transparent	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	12432	10
				15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	12433	10



Sac de nuit Coloplast pour urostomie

Description	Code de produit	Unités
Comprend un raccord qui se branche directement au sac d'urostomie. Le sac peut contenir jusqu'à 2 L et il est doté d'un tube de 120 cm avec une valve anti-reflux.	21365	10



Assura^{MD}

Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces - Pédiatrique

Couplage mécanique Click.

Champ protecteur Assura^{MD} pédiatrique

Coupe	Convexité	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	10-35 mm (3/8 - 1 3/8 po)	2181	5



Sac à vider Assura^{MD} pédiatrique

Format	Couleur	Code de produit	Unités
13 cm (5 po)	Opaque	2151	10

Sac fermé Assura^{MD} pédiatrique

Format	Couleur	Code de produit	Unités
13 cm (5 po)	Transparent	2166	30



EasiFlex^{MD}

Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces - Pédiatrique

Couplage adhésif Flex.

Champ protecteur Easiflex^{MD} pédiatrique

Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	17 mm	0-15 mm (0-5/8 po)	14307	10
		27 mm	0-25 mm (0-1 po)	14308	10



Sac à vider Easiflex^{MD} pédiatrique

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
105 ml	Motif d'oursons	17 mm	14691	10
	Transparent	17 mm	14681	10
150 ml	Motif d'oursons	27 mm	14692	10
	Transparent	27 mm	14682	10



Assura^{MD}

Champ protecteur et sac de stomie - Système une pièce - Pédiatrique

Sac à vider Assura^{MD} pédiatrique

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
15 cm (6 po)	À découper	Non convexe	Transparent	10-35 mm (3/8 - 1 3/8 po)	2115	10

Sac fermé Assura^{MD} pédiatrique

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
13 cm (5 po)	À découper	Non convexe	Transparent	10-35 mm (3/8 - 1 3/8 po)	2125	30

Sac d'urostomie Assura^{MD} pédiatrique

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
15 cm (6 po)	À découper	Non convexe	Transparent	10-35 mm (3/8 - 1 3/8 po)	8009	10



La gamme de produits Brava^{MD} répond à trois besoins distinctifs

Ajuster au corps



- Les bandes de barrière élastiques offrent une sécurité accrue en aidant à empêcher le bord du protecteur cutané de se soulever ou de retrousser.
- L'anneau protecteur, l'anneau protecteur convexe, la pâte et la pâte en bande comblent les cavités / plis cutanés autour de la stomie pour mieux sceller le protecteur cutané.
- La ceinture tient l'appareillage serré contre la peau et assure que le champ protecteur reste en place.



Bandes de barrière élastiques

Protéger la peau

- La barrière cutanée en vaporisateur et en lingettes crée une mince pellicule perméable sur la peau et réduit l'occurrence de problèmes cutanés associés aux déjections et à l'adhésif.
- Doux pour la peau, le dissolvant d'adhésif en vaporisateur et en lingettes procure un moyen de retirer les appareillages en douceur.
- L'anneau protecteur, l'anneau protecteur convexe, la poudre et la pellicule protectrice absorbent l'humidité et aident à réduire les lésions cutanées et l'irritation associée à l'humidité.
- La crème protectrice crée un effet de barrière cutanée de longue durée contre les déjections.



Barrière cutanée

Dissolvant d'adhésif

Faciliter la routine

- Le dissolvant d'adhésif en vaporisateur et en lingettes facilite le retrait des appareillages.
- L'effet lubrifiant du désodorisant facilite la vidange du sac et aide à réduire les odeurs pendant le changement et la vidange d'un appareillage.



Dissolvant d'adhésif



Anneau protecteur



Anneau protecteur convexe



Pâte



Pâte en bande



Ceinture



Anneau protecteur



Anneau protecteur convexe



Pellicule protectrice



Poudre



Crème protectrice



Désodorisant lubrifiant

Accessoires de stomie

Protecteur cutané Brava ^{MD}					
Taille (cm)		Format (pouces)	Code de produit	Unités	
10 x 10 cm		4 x 4 po	3210	10	
15 x 15 cm		6 x 6 po	3215	5	
20 x 20 cm		8 x 8 po	3220	5	
Anneau protecteur Brava ^{MD}					
Taille (mm) Diamètre intérieur	Taille (mm) Diamètre externe	Format (mm) épaisseur	Code de produit	Unités	
18 mm	48 mm	2,5 mm	12035	10	
18 mm	48 mm	4,2 mm	12045	10	
27 mm	57 mm	2,5 mm	12037	10	
27 mm	57 mm	4,2 mm	12047	10	
34 mm	64 mm	2,5 mm	12039	10	
34 mm	64 mm	4,2 mm	12049	10	
Anneau protecteur Brava ^{MD} large					
Taille (mm) Diamètre intérieur	Taille (mm) Diamètre externe	Format (mm) épaisseur	Code de produit	Unités	
18 mm	57 mm	2,5 mm	12036	10	
18 mm	64 mm	2,5 mm	12038	10	
18 mm	57 mm	4,2 mm	12046	10	
18 mm	64 mm	4,2 mm	12048	10	
Anneau protecteur Brava ^{MD} extra large					
Taille (mm) Diamètre intérieur	Taille (mm) Diamètre externe	Format (mm) épaisseur	Code de produit	Unités	
18 mm	76 mm	2,5 mm	12032	10	
27 mm	76 mm	2,5 mm	12033	10	
Anneau protecteur convexe Brava ^{MD}					
Taille (mm) Diamètre intérieur	Taille (mm) Diamètre externe	Format (mm) épaisseur	Code de produit	Unités	
20 mm	60 mm	8,0 mm	12090	10	
25 mm	65 mm	8,0 mm	12091	10	
30 mm	70 mm	8,0 mm	12092	10	
35 mm	75 mm	8,0 mm	12093	10	
40 mm	80 mm	8,0 mm	12094	10	
45 mm	85 mm	8,0 mm	12095	10	
Anneau moulables Brava ^{MD}					
Taille (mm) Diamètre intérieur	Format (mm) épaisseur		Code de produit	Unités	
18 mm	2,0 mm		12030	10	
18 mm	4,2 mm		12042	10	
Barrière cutanée Brava ^{MD} en vaporisateur et en lingettes (sans alcool)					
Format			Code de produit	Unités	
Vaporisateur 50 ml			12020	1	
Lingette unique			12021	30	

Dissolvant pour adhésif Brava^{MD} en vaporisateur et en lingettes (sans alcool)

Format	Code de produit	Unités
Vaporisateur 50 ml	12010	1
Lingette unique	12011	30

**Crème de protection cutanée Brava^{MD}**

Format	Code de produit	Unités
60g Tube	12000	1

**Pâte de stomie en bande Brava^{MD}**

Format	Code de produit	Unités
57g / 2oz	2655	10

**Bandes de barrière élastique Brava^{MD}**

Format	Code de produit	Unités
Bande de barrière élastique Brava - originale (a.)	12070	20
Bande de barrière élastique Brava - droite (b.)	12074	20
Bande de barrière élastique Brava - à patte (c.)	12072	20
Bande de barrière élastique Brava - XL (d.)	12076	20

**Poudre de stomie Brava^{MD}**

Format	Code de produit	Unités
25g / 1oz	1907	16

**Ceinture Brava^{MD} Mio Nouvelle Conception**

Nouvelle conception pour une meilleure prise et facilité

Format	Code de produit	Unités
Standard - 100 cm - 40 po	0423	15
XXL - 155 cm - 61 po	0424	15

**Ceinture Brava^{MD}**

Format	Code de produit	Unités
Standard - 100 cm - 40 po	0421	15
XL - 135 cm - 54 po	0422	15

**Déodorant lubrifiant Brava^{MD}**

Format	Code de produit	Unités
7,5 ml sachet	12060	20
240 ml bouteille	12061	1

**Pâte sans alcool Brava^{MD}**

Format	Code de produit	Unités
60 g tube	12050	1

**Pâte de stomie (contient de l'alcool)**

Format	Code de produit	Unités
60 g tube	2650	12



Anneaux protecteurs

Grandeur précoupé	Code de produit	Unités
20 mm ($\frac{3}{4}$ po)	2320	30
25 mm (1 po)	2325	30
30 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	2330	30
40 mm (1 $\frac{9}{16}$ po)	2340	30
50 mm (2 po)	2350	30



Protecteur cutané liquide Coloplast Prep™ (avec alcool)

Format	Code de produit	Unités
Lingette à usage unique	2041	12 boîtes/54
59 ml - 2oz. bouteille avec tampon	0925	12



Filtre pour sac Coloplast Filtroodor™

	Code de produit	Unités
Filtre désodorisant activé au charbon avec centre en mousse autoadhésif, adhère au devant des pochettes Assura & SenSura	0509	5 sachets (10 unités par sachet)



Pince pour sac Coloplast

	Code de produit	Unités
Pince de fermeture simple pour pochettes vidables Assura	9500	20



Ciseaux de stomie

	Code de produit	Unités
Ciseaux de stomie de qualité médicale en acier inoxydable avec lames courbées et extrémités arrondies - droitère	9505	30



Hex-On™

Antagoniste d'odeur

Élimine les odeurs avec un parfum léger et doux.

Hex-On™

Format (onces)	Format (ml)	Code de produit	Unités
2 oz.	59 ml	7583	12




Couvre-stomie


Conçu pour offrir plus de discrétion. Le couvre stomie est compatible avec les champs protecteurs Sensura et Assura.

**Note: Les couvres-stomie Coloplast 2 pièces ne sont pas compatibles avec les champs protecteurs SenSura Mio*


Couvre-stomie Coloplast Uro (100 ml)					
Format	Couleur	Taille du couplage		Code de produit	Unités
Mini	Opaque	40 mm (1 9/16 po)	●	2807	30
		50 mm (2 po)	●	2808	30




Couvre-stomie Coloplast					
Format	Couleur	Taille du couplage		Code de produit	Unités
Mini	Opaque	40 mm (1 9/16 po)	●	2801	30
		50 mm (2 po)	●	2802	30
		60 mm (2 3/8 po)	●	2803	30






Couvre-stomie Coloplast - Une pièce					
Format	Couleur	À découper / Taille de stomie		Code de produit	Unités
Mini	Opaque	20-55 mm (3/4 - 2 1/8 po)		2501	30



Produits Mio Irrigation

SenSura® Mio Manchon d'irrigation 1 pièce							
Coupe	Convexité	Couleur	Description	Taille de la stomie	Code de produit	Unités	
À découper	Non convexe	Transparent	Peut être utilisé avec l'irrigation Assura Kit, mais n'est pas compatible avec inclus Manchon / brides en 2 pièces.. Mio Irrigation One Piece Sleeve est destiné à être utilisé de son propre chef pour soutenir par l'entremise de l' Processus d'irrigation	15 mm-55 mm	11750	10	

Produits d'irrigation Assura^{MD}

Ensemble d'irrigation Assura ^{MD}				
Description		Code de produit	Unités	
Comprend : - 1 poche à eau/régulateur - 1 cône		1500	1	
Accessoires d'irrigation Assura ^{MD}				
Format		Code de produit	Unités	
Cône pour stomie - Cône pour stomie doux et flexible avec tubulure		1110	4	
Plaque d'irrigation - Pour utiliser avec une ceinture de stomie. (À utiliser avec le manchon d'irrigation no 12836)		12820	1	

Les manchons d'irrigation ci-dessous doivent être utilisés avec les champs protecteurs ou les plaques dont le code de couleur correspond. Consultez le tableau ci-dessous pour commander les manchons transparents appropriés.

Description	Taille du couplage	Utiliser avec les codes de produits de champs protecteurs Assura et SenSura (ne fonctionnera pas avec SenSura Mio)	Code de produit	Unités
Manchons d'irrigation	40mm (1 ⁹ / ₁₆ po) ●	Pourront être couplés avec tout protecteur vert de 40 mm à l'intérieur des lignes Assura et SenSura	12834	5
	50 mm (2 po) ●	Pourront être couplés avec tout protecteur rouge de 50 mm à l'intérieur des lignes Assura et SenSura	12835	5
	60 mm (2 ³ / ₈ po) ●	Pourront être couplés avec tout protecteur bleu de 60 mm à l'intérieur des lignes Assura et SenSura	12836	5



Système Coloplast pour fistules et soins des plaies

Sac

Format	Surface de coupe	Code de produit	Unités
Mini	104-159 mm (4 ¹ / ₈ - 6 ¹ / ₄ po)	14050	6
Midi	156-228 mm (6 ³ / ₁₆ - 9 po)	14060	3
Maxi	208-297 mm (8 ¹ / ₄ - 11 ³ / ₄ po)	14070	



Couvercles souples

Format	Pour	Code de produit	Unités
Mini	Système Mini pour fistules et soins des plaies	14021	10
Midi	Système Mini pour fistules et soins des plaies	14031	
Maxi	Système Mini pour fistules et soins des plaies	14041	



Accessoires

Format	Pour	Code de produit	Unités
Sac de drainage nocturne	Tous les systèmes pour fistules et soins des plaies (Capacité 2000 ml)	14010	10
Port de drainage	Tous les systèmes pour fistules et soins des plaies	14015	12



Soins d'incontinence

Voici la vérité :



Tous les revêtements ne sont pas équivalents


Pour protéger l'urètre contre les lésions, les complications* et les infections urinaires, faites l'essai d'un revêtement qui reste en place, qui reste lisse et qui reste hydraté.

SpeediCath^{MD}




Le revêtement joue un rôle important pour la protection de l'urètre

Mais malheureusement, les revêtements hydrophiles des cathéters ne sont pas tous identiques. Voici certaines des lacunes les plus fréquentes :



Zones sèches

Certains présentent des zones sèches où l'enduit n'adhère pas au cathéter pendant l'insertion ou le retrait.



Court temps de dessèchement

Une hydratation insuffisante peut entraîner le dessèchement du revêtement au fil du temps et le rendre rugueux ou collant.



À vrai dire : tous les revêtements ne sont pas pareils.

Anthony,
utilisateur de produits pour
soins de la continence

Tous les cathéters **SpeediCath^{MD}** sont recouverts d'un enduit hydrophile issu de notre **technologie de revêtement à triple action**. Elle intègre trois éléments solidement liés conçus pour protéger l'urètre de trois façons :



Reste lié pour assurer un revêtement uniforme sans zones sèches.



Reste lisse, réduisant ainsi l'effet de friction sur l'urètre.



Reste hydraté donc toujours prêt à l'emploi.



Balayez ce **code QR** pour en apprendre davantage sur les cathéters hydrophiles :

*Certaines limites s'appliquent.

Anthony a été rémunéré par Coloplast pour avoir fourni son témoignage. Puisque la situation de chaque personne est unique, il se peut que votre expérience soit différente. Consultez votre spécialiste de la santé pour savoir si ce produit vous convient.


Avant l'utilisation, veuillez consulter la notice accompagnant le produit pour obtenir les renseignements sur le mode d'emploi et toute information pertinente sur la sécurité.

SpeediCath^{MD} Flex

Cathéter hydrophile Intermittent

Cathéter souple doté d'un manchon sec et d'un embout flexible, avec tous les avantages du cathéter SpeediCath. Le cathéter peut être refermé et remis dans son emballage discret. Sans latex, phtalates et PVC. Stérile.

SpeediCath ^{MD} Flex				
Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de produit	Unités
33 cm	13 po	10 FR ●	28920	30
		12 FR ○	28922	30
		14 FR ●	28924	30
		16 FR ●	28916	30




SpeediCath^{MD} Standard


Cathéter hydrophile Intermittent

Doté d'un revêtement hydrophile exclusif, lisse et uniforme. Immérgé dans une solution saline, ce qui le rend prêt à l'emploi. Œillets polis pour le confort du patient. Sans latex, phtalates et PVC. Stérile.


SpeediCath ^{MD} Standard pour homme, droit				
Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de produit	Unités
35 cm	13,9 po	8 FR ●	27408	30
		10 FR ●	27410	30
		12 FR ○	27412	30
		14 FR ●	27414	30
		16 FR ●	27416	30
		18 FR ●	27418	30




SpeediCath ^{MD} Standard pour homme, coudé				
Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de produit	Unités
35 cm	13,9 po	10 FR ●	27490	30
		12 FR ○	27492	30
		14 FR ●	27494	30
		16 FR ●	27496	30



SpeediCath ^{MD} Standard pour femme, droit				
Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de produit	Unités
16 cm	6,3 po	8 FR ●	27508	30
		10 FR ●	27510	30
		12 FR ○	27512	30
		14 FR ●	27514	30
		16 FR ●	27516	30



SpeediCath ^{MD} Standard pédiatrique, droit				
Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de produit	Unités
16 cm	6,3 po	6 FR ●	27706	30
		8 FR ●	27708	30
		10 FR ●	27710	30



SpeediCath^{MD} Compact pour Homme

Cathéter hydrophile Intermittent

Conçu pour offrir discrétion et commodité, avec tous les avantages du cathéter SpeediCath^{MD}, et bien plus encore. La conception télescopique rend l'emballage deux fois plus petit que celui d'un cathéter standard pour homme. Sans latex, phtalates et PVC. Stérile.

SpeediCath^{MD} Compact pour homme

Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de produit	Unités
30 cm	11,8 po	12/18 FR (one size)	28692	30



SpeediCath^{MD} Compact Eve

Cathéter hydrophile Intermittent

Cathéter compact, élégant et discret, pour les femmes. Conçu pour la vie moderne, il permet une ouverture facile en une seule étape et il peut être refermé en toute sécurité. La forme triangulaire assure une prise et une manipulation faciles. Sans latex, phtalates et PVC. Stérile.

SpeediCath^{MD} Compact Eve

Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de produit	Unités
8 cm	3,1 po	10 FR ●	28110	30
		12 FR ○	28112	30
		14 FR ●	28114	30



SpeediCath^{MD} Compact pour Femme

Cathéter hydrophile Intermittent

Solution compacte et discrète, immédiatement prête à l'emploi. Le catheter peut facilement se conserver dans une poche ou un sac à main. Sans latex, phtalates et PVC. Stérile.

SpeediCath^{MD} Compact pour femme

Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de produit	Unités
7 cm	2,7 po	8 FR ●	28578	30
		10 FR ●	28580	30
		12 FR ○	28582	30
		14 FR ●	28584	30



SpeediCath^{MD} Compact Plus pour femme

Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de produit	Unités
9 cm	3,5 po	10 FR ●	28810	30
		12 FR ○	28812	30
		14 FR ●	28814	30



SpeediCath^{MD} Compact Set

Cathéter hydrophile Intermittent

Solution compacte et discrète comprenant un cathéter intermittent attaché à un sac immédiatement prêt à l'emploi.. Tient facilement dans une poche ou un sac à main. Sans latex, phtalates et PVC. Stérile.

SpeediCath^{MD} Compact Set pour homme

Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de produit	Unités
30 cm	11,8 po	12/18 FR (taille unique)	28422	20



SpeediCath^{MD} Compact Set pour femme

Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de produit	Unités
9 cm	3,5 po	10 FR ●	28520	20
		12 FR ○	28522	20
		14 FR ●	28524	20



Self-Cath^{MD}

Cathéter Intermittent

Surface siliconée pour une insertion en douceur. Fait de PVC flexible de qualité médicale avec des oeillets lisses polis à la flamme, pour le confort du patient et la facilité d'utilisation. Sans latex. Stérile.

Self-Cath^{MD} pour femme, droit

Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
12 cm	4,8 po	8 FR ●	504600	208	30
		10 FR ●	504610	210	30
		12 FR ○	504620	212	30
		14 FR ●	504630	214	30
		14 FR ●	501960 sans connecteur	240	30



Self-Cath^{MD} pédiatrique

Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
20 cm	8 po	5 FR ○	504400	305	30
		6 FR ●	504410	306	30
		8 FR ●	504420 sans connecteur	308	30
		10 FR ●	504430 sans connecteur	310	30



Tubes d'extension Self-Cath^{MD}

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
61 cm	24 po	n/a	507850	475	12



Self-Cath^{MD} pour homme, droit

Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
38 cm	14,9 po	8 FR	● 504500	408	30
		10 FR	● 504510	410	30
		12 FR	○ 504520	412	30
		14 FR	● 504530	414	30
		16 FR	● 504540	416	30
		18 FR	● 504550	418	30



Self-Cath^{MD} pour homme, droit, souple

Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
38 cm	14,9 po	12 FR	○ 501810	112	30
		14 FR	● 501820	114	30
		16 FR	● 501830	116	30

Self-Cath^{MD} pour homme, droit, emballage recourbé

Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
38 cm	14,9 po	12 FR	○ 502200	460	50
		14 FR	● 502210	450	50

Self-Cath^{MD} pour homme, coudé, effilé avec guide d'insertion

Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
38 cm	14,9 po	8 FR	● 504650	608	30
		10 FR	● 504660	610	30
		12 FR	○ 504670	612	30
		14 FR	● 504680	614	30



Self-Cath^{MD} pour homme, coudé olive, avec guide d'insertion

Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
38 cm	14,9 po	8 FR	● 504710	808	30
		10 FR	● 504720	810	30
		12 FR	○ 504730	812	30
		14 FR	● 504740	814	30
		16 FR	● 504750	816	30
		18 FR	● 504760	818	30



Self-Cath^{MD} pour homme, système fermé, droit

Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
31 cm	12,2 po	14 FR	● 502730	1114	50
		16 FR	● 502740	1116	50



Self-Cath^{MD}

Conçu pour procurer
confort et facilité

Brianna
Winnipeg, MB



Caractéristiques

Matériau

Les cathéters Self-Cath^{MD} sont fabriqués à partir d'un *PolyChlorure de Vinyle (PVC)*.

Insertion à la fois douce et lisse



Les cathéters Self-Cath^{MD} offrent des *œillets polis au feu* qui permettent à la muqueuse urétrale de glisser sur les œillets sans être pénétrer la lumière urétrale pendant l'insertion.

Guide d'insertion :

Les cathéters coudés Self-Cath^{MD} sont dotés d'une bande bleue brevetée qui indique l'orientation de l'embout du cathéter. Ainsi, les utilisateurs et utilisatrices peuvent s'assurer de bien positionner l'embout pendant le cathétérisme.

Facilité de passage :

Le cathéter Self-Cath^{MD} est offert en modèles à *pointe droite*, à *pointe effilée* et à *pointe olive*. Peu importe le modèle choisi, l'utilisateur pourra facilement diriger l'embout du cathéter à travers les courbes de l'urètre.



Les cathéters Self-Cath^{MD} offrent plusieurs options qui répondent à plusieurs des besoins des patients et patientes :

- Pointe droite et pointe coudée pour homme
- Pointe droite pour femme
- Pédiatrique (incluant F 5)
- Pointe effilée et pointe olive
- Offerts en système fermé et format souple



Veuillez balayer le code QR pour consulter le guide de produits :





Brad

Utilisateur | Produits pour
soins de stomies

Soutien en santé mentale réservé à votre patientèle offert par Coloplast^{MD} Care

Chez Coloplast, nous reconnaissons la place que vous occupez à titre de spécialiste de la santé dans la vie de vos patients et patientes. Nous reconnaissons également que tous vos patients sont différents.



Votre temps est rare et précieux et les soins personnalisés adaptés aux besoins de chaque patient sont d'une importance vitale. Dans cet esprit, nous nous sommes associés avec **Teladoc Health** pour

ajouter le soutien en santé mentale à nos services. Ce programme s'adresse à vos patientes et patients qui ont subi une stomie et qui ont été dirigés vers le programme Coloplast^{MD} Care par le personnel clinicien. Ce soutien fournit trois séances de counseling virtuelles et l'accès complet à l'application **myStrength** pour un accompagnement et des conseils.

Nous sommes là pour vous aider à assurer les soins à chacun de vos patients.

Pour en savoir davantage sur le programme Coloplast^{MD} Care, n'hésitez pas à communiquer avec votre directeur ou directrice régionale ou avec nous :

1 (866) 293-6349 | CProfessional_CA@Coloplast.com

Pour inscrire les patients et patientes au soutien en matière de santé mentale offert par Coloplast^{MD} Care, veuillez balayer le **code QR** ou visiter : visiter.coloplast.ca/mentale-services



Une approche de
soins holistiques pour
votre patientèle.



Soutien émotionnel

Les patients ont accès à trois consultations avec une ou un spécialiste en santé mentale et à l'utilisation illimitée de l'application **myStrength** par l'intermédiaire de **Teladoc Health**.



Remboursement et aide à l'utilisation des produits

Les patients peuvent commander des échantillons de produit, obtenir des conseils sur le remboursement et assurer la gestion quotidienne de leurs soins avec une conseillère ou un conseiller en soins Care.



Ressources et outils

Votre patientèle peut explorer et télécharger nos ressources, nos livrets et nos outils pédagogiques numériques.

Conveen^{MD} Optima

Cathéter externe pour homme - Silicone

Cathéter externe autoadhésif discret, facile à utiliser et fiable, pour une utilisation quotidienne. La double languette antidérapante permet un déroulement facile et en douceur pour une application parfaite. L'anneau poussoir avec nervures antidérapantes permet un raccord sûr avec le sac collecteur. Un dispositif anticoudage prévient les éventuelles torsions, garantissant ainsi un libre écoulement. Emballage compact facile à ouvrir. Sans latex.

Conveen^{MD} Optima régulier

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
7,8 cm	3 po	25 mm	22025	30
		28 mm	22028	30
		30 mm	22030	30
		35 mm	22035	30
		40 mm	22040	30



Conveen^{MD} Optima sport

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
4,6 cm	2 po	21 mm	22121	30
		25 mm	22125	30
		30 mm	22130	30
		35 mm	22135	30

Conveen^{MD} Security+

Cathéter externe pour homme - SEBS*

Cathéter externe autoadhésif facile à utiliser et fiable, pour une utilisation quotidienne. La poignée de l'appliqueur et la bande antidérapante assurent un déroulement en douceur, pour une application sûre. L'anneau poussoir avec nervures antidérapantes permet un raccord sûr avec le sac collecteur. Un dispositif anticoudage prévient les éventuelles torsions, garantissant ainsi un libre écoulement. Sans latex.

Conveen^{MD} Security+ autoadhésif

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
8,2 cm	3 po	21 mm	5221	35
		25 mm	5225	35
		25 mm	5225H	100
		30 mm	5230	35
		30 mm	5230H	100
		35 mm	5235	35
		35 mm	5235H	100



Conveen^{MD} Security+ avec bande adhésif

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
8,2 cm	3 po	30 mm	5030	35
		30 mm	5030H	100
		35 mm	5035	35
		35 mm	5035H	100



*Styrène-éthylène-butylène-styrène

Conveen^{MD}

Cathéter externe pour homme - Latex

Conveen^{MD} autoadhésif

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
10,5 cm	4 po	20 mm ●	5212	35
		25 mm ●	5200	35
		30 mm ●	5205	35
		35 mm ●	5210	35
		40 mm ●	5215	35



Conveen^{MD} avec bande adhésive

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
10,5 cm	4 po	30 mm ●	5130	35
		35 mm ●	5135	35



Active Cath^{MD}

Cathéter externe pour homme - Latex

Cathéter externe autoadhésif pour homme

Active Cath^{MD}

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
7,9 cm	3 po	23 mm ●	506220	8100	100
		28 mm ●	506200	8300	100
		31 mm ●	506240	8305	100
		35 mm ●	506260	8500	100



Freedom Cath^{MD}

Cathéter externe pour homme - Latex

Cathéter externe autoadhésif pour homme

Freedom Clear^{MD}

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
7,9 cm	3 po	23 mm ●	506110	8000	100
		28 mm ●	506130	8200	100
		31 mm ●	506140	8205	100
		35 mm ●	506150	8400	100



Conveen^{MD} Active

Sac urinaire à jambe

Développé pour une vie active. Se connecte à un cathéter externe. Intégré à une confortable bande élastique qui entoure la cuisse pour offrir facilité d'utilisation, mobilité et discrétion. Robinet de vidange dissimulé dans l'élastique lorsqu'il n'est pas utilisé. Bande de tissu doux, pour un confort accru, et dispositif antidérapant en silicone à l'intérieur des sangles, pour plus de sécurité. Sans PVC et sans latex.

Sac à jambe Conveen^{MD} Active, non stérile

Capacité (oz)	Capacité (ml)	Longueur du tube (pouces)	Code de produit	Unités
9 oz	250 ml	3 po	25501	10



Conveen^{MD} Security+

Sac urinaire à jambe

Sac urinaire à jambe, sécuritaire et fiable, avec tubulure anti-torsion pour réduire les risques de fuites accidentelles. Revêtement doux pour un confort augmenté lors du port (sauf pour les codes 21034 et 21054). Sans PVC et sans latex.

Sac à jambe Conveen^{MD} Security+, robinet à pince, non stérile

Capacité (oz)	Capacité (ml)	Longueur du tube (pouces)	Code de produit	Unités
17 oz	500 ml	20 po	5161	10
26 oz	750 ml	20 po	5167	10

Sac à jambe Conveen^{MD} Security+, robinet à pince, port d'échantillonnage, stérile

Capacité (oz)	Capacité (ml)	Longueur du tube (pouces)	Code de produit	Unités
17 oz	500 ml	20 po	5163	10

Sac à jambe Conveen^{MD} Security+, robinet à levier, stérile

Capacité (oz)	Capacité (ml)	Longueur du tube (pouces)	Code de produit	Unités
17 oz	500 ml	20 po	21034	10
34 oz	1000 ml	20 po	21054	10



Conveen^{MD} Standard

Sac à urine de jour/nuit

Sac urinaire sûr et fiable pour le drainage nocturne ou comme sac à jambe de grande capacité. Le robinet à pince permet de vérifier facilement que le sac est bien fermé tout en réduisant le risque de fuites accidentelles. Tubulure standard. Sangles pour jambes vendues séparément. Revêtement doux pour un confort augmenté lors du port. Sans latex.

Sac de jour / nuit Conveen^{MD} Standard, robinet à pince, non stérile

Capacité (oz)	Capacité (ml)	Longueur du tube (pouces)	Code de produit	Unités
51 oz	1500 ml	36 po	5062	10

Sac de jour / nuit Conveen^{MD} Standard, robinet à pince, port d'échantillonnage, stérile

Capacité (oz)	Capacité (ml)	Longueur du tube (pouces)	Code de produit	Unités
51 oz	1500 ml	36 po	5063	10



Conveen^{MD} Contour

Sac urinaire à jambe

Sac urinaire à jambe sûr et fiable. Conception compartimentée pour plus de discrétion. Revêtement doux pour un confort augmenté lors du port. Sans latex.

Sac à jambe Conveen ^{MD} Contour, robinet à pince, non stérile				
Capacité (oz)	Capacité (ml)	Longueur du tube (pouces)	Code de produit	Unités
21 oz	600 ml	18 po	5170	10
28 oz	800 ml	18 po	5174	10



Sac de nuit Conveen^{MD}

Sac urinaire de nuit

Sac à urine sûr et fiable avec tubulure antitorsion pour éviter les fuites accidentelles. Sa grande capacité permet à l'utilisateur de se sentir en sécurité toute la nuit, pour une bonne nuit de sommeil. Sans PVC et sans latex.

**Note: Les sacs urinaires de nuit Conveen ne sont pas compatibles avec les sacs d'urostomie.*

Sac de nuit Conveen ^{MD} non stérile			
Capacité (oz)	Capacité (L)	Code de produit	Unités
68 oz	2L	21346	30

Sac de nuit Conveen ^{MD} stérile			
Capacité (oz)	Capacité (L)	Code de produit	Unités
68 oz	2L	21356	10



Accessoires

Support de sac Conveen ^{MD}			
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Code de produit	Unités
18 cm	7 po	5070	1



Sangles à jambe Conveen ^{MD}			
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Code de produit	Unités
63 cm	25 po	Vendues en paire 5050	10



Sangle de retenue de cathéter Conveen ^{MD}			
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Code de produit	Unités
90 cm	35 po	383004	2



Peristeen Plus^{MD} Irrigation Transanale

Système d'irrigation transanale pour l'incontinence fécale et la constipation. Minimise les risques de fuites fécales involontaires et/ou de constipation.

Système d'irrigation transanale Peristeen Plus^{MD}

Articles	Description	Code de produit
----------	-------------	-----------------

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-------|
| - 1 unité de contrôle | | |
| - 2 cathéters rectaux stériles | | |
| - 1 poche (avec couvercle) | ** 90 irrigations = 6 mois | 29140 |
| - 2 attaches | | |
| - 1 trousse de toilette | | |



Système d'irrigation transanale Peristeen Plus^{MD} - Court

Articles	Description	Code de produit
----------	-------------	-----------------

- | | | |
|---|----------------------------|-------|
| - 1 unité de contrôle | | |
| - 2 cathéters rectaux stériles - courts | | |
| - 1 poche (avec couvercle) | ** 90 irrigations = 6 mois | 29147 |
| - 2 attaches | | |
| - 1 trousse de toilette | | |

Peristeen Plus^{MD} Irrigation transanale - Ensemble d'accessoires

Articles	Description	Code de produit
----------	-------------	-----------------

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------|
| - 15 cathéters rectaux stériles | **15 irrigations = 1 mois | 29142 |
| - 1 poche (sans couvercle) | | |



Peristeen Plus^{MD} Irrigation transanale - Ensemble d'accessoires - Court

Articles	Description	Code de produit
----------	-------------	-----------------

- | | | |
|--|---------------------------|-------|
| - 15 cathéters rectaux stériles - courts | **15 irrigations = 1 mois | 29149 |
| - 1 poche (sans couvercle) | | |

Peristeen Plus^{MD} Irrigation transanale - Cathéter rectal

Articles	Description	Code de produit
----------	-------------	-----------------

- | | | |
|---------------------------------|--|-------|
| - 10 cathéters rectaux stériles | | 29143 |
|---------------------------------|--|-------|



Peristeen Plus^{MD} Irrigation transanale - Attaches

Articles	Description	Code de produit
----------	-------------	-----------------

- | | | |
|-----------|--|-------|
| - 1 paire | | 29145 |
|-----------|--|-------|



Peristeen Plus^{MD} Irrigation transanale - Tubulure

Articles	Description	Code de produit
----------	-------------	-----------------

- | | | |
|-------------------------------|--|-------|
| - 2 tubes avec raccords bleus | | 29146 |
|-------------------------------|--|-------|



** Si utilisé tous les 2 jours

Soins des plaie avancés

Biatain^{MD} Silicone

Pansement mousse avec adhésif en silicone

Biatain Silicone est un pansement mousse souple, flexible et absorbant muni d'un doux adhésif à base de silicone. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de plaies exsudatives, ce qui en fait un choix évident pour la cicatrisation en milieu humide. Pour plus de renseignements, visitez le www.biatainsiliconeca.com.



reddot award 2017
winner



Biatain^{MD} Silicone

Taille (cm)	Format (pouces)	Code de produit	Unités
7,5 x 7,5 cm	3 x 3 po	33434	10
10 x 10 cm	4 x 4 po	33435	10
12,5 x 12,5 cm	5 x 5 po	33436	10
15 x 15 cm	6 x 6 po	33437	5
17,5 x 17,5 cm	7 x 7 po	33438	5
10 x 20 cm	3,9 x 7,9 po	33400	5
10 x 30 cm	3,9 x 11,8 po	33401	5
18 x 18 cm	7,1 x 7,1 po Talon	33406	5
25 x 25 cm	9,8 x 9,8 po Large sacrum	39000*	5
15 x 19 cm	5,9 x 7,5 po Petit sacrum	39001*	5
14 x 19,5 cm	5,5 x 7,7 po Multi-shape	39010*	5



* Ce produit porte l'indication de prévention des ulcères de pression.

Biatain^{MD} Silicone sans bordure

Conçu pour une absorption et une rétention élevées sous compression afin de minimiser le risque de fuite et de macération de la peau péri-lésionnelle fragilisée. Peut également être coupé pour s'adapter aux zones difficiles à panser, par ex. sur le talon ou entre les orteils et les doigts. Pour une absorption et une rétention élevées sous compression. La technologie 3DFit minimise les risques de fuite et de macération.

Biatain^{MD} Silicone

Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
5 x 7,5 cm	2 x 3 po	39020	10
7,5 x 7,5 cm	3 x 3 po	39021	10
10 x 10 cm	4 x 4 po	39022	10
12,5 x 12,5 cm	5 x 5 po	39023	10
10 x 20 cm	4 x 8 po	39024	5
15 x 15 cm	6 x 6 po	39025	5
20 x 20 cm	8 x 8 po	39026	5



Biatain^{MD} Silicone Lite

Pansement mousse mince avec adhésif en silicone

Pansement mousse mince et ultra flexible avec un doux adhésif en silicone, pour une utilisation sur une large gamme de plaies avec un exsudat léger à modéré.



Biatain^{MD} Silicone Lite

Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
5 x 5 cm	2 x 2 po	33452	5
5 x 12,5 cm	2 x 5 po	33453	5
7,5 x 7,5 cm	3 x 3 po	33444	10
10 x 10 cm	4 x 4 po	33445	10
12,5 x 12,5 cm	5 x 5 po	33446	10



Biatain^{MD} Silicone Ag

Pansement mousse avec adhésif en silicone et argent

Pansement mousse flexible avec un doux adhésif en silicone et un complexe d'argent breveté, pour une utilisation sur une large gamme de plaies infectées ou de plaies à risque d'infection.



Biatain ^{MD} Silicone Ag			
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
7,5 x 7,5 cm	3 x 3 po	39636	5
10 x 10 cm	4 x 4 po	39637	5
12,5 x 12,5 cm	5 x 5 po	39638	5
15 x 15 cm	6 x 6 po	39639	5
17,5 x 17,5 cm	7 x 7 po	39640	5
10 x 20 cm	3,9 x 7,9 po	39644	5
10 x 30 cm	3,9 x 11,8 po	39645	5
15 x 19 cm	5,9 x 3,5 po Petit sacrum	39650	5
25 x 25 cm	9,8 x 9,8 po Large sacrum	39651	5
18 x 18 cm	7,1 x 7,1 po Talon	39652	5



Biatain^{MD}

Pansement mousse

Pansement mousse de polyuréthane souple et conformable qui absorbe et retient efficacement les exsudats de la plaie. Cela assure un équilibre optimal pour la prise en charge des plaies exsudatives. Offert en version adhésive et non adhésive. Ce produit est également utilisé pour les zones exposées à la friction excessive et au cisaillement, comme le coccyx.



Biatain ^{MD} Adhésif					
Taille (cm)		Taille (pouces)		Code de produit	Unités
7,5 x 7,5 cm		3 x 3 po		3462	10
10 x 10 cm		4 x 4 po		3430	10
12,5 x 12,5 cm		5 x 5 po		3420	10
17 x 17 cm		6,7 x 6,7 po	Petit sacrum	3483	5
18 x 18 cm		7 x 7 po		3423	5
19 x 20 cm		7.5 x 8 po	Talon	3488	5
23 x 23 cm		9 x 9 po	Large sacrum	3485	5



Biatain ^{MD} non adhésif			
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
5 x 7 cm	2 x 2,8 po	6105	10
10 x 10 cm	4 x 4 po	3410	10
10 x 20 cm	4 x 8 po	3412	5
15 x 15 cm	6 x 6 po	3413	5
20 x 20 cm	8 x 8 po	3416	5



Biatain^{MD} Ag

Pansement mousse avec argent

Pansement mousse de polyuréthane, souple et conformable, doté d'un complexe d'argent breveté, pour une utilisation sur les plaies infectées ou à risque d'infection. Offert en version non adhésive. Ce produit est également utilisé pour les zones à friction élevée et cisaillement comme le coccyx.



Biatain^{MD} Ag non adhésif

Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
5 x 7 cm	2 x 2,8 po	5105	5
10 x 10 cm	4 x 4 po	9622	5
10 x 20 cm	4 x 8 po	9623	5
15 x 15 cm	6 x 6 po	9625	5
20 x 20 cm	8 x 8 po	9626	5



Biatain^{MD} Fiber

Convient aux plaies très exsudatives et emprisonne l'exsudat et les bactéries. Absorbe et retient efficacement l'exsudat et les bactéries, réduisant ainsi l'accumulation d'exsudat. La technologie HexaLock est la nouvelle fibre gélifiante pour toutes les plaies exsudatives.



reddot award 2017
winner

Biatain^{MD} Fiber

Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
5 x 5 cm	2 x 2 po	33501	10
10 x 10 cm	4 x 4"	33503	10
15 x 15 cm	6 x 6"	33506	10
19 x 25 cm	7.5 x 9.8"	33507	10
2.5 x 46 cm	1.5 x 18"	33508	10



Biatain^{MD} Alginate

Pansement d'alginate de calcium

Pansement d'alginate hautement absorbant pour les plaies avec exsudat modéré à abondant, peu importe leur taille, leur forme ou leur profondeur.

Biatain^{MD} Alginate

Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
5 x 5 cm	2 x 2 po	3705	30
10 x 10 cm	4 x 4 po	3710	10
15 x 15 cm	6 x 6 po	3715	10
3 x 44 cm	1 x 17,5 po	Mèche 3740	6




Biatain^{MD} Alginate Ag

Pansement d'alginate de calcium avec argent

Pansement d'alginate hautement absorbant avec argent, pour une utilisation sur les plaies infectées ou à risque d'infection de toutes tailles, formes et profondeurs, avec exsudat modéré à abondant.

Biatain ^{MD} Alginate Ag				
Taille (cm)		Taille (pouces)	Code de produit	Unités
5 x 5 cm		2 x 2 po	3755	30
10 x 10 cm		4 x 4 po	3760	10
15 x 15 cm		6 x 6 po	3765	10
3 x 44 cm		1 x 17,5 po	Mèche	3780





Biatain^{MD} Ibu

Pansement mousse avec ibuprofène

Pansement mousse absorbant, souple et flexible, qui contient de l'ibuprofène pour une utilisation sur des plaies douloureuses. Offert en version non adhésive avec une mince couche adhésive (Soft-Hold).



Biatain ^{MD} Ibu non adhésif			
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
10 x 10 cm	4 x 4 po	4110	5
10 x 20 cm	4 x 8 po	4112	5
15 x 15 cm	6 x 6 po	4115	5
20 x 20 cm	8 x 8 po	4120	5

Biatain ^{MD} Ibu Soft-Hold			
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
10 x 10 cm	4 x 4 po	4140	5
10 x 20 cm	4 x 8 po	4142	5



Biatain^{MD} Super

Pansement hydrocapillaire

Pansement hydrocapillaire hautement absorbant pour une utilisation sur les plaies très exsudatives. Offert en version adhésive et non adhésive.

Biatain ^{MD} Super adhésif			
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
10 x 10 cm	4 x 4 po	4610	10
12,5 x 12,5 cm	5 x 5 po	4612	10
12 x 20 cm	4,5 x 8 po	4625	10
15 x 15 cm	6 x 6 po	4615	10
20 x 20 cm	8 x 8 po	4620	10

Biatain ^{MD} Super non adhésif			
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
10 x 10 cm	4 x 4 po	4630	10
12,5 x 12,5 cm	5 x 5 po	4632	10
12 x 20 cm	4,5 x 8 po	4645	10
15 x 15 cm	6 x 6 po	4635	10
20 x 20 cm	8 x 8 po	4639	10



Comfeel^{MD} Plus

Pansement hydrocolloïde

Pansement hydrocolloïde pour une utilisation sur des plaies avec exsudat léger à modéré. Permet une guérison plus rapide en scellant et en protégeant les plaies.

Comfeel ^{MD} Plus				
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités	
4 x 6 cm	1,5 x 2,5 po	33146	30	
10 x 10 cm	4 x 4 po	33110	10	
15 x 15 cm	6 x 6 po	33115	5	
20 x 20 cm	8 x 8 po	33120	5	
18 x 20 cm	7 x 8 po Sacrum	33285	5	
9 x 11 cm	3 x 4 po Contour	33283	5	



Comfeel^{MD} Plus Transparent

Pansement hydrocolloïde

Pansement hydrocolloïde mince et flexible pour une utilisation sur des plaies non exsudatives ou avec exsudat léger. Permet une guérison plus rapide en scellant et en protégeant la plaie. La transparence permet un contrôle visuel de la plaie.

Comfeel ^{MD} Plus Transparent			
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
5 x 7 cm	2 x 2,75 po	33530	10
10 x 10 cm	4 x 4 po	33533	10
9 x 14 cm	3,5 x 5,5 po	33536	10
15 x 15 cm	6 x 6 po	33539	5
9 x 25 cm	3,5 x 10 po	33537	5
5 x 15 cm	2 x 6 po	33547	10
5 x 25 cm	2 x 10 po	33548	10



Triad^{MD}



Pansement hydrophile

Pansement hydrophile. Utilisé pour le débridement autolytique. Une solution de rechange idéale pour les zones difficiles à panser. Stérile à la première utilisation. Pour plus de renseignements, visitez le coloplast.to/triad_fr.

Triad ^{MD}			
Format (onces)	Format (grammes)	Code de produit	Unités
2,5 oz.	Tube de 71 g	1964	12
6 oz.	Tube de 170 g	1967	12



Purilon^{MD} Gel

Hydrogel fait d'ingrédients naturels

Débridement efficace et doux.

Purilon ^{MD} Gel			
Format (onces)	Format (grammes)	Code de produit	Unités
28 oz.	Tube de 8 g	3906	10
5 oz.	Tube de 15 g	3900	10



InterDry^{MD}

Tissu évacuant l'humidité avec argent antimicrobien

Prise en charge efficace des complications au niveau des plis cutanés ou sous les appareillages médicaux. Convient à une variété de sites d'application, soit en contact peau à peau ou contact peau à dispositif médical. Pour plus d'information, veuillez visiter le www.interdry.ca.

InterDry ^{MD}			
Format (cm)	Format (pouces)	Code de produit	Unités
25 x 46 cm	10 x 18 po	7915	40
25 x 92 cm	10 x 36 po	7912	10
25 x 366 cm	Rouleau de 10 x 144 po	7910	10



Déclarations abrégées

Gamme de pansements Biatain^{MD}

Les pansements Biatain^{MD} sont à usage unique seulement. Reportez-vous au manuel du produit pour des informations détaillées au sujet des instructions complètes, des contre-indications, des avertissements, des mises en garde et des effets indésirables possibles. Pour toute autre question, communiquez avec la Société Coloplast Canada au 1-888-880-8605 et/ou consultez le site Web de l'entreprise au www.coloplast.ca.

InterDry^{MD}

InterDry^{MD} est un protecteur pour la prise en charge des plis cutanés et des autres zones de contact peau à appareillage. Il réduit la colonisation microbienne dans le tissu. Ce tissu à usage unique assure le transport de l'humidité pour garder une peau sèche tandis que l'agent antimicrobien dans le tissu réduit les odeurs. L'utilisation sécuritaire du tissu InterDry pendant la grossesse, l'allaitement et chez les enfants n'a pas été démontrée. Bien que beaucoup de patients bénéficient de l'utilisation de ce produit, les résultats peuvent varier. Voir l'étiquetage du produit pour des informations détaillées, y compris l'indication, les contre-indications, les avertissements, les mises en garde et les complications ou effets indésirables possibles. Pour toute autre question, communiquez avec la Société Coloplast Canada au 1-888-880-8605 et/ou consultez le site Web de l'entreprise au www.coloplast.ca.

Tampon anal Peristeen^{MD}

Le tampon anal Peristeen est conçu comme une barrière aux matières fécales dans le rectum. Le tampon anal peut être utilisé par des gens atteints d'incontinence fécale ou qui souffrent de la libération involontaire de gaz (flatulences). Il agit comme une barrière efficace contre les matières fécales dans le rectum.

Contre-indication : Le tampon anal Peristeen ne doit pas être utilisé si vous souffrez d'hémorroïdes (3e et 4e degré) et de sténose anale.

Mise en garde : Ce produit ne doit pas être utilisé sans une évaluation par votre professionnel de la santé. Communiquez avec votre professionnel de la santé avant d'utiliser le tampon anal Peristeen pour la première fois, puisqu'un encadrement professionnel pour l'utilisation du tampon est indispensable. Le tampon anal ne doit pas être utilisé si vous souffrez de diarrhée. S'il est placé dans la bouche, le tampon anal Peristeen se dilatera et pourrait provoquer l'étouffement. Retirez le tampon anal lorsque vous sentez le besoin d'aller à la selle. Si vous n'avez aucune sensation dans la région rectale et que vous ne sentez pas le besoin d'aller à la selle, un changement de tampon à intervalles réguliers est recommandé.

Le tampon anal Peristeen doit être enlevé au plus tard 12 heures après son insertion. Si vous éprouvez des difficultés en enlevant le tampon Peristeen, vous devez contacter votre professionnel de la santé. Si vous ressentez un inconfort à plusieurs reprises lors de l'utilisation du tampon anal Peristeen, cessez de l'utiliser et communiquez avec votre professionnel de la santé. Gardez hors de portée des enfants. Consultez le manuel du produit pour des informations détaillées concernant les instructions, les contre-indications, les avertissements, les mises en garde et les complications ou effets indésirables possibles, ou communiquez avec la Société Coloplast Canada au 1-866-293-6349 et/ou consultez le site Web de l'entreprise au www.coloplast.ca.

Peristeen Plus^{MD}

Le système d'irrigation transanale Peristeen Plus^{MD} est conçu pour introduire de l'eau dans le côlon au moyen d'un cathéter rectal qui comprend un ballonnet gonflable, lequel est inséré dans le rectum afin de favoriser l'évacuation du contenu de la partie inférieure du côlon. Le système d'irrigation transanale Peristeen Plus^{MD} est indiqué pour une utilisation par des enfants (de 3 ans à moins de 12 ans), des adolescents (de 12 ans à moins de 18 ans), de jeunes adultes (de 18 ans à moins de 21 ans) et des patients adultes atteints de dysfonction de l'intestin neurogène qui souffrent d'incontinence fécale, de constipation chronique et/ou qui consacrent beaucoup de temps aux procédures de gestion de la fonction intestinale.

Contre-indications : Peristeen Plus^{MD} Irrigation transanale ne doit pas être utilisé dans les situations suivantes : obstruction connue du gros intestin due à des sténoses ou à des tumeurs, maladie inflammatoire aiguë, diverticulite, maladie diverticulaire complexe, chirurgie abdominale ou anale dans les 3 derniers mois, phase de choc spinal et patientes enceintes n'ayant pas utilisé le système auparavant (si la patiente est enceinte et qu'elle n'a jamais utilisé l'irrigation transanale auparavant, elle ne devrait pas commencer la procédure d'irrigation pendant la grossesse).

Mise en garde : La procédure d'irrigation transanale doit toujours être effectuée avec soin. La perforation intestinale est une complication de l'irrigation transanale extrêmement rare, mais grave et potentiellement mortelle, qui exige une admission immédiate dans un hôpital et requiert souvent une intervention chirurgicale.

Reportez-vous au manuel du produit pour des informations détaillées au sujet de la procédure, des contre-indications, des avertissements, des mises en garde et des effets indésirables possibles. Pour toute autre question, communiquez avec la Société Coloplast Canada au 1-866-293-6349 et/ou consultez le site Web de l'entreprise au www.coloplast.ca.

SpeediCath^{MD}

Les cathéters SpeediCath^{MD} sont indiqués pour une utilisation par des patients atteints de rétention urinaire chronique ou qui présentent un volume résiduel post-mictionnel (VRPM) en raison d'un dysfonctionnement mictionnel d'ordre neurogène et non-neurogène. Le cathéter est inséré dans l'urètre pour atteindre la vessie, permettant ainsi à l'urine de s'écouler. Il existe un dispositif SpeediCath distinct destiné aux hommes ou aux femmes. Il s'agit d'un produit à usage unique. Les patients doivent contacter leur professionnel de la santé avant de procéder à l'autocathétérisme pour la première fois et ils doivent suivre attentivement les instructions. Reportez-vous au manuel du produit pour plus d'information, ou communiquez avec la Société Coloplast Canada au 1-866-293-6349 et/ou consultez le site Web de l'entreprise au www.coloplast.ca.

Self-Cath^{MD}

Les cathéters Self-Cath^{MD} sont destinés à des patients masculins, féminins et pédiatriques (nouveau-nés, nourrissons, enfants, adolescents et jeunes adultes) qui ont besoin d'un drainage de la vessie, tel que déterminé par leur médecin. Le cathéter est indiqué pour les personnes qui sont incapables d'uriner naturellement ou pour celles qui présentent un volume résiduel d'urine significatif après une miction naturelle. À usage unique seulement. Reportez-vous au manuel du produit pour des informations détaillées au sujet de la procédure, des contre-indications, des avertissements, des mises en garde et des effets indésirables possibles. Pour toute autre question, communiquez avec la Société Coloplast Canada au 1-866-293-6349 et/ou consultez le site Web de l'entreprise au www.coloplast.ca.

Triad^{MD}

Le pansement hydrophile Triad^{MD} est indiqué pour la prise en charge locale des ulcères de pression et de stase veineuse, des lésions ou blessures du derme, des plaies superficielles, des éraflures, des brûlures au premier et au deuxième degré, et des plaies d'épaisseur partielle ou de pleine épaisseur. Convient aux nouveau-nés.

Contre-indications : Triad^{MD} est contre-indiqué pour les brûlures au troisième degré et les plaies infectées. Consulter l'étiquette du produit pour des informations complètes, y compris les avertissements et les mises en garde. Pour toute autre question, communiquez avec la Société Coloplast Canada au 1-888-880-8605 et/ou consultez le site Web de l'entreprise au www.coloplast.ca.

Code de produit	Page
112	50
114	50
116	50
208	49
210	49
212	49
214	49
240	49
305	49
306	49
308	49
310	49
408	50
410	50
412	50
414	50
416	50
418	50
0421	39
0422	39
0423	39
0424	39
450	50
460	50
475	49
0509	40
608	50
610	50
612	50
614	50
808	50
810	50
812	50
814	50
816	50
818	50
0925	40
1110	41
1114	50
1116	50
1500	41
1907	39
1964	65
1967	65
2041	40
2115	35
2125	35
2151	34
2166	34
2181	34
2320	40
2325	40
2330	40
2340	40
2350	40
2490	32

Code de produit	Page
2501	41
2520	32
2650	39
2655	39
2792	31
2793	31
2801	41
2802	41
2803	41
2807	41
2808	41
2831	30
2832	30
2833	30
2836	30
2837	30
2846	30
2847	30
2881	29
2882	29
2883	29
3210	38
3215	38
3220	38
3410	62
3412	62
3413	62
3416	62
3420	62
3423	62
3430	62
3462	62
3483	62
3485	62
3488	62
3705	63
3710	63
3715	63
3740	63
3755	64
3760	64
3765	64
3780	64
3900	66
3906	66
4110	64
4112	64
4115	64
4120	64
4140	64
4142	64
4610	64
4612	64
4615	64
4620	64
4625	64

Code de produit	Page
4630	64
4632	64
4635	64
4639	64
4645	64
5030	53
5030H	53
5035	53
5035H	53
5050	56
5062	55
5063	55
5070	56
5105	63
5130	54
5135	54
5161	55
5163	55
5167	55
5170	56
5174	56
5200	54
5205	54
5210	54
5212	54
5215	54
5221	53
5225	53
5225H	53
5230	53
5230H	53
5235	53
5235H	53
5580	34
5585	34
6105	62
7583	40
7910	66
7912	66
7915	66
8000	54
8009	35
8100	54
8200	54
8205	54
8300	54
8305	54
8400	54
8500	54
9500	40
9505	40
9622	63
9623	63
9625	63
9626	63
10011	23

Code de produit	Page
10012	23
10013	23
10015	24
10016	24
10017	24
10021	23
10022	23
10023	23
10025	24
10026	24
10027	24
10031	23
10032	23
10035	24
10036	24
10041	23
10045	24
10101	25
10102	25
10103	25
10104	26
10105	26
10106	26
10108	25
10111	25
10113	25
10114	25
10116	25
10117	25
10154	24
10155	24
10156	24
10164	24
10165	24
10166	24
10167	24
10451	16
10461	16
10471	16
10472	16
10473	16
10474	16
10475	16
10476	16
10477	16
10478	16
10479	16
10480	16
10481	16
10482	17
10483	17
10484	17
10487	17
10489	16
10502	9
10503	9

Code de produit	Page
10504	9
10505	9
10506	9
10512	9
10513	9
10514	9
10515	9
10516	9
10522	9
10523	9
10524	9
10525	9
10531	9
10551	14
10561	14
10562	14
10563	14
10564	14
10565	14
10566	14
10567	14
10568	14
10571	14
10572	14
10573	14
10582	20
10583	20
10584	20
10585	20
10586	20
10870	19
10871	19
10872	19
10873	19
10874	19
10881	19
10883	19
10884	19
10885	19
10904	26
10905	26
10914	26
10915	26
10918	26
11011	23
11012	23
11015	24
11016	24
11021	23
11022	23
11023	23
11024	23
11025	24
11026	24
11027	24
11028	24

Code de produit	Page
11031	23
11032	23
11035	24
11036	24
11041	23
11045	24
11114	24
11115	24
11124	24
11125	24
11126	24
11127	24
11135	24
11136	24
11185	24
11186	24
11194	24
11195	24
11196	24
11197	24
11301	25
11302	25
11303	25
11304	26
11305	26
11306	26
11307	25
11308	26
11312	25
11313	25
11314	25
11315	25
11316	25
11401	10
11402	10
11412	10
11413	10
11421	10
11422	10
11425	10
11432	10
11443	10
11461	10
11462	10
11463	10
11471	10
11472	10
11473	10
11474	10
11482	10
11483	10
11484	10
11486	10
11487	10
11491	11
11492	11

Code de produit	Page
11496	11
11497	11
11498	11
11499	11
11500	11
11505	26
11514	26
11515	26
11518	26
11612	26
11615	26
11690	26
11750	41
11801	28
11802	28
11803	28
11804	28
11811	28
11812	28
11814	28
11815	28
11821	26
11822	26
11824	26
11825	26
11827	26
11828	26
11841	25
11842	25
11844	25
11845	25
11846	25
11851	25
11852	25
11854	25
11855	25
11856	25
12000	39
12010	39
12011	39
12014	22
12020	38
12021	38
12030	38
12032	38
12033	38
12035	38
12036	38
12037	38
12038	38
12039	38
12042	38
12045	38
12046	38
12047	38
12048	38

Code de produit	Page
12049	38
12050	39
12060	39
12061	39
12070	39
12072	39
12074	39
12076	39
12090	38
12091	38
12092	38
12093	38
12094	38
12095	38
12110	33
12130	33
12140	33
12144	33
12145	33
12146	33
12147	33
12149	33
12170	33
12174	33
12175	33
12176	33
12177	33
12201	15
12202	15
12212	15
12213	15
12222	15
12232	15
12243	15
12262	15
12271	15
12272	15
12274	15
12282	15
12284	15
12291	15
12292	15
12297	15
12298	15
12344	31
12346	31
12354	31
12355	31
12356	31
12374	31
12375	31
12376	31
12384	31
12385	31
12386	31
12432	34

Code de produit	Page
12433	34
12471	34
12472	34
12533	32
12595	34
12596	34
12701	29
12702	29
12703	29
12704	29
12705	29
12706	29
12707	29
12708	29
12709	29
12716	29
12719	29
12800	33
12802	33
12805	33
12808	33
12810	33
12820	41
12834	42
12835	42
12836	42
12841	29
12842	29
12844	29
12845	29
12847	29
12848	29
12991	34
12992	34
12993	34
12994	34
12995	34
12996	34
12997	34
13671	17
13672	17
13673	17
13674	17
13675	17
13676	17
13678	20
13679	20
13680	20
13684	19
13685	19
13706	32
13840	32
13844	32
13845	32
13846	32
13860	32

Code de produit	Page
13870	32
13874	32
13875	32
13876	32
13924	31
13925	31
13964	31
13965	31
13966	31
13974	31
13975	31
13976	31
13984	31
13985	31
13986	31
14010	42
14015	42
14021	42
14031	42
14041	42
14050	42
14060	42
14070	42
14103	32
14106	32
14163	32
14164	32
14165	32
14166	32
14173	32
14174	32
14175	32
14176	32
14196	32
14201	34
14202	34
14224	31
14225	31
14226	31
14227	31
14228	31
14229	31
14232	30
14233	30
14234	30
14235	30
14236	30
14237	30
14238	30
14239	30
14243	30
14246	30
14249	30
14251	30
14252	30
14254	30

Code de produit	Page	Code de produit	Page	Code de produit	Page	Code de produit	Page	Code de produit	Page
14255	30	15450	28	16483	14	16865	20	18300	18
14258	30	15470	28	16484	14	16866	20	18301	18
14261	29	15472	28	16485	14	16867	20	18302	18
14262	29	15473	28	16486	14	16870	20	18305	18
14263	29	15474	28	16487	14	16871	20	18310	18
14271	29	15480	28	16488	14	16872	20	18312	18
14272	29	15482	28	16491	14	16880	14	18313	18
14273	29	15483	28	16493	14	16881	14	18314	18
14274	29	15484	28	16494	14	16882	14	18315	18
14275	29	15521	27	16705	17	16883	14	18320	18
14276	29	15522	27	16706	17	16884	14	18321	18
14277	29	15523	27	16715	17	16885	14	18322	18
14278	29	15524	27	16716	17	16886	14	18323	18
14281	30	15531	27	16725	17	16887	14	18324	18
14282	30	15532	27	16726	17	16888	14	18330	18
14283	30	15533	27	16727	17	16889	14	18331	18
14291	30	15534	27	16730	17	16890	14	18332	18
14292	30	15605	27	16731	17	16891	14	18333	18
14293	30	15606	27	16732	17	16901	9	18340	18
14294	30	15607	27	16733	17	16903	9	18341	18
14295	30	15608	27	16734	17	16911	9	18342	18
14296	30	15633	27	16735	17	16913	9	18343	18
14307	35	15634	27	16737	17	16914	9	18344	18
14308	35	15635	27	16738	17	16915	9	18371	16
14404	32	15695	27	16739	17	16921	9	18373	16
14405	32	15696	27	16748	17	16923	9	18382	16
14411	32	15821	27	16755	17	16924	9	18383	16
14412	32	15981	27	16756	17	16931	9	18386	15
14414	32	16301	19	16757	17	16933	9	18389	15
14415	32	16305	19	16760	17	16934	9	18390	14
14422	32	16306	19	16761	17	16941	9	18401	21
14423	32	16310	19	16762	17	16942	9	18402	21
14424	32	16311	19	16763	17	16951	9	18403	21
14441	33	16312	19	16764	17	16953	9	18404	21
14445	33	16313	19	16767	17	16954	9	18405	21
14452	33	16315	19	16768	17	16955	9	18500	10
14453	33	16322	19	16770	17	16961	9	18501	10
14454	33	16323	19	16771	17	16963	9	18510	10
14494	31	16325	19	16772	17	16964	9	18511	10
14498	31	16326	19	16773	17	16971	9	18512	10
14681	35	16327	19	16778	17	16973	9	18513	10
14682	35	16330	19	16801	20	16974	9	18520	10
14691	35	16331	19	16805	20	18151	20	18521	10
14692	35	16332	19	16810	20	18152	20	18522	10
14701	34	16333	19	16825	20	18160	20	18523	10
14702	34	16335	19	16826	20	18161	20	18524	10
15403	28	16345	19	16827	20	18162	20	18530	10
15404	28	16346	19	16835	20	18163	20	18531	10
15405	28	16347	19	16836	20	18170	20	18532	10
15406	28	16350	19	16837	20	18171	20	18600	11
15407	28	16351	19	16840	20	18172	20	18601	11
15408	28	16352	19	16841	20	18173	20	18602	11
15413	28	16353	19	16842	20	18180	20	18603	11
15414	28	16471	14	16855	20	18181	20	18610	11
15415	28	16472	14	16856	20	18182	20	18611	11
15441	28	16481	14	16857	20	18185	20	18612	11

Code de produit	Page
18613	11
18620	11
18621	11
18622	11
18630	11
18631	11
18632	11
18640	11
18641	11
18642	11
18650	15
18651	15
18652	15
18655	15
18656	15
18657	15
18660	21
18661	21
18665	21
18666	21
18670	21
18671	21
18675	21
18676	21
18680	21
18681	21
18690	21
18691	21
18700	22
18705	22
18710	23
18711	23
18712	23
18713	23
18720	22
18721	22
18722	22
18723	22
18724	22
18725	22
18730	22
18731	22
18735	22
18747	22
19001	28
19003	28
19010	28
19011	28
19020	28
19021	28
19030	28
19040	25
19041	25


Code de produit	Page
19042	25
19050	25
19051	25
19052	25
21034	55
21054	55
21346	56
21356	56
21365	34
22025	53
22028	53
22030	53
22035	53
22040	53
22121	53
22125	53
22130	53
22135	53
25501	55
27408	47
27410	47
27412	47
27414	47
27416	47
27418	47
27490	47
27492	47
27494	47
27496	47
27508	47
27510	47
27512	47
27514	47
27516	47
27706	47
27708	47
27710	47
28110	48
28112	48
28114	48
28422	49
28520	49
28522	49
28524	49
28578	48
28580	48
28582	48
28584	48
28692	48
28810	48
28812	48
28814	48
28916	47

Code de produit	Page
28920	47
28922	47
28924	47
29140	57
29142	57
29143	57
29145	57
29146	57
29147	57
29149	57
33110	65
33115	65
33120	65
33146	65
33283	65
33285	65
33400	61
33401	61
33406	61
33434	61
33435	61
33436	61
33437	61
33438	61
33444	61
33445	61
33446	61
33452	61
33453	61
33501	63
33503	63
33506	63
33507	63
33508	63
33530	65
33533	65
33536	65
33537	65
33539	65
33547	65
33548	65
39000*	61
39001*	61
39010*	61
39020	61
39021	61
39022	61
39023	61
39024	61
39025	61
39026	61
39636	62
39637	62

Code de produit	Page
39638	62
39639	62
39640	62
39644	62
39645	62
39650	62
39651	62
39652	62
383004	56
506110	54
506130	54
506140	54
506150	54
506200	54
506220	54
506240	54
506260	54

Coloplast^{MD} Care

Pour répondre à vos besoins en soins de stomie ou soins de la continence



Site Web et courriels

Un site Web spécialisé et des courriels réguliers avec articles et conseils pertinents.




Outil d'autoévaluation

Aide aux patients pour suivre l'état de santé de leur stomie ou de leur vessie par une autoévaluation régulière.



Soutien téléphonique

Des conseillères et conseillers prêts à répondre aux questions et à fournir un soutien par téléphone.



Conseils sur les produits

Accès à des échantillons de produit sur demande.

Il est facile de s'inscrire à Care!

En ligne au : www.coloplast.ca/careform

Par téléphone au : **1 (866) 293-6349**

Communiquez avec votre gestionnaire de territoire pour obtenir plus de renseignements et des formulaires d'inscription à Coloplast^{MD} Care.

Velcro^{MD} est une marque déposée de Velcro Industries B.V.

Coloplast Canada, 2030 Bristol Circle, bureau A205, Oakville (Ontario) L6H 0H2
www.coloplast.ca. Le logo de Coloplast est une marque déposée de Coloplast. © 2024-06.
Tous droits réservés Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danemark.

